



وزارة التعليم  
Ministry of Education

# دليل مهارات محضري المختبر المدرسي

١٤٤١ هـ





وزارة التعليم  
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم  
وكالة التعليم العام  
الإدارة العامة للإشراف التربوي  
قسم العلوم الطبيعية

# دليل مهارات محضري المختبر المدرسي

١٤٤١ هـ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





## فهرس المحتويات

رقم الصفحة	الموضوعات
٤	المقدمة
٥	الفصل الأول ( المختبرات المدرسية ومتطلبات العمل المخبري )
١٤	الفصل الثاني ( السلامة في المختبر )
٣٩	الفصل الثالث ( أساسيات الصيانة )
٥٣	الفصل الرابع ( معارف ومهارات في المختبر )
١٥٠	الملاحق
١٥٢	المراجع





## المقدمة

تحرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على الجودة والريادة ومواجهة التحديات المعاصرة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية في عصر المعرفة ببناء رأس المال البشري وتزويده بالقوة المعرفية والمهارات العملية والقيم والاتجاهات حتى يكون مشاركا ومنتجا للمعرفة لأن التطوير الحقيقي للتعليم وفقا للتوجهات المستقبلية ينطلق من كون المدرسة وحدة للتطوير والتغيير.

وللمساهمة في بناء الشخصية المتكاملة انبثق مشروع العلوم والرياضيات الذي ركز على تفعيل المختبرات المدرسية التعليمية ليصبح المتعلم ايجابي نشط ويكتسب المهارات الأساسية ( الأكاديمية ، الأدائية الاجتماعية ، الأمن والسلامة ) وهذا يتفق مع الاتجاهات الحديثة في ميدان التعليم ويعكس طبيعة العلوم القائمة على المشاهدة والتجريب ، فالمختبر بدأ بحجرة صغيرة في المرحلة المتوسطة والثانوية تقتصر للبيئة الفيزيائية المناسبة وعجز في الإمكانيات والموارد ، ثم تطور حتى غدا ركناً هاماً من أركان منهاج العلوم ذلك المنهاج الذي تمثل الأنشطة والتجارب العملية المحور المعرفي لمحتواه، وإن استخدام المختبر في التدريس تعني إتاحة الفرصة للمتعلم للتعامل مع الأدوات والأجهزة والمواد تحت إشراف المعلم وتوجيهه ، سواء كان ذلك في داخل حجرة المختبر المدرسي أو في الصف أو أي مكان ولنا في قدوتنا رسول الله صل الله عليه وسلم في تعليمه الركن الثاني من أركان الإسلام الأسوة الحسنة حيث كان يقول لصحابته " صلوا كما أصلي " . إن التقارير الميدانية أشارت إلى قلة ممارسة المتعلم العملية داخل المختبر، وأن معظم التجارب العملية تقدم على هيئة عرض عملي من المعلم ، ولأهمية تفعيل دور المتعلم في عملية التعلم -بصفة عامة -وفي عملية الاستكشاف العلمي المرتبط بالتجريب والممارسة -بصفة خاصة -رأت الوزارة ضرورة تفعيل هذا الجانب الحيوي الهام ( المختبر ) ، فكان تعميم الوزارة بتوحيد الإشراف على العمل بالمختبرات المدرسية رقم ٣٦١٤٢٩٣٥٧ تاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ هـ وحرصاً على تفعيل مهام العاملين بالمختبر المدرسي ، فكان دليل مهارات محضري المختبر المدرسي الذي ركز على المهارات التي تفيده محضر المختبر المدرسي ،ومن أسند له الإشراف على المختبر المدرسي والتي تم إعداده بناء على تحليل التجارب الواردة في المقررات المدرسية لجميع المراحل ليكون مرجع يسترشد به المحضر ومن أسند له مهام المختبر المدرسي .

ينقسم الدليل إلى فصول خمس تناول الفصل الأول منه عرض إطار عام للمختبرات المدرسية ومهام المحضر إدارياً وفنياً، والفصل الثاني السلامة في المختبر والذي شمل إرشادات الأمن والسلامة العامة في المختبرات وإرشادات الأمن والسلامة في مختبر الفيزياء والأحياء والكيمياء والفصل الثالث أساسيات الصيانة والفصل الرابع / معارف ومهارات في المختبرات وشملت المعارف والمهارات في الفيزياء والأحياء والكيمياء والفصل الخامس الملاحق نموذج مقترح للتقرير الشهري من المدرسة.

ونشكر كل من ساهم في إخراج هذا الدليل ولاشك أن هذا العمل جهد بُذل ولكن قد يعتريه النقص والقصور وهما من سمات أي عمل بشري فإن اصبنا فبتوفيق الله وإن اخطأنا فمن أنفسنا والشيطان.

والله ولي التوفيق





## الفصل الأول

### المختبر المدرسي ومتطلبات العمل المخبري





## المختبر المدرسي وأهميته



تتميز مقررات العلوم في أنها تتطلب تنفيذ التجارب والأنشطة التي يتم فيها استخدام المواد والأجهزة المخبرية والتعامل مع الكائنات الحية النباتية والحيوانية والتعامل مع المواد الكيميائية، ويمكن في ذلك بعض المخاطر، مما يتوجب على المعلم تنظيم بيئة التعلم لتنفيذ النشاطات العملية من المتعلمين بأمان دون وقوع أي حوادث. إن المختبر المدرسي هو المكان الطبيعي لتعليم العلوم، من خلال استراتيجيات التدريس المبنية على الاستقصاء بأنواعه المختلفة.

## المختبر المدرسي



العملية أو مجموعة العمليات التي يقوم فيها المتعلم بتوضيح أو استقصاء معرفة ما عن طريق العمل، وقد يقوم بعمله هذا في حدود معينة كغرفة المختبر في المدرسة أو الحديقة أو أي مكان آخر.



المكان الذي يختبر فيه المعلم وطلابه فروض العلم، حيث يعد من أساسيات العملية التربوية والتعليمية.





## أهمية توظيف المختبر المدرسي في تدريس العلوم



تركز المقررات الدراسية على التجربة والاستنتاج والتفحص والدراسة العملية والمقارنة بين خصائص الأشياء ومميزاتها وهذا كله لا يتم إلا بوجود مختبر مناسب للدراسة العملية وتوفير مختلف الإمكانيات لهذه المختبرات ، لأن توظيف المختبر يساهم في تعلم الطلاب وتوضح أهميته في التالي :

يضيف واقعية على المعلومات والأفكار النظرية.مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة العامة.



التدريب على استخدام الأجهزة والوسائل.




تنمية القدرة على الملاحظة الدقيقة والمباشرة.



التعرف على تصميم الأجهزة وتركيبها.



إثارة ميول الطلبة وتنمية اهتماماتهم بالعلوم.



رسوخ المعلومات العلمية.



زيادة فهم طبيعة العلم.




يوفر للطلاب مجموعة من الخبرات الحسية.



الدقة في قراءة النتائج.



تنمية القدرة على استخدام التفكير المنطقي.



تنمية الاتجاهات العلمية.



تنمية حب العلم ووسائله وأدواته.





## إدارة المختبر المدرسي



يعد المختبر المدرسي مرفقا ضروريا ومهما من مرافق المدرسة التي لا غنى عنها لخدمة مواد العلوم، والعمل به يحتاج إلى إدارة جيدة ليصبح مثاليا، ويخدم العملية التربوية بشكل فعال يحقق الأهداف التي وُجد من أجلها. ولكي يتم ذلك ينبغي على محضر المختبر المدرسي أن يدير أعمال المختبر المدرسي محضر مختبر مؤهل للقيام بالمهام الفنية والإدارية. لذا سيتم عرض المهام والواجبات الإدارية والفنية للعاملين في المختبر المدرسي بشكل عام. بعد التعرف على المقصود بمحضر المختبر وكفاياته.

### محضر المختبر:

- الموظف المسئول عن المختبر فنياً وإدارياً وهو الذي يؤدي دوراً بارزاً من خلال مساعدة معلمي العلوم في الإعداد والتنفيذ وتوفير جميع الظروف والإمكانات لاستخدام المختبر وتفعيله.



**الكفاية** مجموعة من المعارف والمفاهيم والاتجاهات التي توجه سلوك المتعلم في المواقف المختلفة ، ويمكن قياسها بمعايير متفق عليه .  
**الكفاءة:** القدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في وضعيات جديدة داخل إطار عمله المهني كما تحوي أيضا تنظيم العمل وتخطيطه والابتكار والقدرة على التكيف مع النشاطات غير العادية.

### الفرق بين الكفاءة والكفاية:

الكفاءة هي الحد الأعلى من الأداء ، أمّا الكفاية فهي الحد الأدنى المقبول من الأداء





إن مما يُساعد محضر المختبر القيام بالمهام التي قد يفرضها عليها دوره امتلاكه كفايات شخصية ومهنية .

### كفايات مهنية

### كفايات شخصية

- التمتع بقدر عال من الثقافة العامة. الإلمام بالمناهج الدراسية في مجالات العلوم لجميع المراحل وماتحتويه من أنشطة وتجارب.
- الإلمام بالموصفات الفنية للمختبرات ولديه قدرة على تقديم مقترحات لتطويرها ومتابعتها.
- الإلمام بالمحتويات من عهد مخبرية وتقنيات . الإلمام بقواعد ووسائل الأمن والسلامة بالمختبرات وتطبيقها.
- الإلمام بمهارات الإسعافات الأولية وتطبيقها.
- الإلمام بكيفية إجراء الأنشطة العملية واحتياطات الأمن والسلامة الخاصة بها.
- القدرة على التجديد والابتكار في مجال عمله.
- الإلمام باستخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة في مجال عمله.

- تحمل المسؤولية في مجال العمل بجدية واضحة بما يتطلبه الواجب .
- الانضباط بالدوام الرسمي والنظام والترتيب والحذر والغيرة على مصلحة العمل .
- الذكاء والإخلاص وسرعة البديهة والقدرة على حسن التصرف .
- القدرة على الإبداع والابتكار ووضع الخطط المناسبة للعمل في مختبرات العلوم للوصول إلى الهدف المنشود ..
- الإلتزان الانفعالي والصبر وسعة الصدر.
- التعاون وحسن المعاملة
- امتلاك مهارات التعامل مع الآخرين .
- حب الإطلاع والتثقيف الذاتي .
- الطموح والعمل على تنمية الذات .





## مهام وواجبات محضر المختبر المدرسي


إن المهمة الأساسية لمحضر المختبر هي توفير الظروف والإمكانات المناسبة لاستخدام المختبر من قبل جميع معلمي العلوم بما يحقق الأهداف التعليمية الواردة في مقررات مواد العلوم المختلفة ، وقد وضع الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام الإصدار الثالث في عملية المختبرات والمعامل مهام محضر المختبر المدرسي التالية :



- جرد جميع محتويات المختبرات والمواد الكيميائية وفق النموذج وم.ع.ن - ٠٨ - ٠١
- حصر الناقص والزائد والتالف من الأصناف والأجهزة والأدوات في المختبر ورفعها إلى وكيل الشؤون المدرسية وفق نموذج وم.ع.ن - ٠٨ - ٠٢
- استلام المستلزمات الواردة للمدرسة من المساعد الإداري .
- حفظ مواد المختبر المختلفة وتصنيفها في سجلات العهدة حسب الترتب التالي : ❖ سجل الزجاجيات ❖ سجل الكيماويات ❖ سجل الأجهزة الفيزيائية ❖ كشف أسماء اللوحات المصورة ❖ كشف اللوحات المصورة المستخدمة في أجهزة العرض ❖ كشف أسماء الأفلام العلمية والأقراص المدمجة.
- حفظ المواد الكيميائية في أدراج خاصة حسب النوعية في الثلاجة أو غرفة الغازات أو صندوق رملي.
- حفظ العينات الحيوانية بطرق جافة أو سائلة.
- حفظ الأجهزة والمواد والأدوات والأفلام والأقراص المدمجة في دواليب وأرفف ويكتب قائمة بأسمائها وتعلق على الدولاب أو الرف.
- كتابة أرقام على كل مادة أو جهاز مماثل للرقم المسجل في سجل العهدة لأغراض الجودة وسهولة التعرف عليها.

قبل بداية العام الدراسي





## إنهاء العام الدراسي

- وضع الخطة الفصلية للتجارب العملية في المختبر وفق نموذج وم.ع.ن -٠٦- -٠٢ بعد الإطلاع على خطط المعلمين الفصلية.
- تحضير متطلبات كل تجربة قبل يوم من إجرائها.
- التعاون مع معلم المادة في إجراء التجارب مسبقاً قبل عرضها على الطلاب للتأكد من نجاح التجربة والنتائج.
- تحديد موعد إجراء التجربة أمام الطلاب ..
- مساعدة المعلم والطلاب على إجراء التجارب والحفاظ على سلامتهم.
- القيام بتعبئة سجل تنفيذ التجارب العملية وفق النموذج (و.م.ع.ن -٠٦- -٠٤)
- ترتيب الأدوات والمكان وتنظيفها بعد الانتهاء من التجربة.
- تحديد المستهلك من المواد وخصمها من العهدة.
- تسجيل ما تمت استعارته من أجهزة وأدوات وصور داخل المختبر وخارجه..

## ارشاد

التقرير الشهري محصلة ما تم تنفيذه من أنشطة وتجارب خلال شهر كامل بهدف توضيح توظيف المعلم للمختبر لتحقيق الأهداف التي وردت في خطته السنوية أو الفصلية.، وتمكين قائد المدرسة ومشرف العلوم من الاطلاع على نشاطات معلمي العلوم ومحضر المختبر ومعرفة كيف عمل كل منهم على تفعيل دور المختبر المدرسي في العملية التعليمية.





تنظيم السجلات والملفات الخاصة بالمختبر بشكل صحيح يسهل الرجوع إليها ويشمل هذا ما يلي :

السجل	الهدف	رمز النموذج	مكان الحفظ	مدة الحفظ
جرد المختبر والمواد الكيميائية.	الجرد السنوي لمحتويات المختبر من التجهيزات والأثاث المخبري ( العهدة المخبرية ) والمواد الكيميائية. تتم هذه العملية في نهاية كل عام دراسي، وتشمل: - جرد المختبر. - بيان بعهدة خزانة المواد الكيميائية.	( و.م.ع. ن - ٠٨ - ٠١ )	محاضر المختبرات	ثلاث سنوات
حصر الناقص والزائد والتالف في المختبر	سجل خاص يقيد فيه كل ما يرد للمختبر من تجهيزات وأثاث وأدوات مستهلكة أو غير مستهلكة، ويُخصم منه كل ما يتم الموافقة على صرفه أو استهلاكه أو أتلافه ويشمل: - أسماء المواد والأدوات الناقصة في المختبر. - أسماء المواد والأدوات الزائدة في المختبر. - أسماء المواد والأدوات التالفة في المختبر.	( و.م.ع. ن - ٠٨ - ٠٢ )	محاضر المختبرات	عام دراسي
الخطة الفصلية للتجارب العملية	سجل يقيد في جميع التجارب والأنشطة الواردة في كتاب الطالب ودليل التجارب العملية خلال العام الدراسي .	( و.م.ع. ن - ٠٨ - ٠٣ )	محاضر المختبر	عام دراسي
سجل تنفيذ التجارب العملية	سجل يسجل فيه كل ما يتم إجراؤه يومياً من أنشطة وتجارب عملية.	( و.م.ع. ن - ٠٨ - ٠٤ )	محاضر المختبر	عام دراسي





## إجراءات الجرد في المختبر



- يتم تشكيل لجنة من ( قائد المدرسة - وكيل الشؤون المدرسية - محضر المختبر - المساعد الإداري) للقيام بالمهام التالية :
١. حصر وتفقد كل محتويات المختبر من التجهيزات والأثاث ومطابقتها ومقارنتها بمحتويات سجل أو سجلات العهدة الخاصة بالمختبر.
  ٢. مراجعة سجلات وملفات المختبر وبخاصة سجل الخطة الفصلية وملف محاضر الكسر و الإتلاف والفقـد والاستهلاك وتشمل عملية الجرد: وتشمل عملية الجرد إعداد قوائم الجرد للمواد والأدوات ( الناقصة -التالفة -الزيادة) في المختبر.

## إرشاد



**المستهلكة** : هي المادة التي تنقص تدريجياً نتيجة استخدامها حتى يصبح رصيدها صفراً مثل ( المواد الكيميائية ) ويتم إخراجها كلياً من سجل العهد جزئياً حسب ما تم استهلاكه أثناء العام الدراسي ويجوز إخراجها كلياً من العهدة عند استهلاك كامل الكمية .


**التالفة** : يُقصد بها أي جهاز أو أداة أو مادة غير صالحة للاستخدام كلياً ولا يمكن إعادة صلاحيته بإجراء الصيانة ويكون ذلك بشهادة خبير مختص

**المشطوبة** : هي التجهيزات المفقودة من المختبر على الرغم من وجود رصيد لها في سجل العهدة .





## الفصل الثاني السلامة في المختبر





## السلامة العامة في المختبر



### أولاً: مستلزمات الأمن والسلامة



توجد العديد من مستلزمات الأمن والسلامة الضرورية التي ينبغي توفرها في المختبرات المدرسية لما لها من أهمية كبيرة في الوقاية من المخاطر التي قد تحدث في المختبرات، وأهم المستلزمات هي:

### ١ - خزنة طرد الغازات



وتعتبر من أهم مستلزمات مختبر الكيمياء لما لها من أهمية كبيرة عند التعامل مع الكثير من تجارب تحضير الغازات مثل: (الكلور، البروم)، وغيرها من المواد الكيميائية التي تتصاعد منها أبخرة سامة.

### التركيب



- عباة عن خزنة خشبية او معدنية كما بالشكل .
- لها سطح وجوانب مقاومة لتاثير المواد الكيميائية ، ومزودة بحوض غسيل وصنبور ماء ومحبس غاز ومأخذ للتيار الكهربائي ومروحة شطف مثبتة في سقفها ومتصلة بأنبوبة للخارج ، ولها باب زجاجي ينزلق للأعلى وللأسفل بسهولة ، وتوضع في مكان مناسب.





## كيفية الاستخدام



- تشغيل مروحة الشفط قبل وضع المواد اللازمة للتجربة داخلها.
- التأكد من وصول الماء والغاز إلى داخل الخزانة قبل البدء بإجراء التجربة.
- رفع الباب إلى أعلى بقدر بسيط يسمح بإدخال المواد إلى داخل الخزانة، ثم أنزله قليلاً بحيث يسمح بدخول يدك فقط .
- تحضير التجربة التي سيتم تنفيذها مع ترك مروحة الشفط شغالة والباب المنزلق نحو الأسفل .

## ٢ - طفاية الحريق



هناك أنواع عديدة من طفايات الحريق ولكن أكثر أنواع الطفايات استخداماً في مختبرات المدارس هي :

١ طفاية البودرة أو ثاني أكسيد الكربون.

٢ طفاية ثاني أكسيد الكربون تستخدم هذه الطفاية في جميع أنواع الحرائق، ولها تأثير جيد في إطفاء الحرائق الناجمة عن الزيوت والتيار الكهربائي ، ، فغاز CO<sub>2</sub> غير موصل للتيار الكهربائي، ويمكن استخدامه في حرائق الآلات الدقيقة، وينصح بعدم استخدامها في الأماكن المغلقة لأن استنشاق CO<sub>2</sub> يؤدي إلى التسمم.






## التركيب



- غطاء علوي ويصنع من المعدن أو البلاستيك وله مقبض للتحكم في إخراج الغاز عند اللزوم يشبث به مسمار أمان ، ويتفرع منه خرطوم ينتهي بقاذف أو مرش.
- -إسطوانة مصنوعة من الفولاذ لتحتمل الضغط الناتج من تحويل غاز CO<sub>2</sub> إلى سائل.

## طريقة العمل



- قف باتجاه الريح وليس بعكسها وعلى بعد متر من الحريق.
- إنزع مسمار الأمان.
- اضغط على الزناد لتقذف المادة المستخدمة في الإطفاء باتجاه الحافة السفلية للهب (قاعدة الحريق).

## ارشاد

يجب فحص طفاية الحريق **مرة كل ثلاثة أشهر**

للتأكد من صلاحيتها للإستخدام ..

مراعاة **وجود بطانية** تحفظ في مكان قريب من الصندوق أو بداخله لاستخدامها عند نشوب الحرائق لا قدر الله





### ٣ - صندوق الإسعافات الأولية



يجب أن تتوفر في كل مختبر خزانة تحتوي المواد والأدوات اللازمة لإجراء الإسعافات الأولية، وأن تعلق في مكان بارز بالقرب من مدخل المختبر ليسهل الوصول إليها، وعدم غلقها بالمفتاح حتى تكون سهلة الفتح.

يجب التأكد من وجود المحتويات الأساسية اللازم توافرها فيها ومن صلاحيتها بشكل دوري، ويستعاض عما يستهلك منها أو يفسد حتى تكون جاهزة للاستخدام في أي وقت .

المحتويات الأساسية اللازم توافرها في صندوق الإسعافات الأولية



- أربطة كسور وضمادات ذات أحجام مختلفة ، شاش طبي معقم بمقاسات مختلفة ، شاش للحروق ، وقطن طبي ، بلاستر ، ومعقم جروح.
- ملقط طبي ، مقص ودبابيس أمان ، وترموتر طبي.
- قطارة (حمام) غسالة للعين ، قربة لعمل الكمادات الساخنة.
- قارورة غسيل بها ماء القطر.
- بخاخ او مستحلب للحروق ، فازلين.
- اسبرين او بارامول.
- زجاجات بقم واسع لحفظ المواد الصلبة ( كلوريد الصوديوم ، بيكربونات الصوديوم )
- زجاجات بقم ضيق بها السوائل : ( زيت خروع /كحول طبي ، زيت زيتون ، جلسرين ، لين الماغنيزيا (المغنيسيا).اليود )





## مستلزمات أساسية لتجهيز المختبر مثل



١

### الكمامات

هي أنواع مختلفة ، وتستخدم عند التعامل مع المواد المتطايرة أو الغازات التي يمكن أن تؤثر في صحة الشخص الذي يتعامل معها وسلامته. فهي تقوم بتصفية الهواء قبل دخوله إلى الرئة، وتحد من تسرب الغازات إلى داخلهما.



### البالطو

يستحسن أن يتوافر في المختبر (٢) بالطو على الأقل، أحدهما لمحضر المختبر ليرتديه باستمرار أثناء العمل في المختبر والثاني للمعلم الذي يستخدم المختبر ولكي يُحقق الفائدة التي يستخدم من أجلها - وهي منع وصول أي مادة قد تنسكب على الملابس أثناء العمل .



### النظارات الواقية

يجب لبس النظارات الواقية في بعض التجارب لحماية العين، ينبغي لبس النظارات الواقية عند إجراء تجارب تتطلب هذا، مثل: التجارب التي قد ينشا عنها تناثر أحماض او قلويات مركزة ، والتجارب التي تستخدم فيها سوائل سريعة الاشتعال.



### القفازات

تتنوع القفازات المستخدمة في العمل المخبري ، فكل مادة كيميائية نوع معين، ويمكن استخدام النوع البلاستيكي الأملس في التعامل مع المواد الكيميائية وفي مختبر الأحياء ، ويمكن غسلها وتعقيمها بعد كل استخدام ، وتوجد القفازات التي تستخدم لمرة واحدة فقط.



### مراوح الشفط

تعتبر ضرورية لتصريف الروائح والغازات الضارة المنبعثة من المواد الكيميائية في الخنبر.





## ثانياً: محاليل الأمن والسلامة (تحضيرها، استخدامها)



تعتبر من ضروريات ومتطلبات العمل المخبري ، التي يجب على محضر المختبر تحضيرها بشكل دوري : لاستخدامها عند الضرورة في الإسعافات الأولية ، ومن هذه المحاليل :

المحلول	طريقة التحضير	الاستخدام
محلول بيكربونات الصوديوم (٢٪)	يحضر بإذابة (٢) جم من بيكربونات الصوديوم في قليل من الماء المقطر ثم يضاف إليه الماء المقطر حتى يصبح الحجم ١٠٠ مل .ويحرك جيداً ويُحفظ في زجاجة حفظ ، وتغطى بإحكام ، وتلصق عليها بطاقة تحمل اسم المحلول وتاريخ تحضيره .	يستخدم المحلول في إسعاف المصابين بالحروق الناجمة عن انسكاب الأحماض على الجسم ويعرض المصاب بعد ذلك على الطبيب.
محلول كربونات الامونيوم (٢٪)	يحضر بإذابة (١٩.٢٢) جرام من كربونات الأمونيوم في ١٠٠ مل . من الماء المقطر ، ويُحرك جيداً ، ويحفظ في زجاجة حفظ ، وتغطى بإحكام وتلصق عليها بطاقة تحمل اسم المحلول وتاريخ تحضيره .	يستخدم في إسعاف المصابين بالحروق الناجمة عن انسكاب الأحماض على الجلد ، ثم يعرض المصاب على الطبيب .
محلول حمض الخليك	يحضر بإذابة (٥.٧٣) مل . من حمض الخليك في ١٠٠ مل . من الماء المقطر . ويرج جيداً ليمتزج . ثم يحفظ في زجاجة . ويلصق عليها بطاقة تحمل اسم المحلول وتاريخ تحضيره.	يستخدم في إسعاف المصابين بالحروق الناجمة عن انسكاب القلويات على الجلد ثم يتابع العلاج في المستشفى.
محلول كربونات الصوديوم (٥٪)	يحضر بإذابة (٥) جرامات من كربونات الصوديوم في ١٠٠ مل . من الماء المقطر ويرج جيداً ثم يحفظ في زجاجة ويلصق عليه بطاقة تحمل اسم المحلول وتاريخ تحضيره.	يستخدم في إسعاف المصابين بالحروق الناجمة عن انسكاب القلويات على الجلد ثم يتابع العلاج في المستشفى.
محلول حمض البوريك (١٪)	يحضر بإذابة (١) جرام من حمض البوريك في ١٠٠ مل . من الماء المقطر . ويرج جيداً ثم يحفظ في زجاجة ، ويلصق عليها بطاقة تحمل اسم المحلول وتاريخ تحضيره	- يستخدم لغسل العين اذا كانت الإصابة بالقلويات . وإذا كان الالتهاب شديداً يتابع العلاج في المستشفى.





المحلول	طريقة التحضير	الاستخدام
الكحول الطبي (٥٪):	يوجد جاهز في الصيدليات . .	ويستخدم كمطهر ، وفي إسعاف المصابين بالجروح الناتجة عن الفيول ، بعد غسل مكان الإصابة بالماء ومحلل الصابون ثم بالماء البارد ثم أخيرا بالكحول الايثيلي الطبي ، ويتابع العلاج في المستشفى.
محلول كبريتات النحاس (تركيز ١ع)	يحضر بإذابة (٢٥) جرام من كبريتات النحاس في ١٠٠ مل . من الماء المقطر ، ويرج جيدا ثم يحفظ في زجاجة ، ويلصق عليها بطاقة تحمل اسم المحلول وتاريخ تحضيره	يستخدم في إسعاف المصابين بالحروق الناجمة عن سقوط الفسفور على الجلد ثم يتابع المصاب العلاج في المستشفى.
محلول الامونيا (تركيز ٢ع)	يحضر بإذابة (١٤.٥) مل . من محلول الامونيا (٢٦٪) في ١٠٠ مل . من الماء المقطر ، وبعد مزج المحلول جيدا بالتحريك يحفظ في زجاجة حفظ ، ويلصق عليها بطاقة تحمل اسم المادة وتاريخ تحضيرها.	يستخدم في علاج المصابين بالحروق الناجمة عن سقوط البروم على الجلد ، ثم يتابع المصاب العلاج في المستشفى . يستخدم كمادة منبهة للأشخاص المصابين بفقدان الوعي (الاعماء).

### ارشاد



حفظ محاليل الأمن والسلامة في خزانة الإسعافات الأولية ، ليسهل استخدامها عند حدوث أي حادثة.

التخلص من التالف منها باستمرار وتحضير بديلها كي تكون صالحة للاستعمال وقت الحاجة .





### ثالثا: قواعد السلامة وتعليمات وقائية

السلامة في المختبر من الضرورات الأساسية حتى تصبح إجراء التجارب في المختبر آمنة على المتعلمين ، لذا لابد من مراعاة قواعد السلامة واحتياطات الأمان :


- استعمال أجهزة وأدوات نظيفة في كل تجربة وحفظها في مكانها بعد نهاية التجربة.

- التخلص من المواد الصلبة والأوراق الخاصة فيها ، ولا تلقى في حوض الماء ، ولا يغسل في الحوض إلا الأوعية التي تحتوي على مواد قابلة للذوبان في الماء والصابون ، وللتخلص من الأحماض والقواعد ينساب ماء الصنبور بكميات كبيرة عليها لتخفيف الحمض أو القاعدة.
- عدم تقريب الوجه من فوهات أنابيب الإختبار التي يجري تسخين محتوياتها .
- -التجارب التي تتولد عنها غازات سامة أو تستخدم لإجرائها مواد سهلة الاشتعال ينبغي أن تجرى في خزانة الغازات وباستخدام كميات بسيطة من مواد التحضير ..



-التأكد من اسم المادة الكيميائية واستخدام الكمية المحددة ، ولا يُعاد الفائض إلى الزجاجة حتى لا يتلوث محتواها.

- استخدام الطرق السليمة في صب المواد الكيميائية في كأس أو أنبوب إختبار .
- عدم وضع الغطاء أو السدادة على طاولة المختبر ، يتم حملها بين السبابة والوسطى.
- صب السائل بالتدرج على قضيب زجاجي ، يلامس الطرف الداخلي للكأس حتى ينساب بنعومة إلى الكأس أو أنبوب الإختبار.
- تسخين أنابيب اختبار السوائل من أعلى إلى أسفل مع التحريك باستمرار عند التسخين وإلا تسبب البخار الذي يتولد تحت عامود السائل في انفجار الجزء السفلي من الأنبوبة في تطاير السائل منها كما يجب ألا تكون الأنبوبة ممتلئة بالسائل عند التسخين ويكفي أن يكون إرتفاع السائل ثلث الأنبوبة أو أقل .






- عند الكشف عن رائحة أي غاز ، لا تُقرب الأنف من فوهة أنبوبة الغاز بل اجعل الكف فوق الفوهة وحركها في اتجاه الأنف لكي تصل إلى الأنف كمية قليلة من الغاز.

- عدم لمس أي جهاز كهربائي واليد مبلولة ، ولا يتم مسك أي جهاز كهربائي بعد توصيله بمصدر التيار الكهربائي قبل اختباره بظاهر اليد للتأكد من عدم وجود دوائر قصيرة (ماس) قد تسبب الإصابة بصدمة كهربائية ، لأن أعصاب اليد عندما تستثار تنقبض الأصابع على الكف فيزيد تمسك اليد بالجهاز الذي يوجد به ماس كما لو كان قد قبض عليه بكامل الكف.
- التأكد من سلامة الزجاجيات قبل تحضير المواد الكيميائية والتأكد من أنها غير مخدوشة أو مكسورة .



- يجب فصل أنبوبة التوصيل من دورق التحضير عند تحضير غاز يجمع فوق السطح الماء فور الإنتهاء من تحضير الغاز ، وقبل إطفاء اللهب لكي لا يندفع الماء من حوض جمع الغاز إلى الدورق مما يؤدي إلى كسره وتناثر محتوياته .

- عدم استعمال أي جهاز سلكه الكهربائي مقطوع أو غير محكم العزل إلا بعد عزله بلاصق أو استبداله بسلك آخر .
- التأكد بأن مكان استعمال الجهاز الكهربائي جاف ولا توجد أية مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز .
- يجب التأكد من أن أنبوبة جمع الغاز غير مسدودة (أنبوبة التوصيل) لكي لا يؤدي ذلك إلى انفجار الجهاز نتيجة تجمع الغاز في حيز محدود أو إلى دفع الحامض في القمع ذي الرقبة وانسكابه على طاولة التحضير (في حالة استخدام حامض في تحضير الغاز).



-مراعاة الحذر عند استخدام الأحماض و القلويات المركزة ، وعند تحضير حمض مخفف يضاف الحامض المركز بالتدريج إلى الكأس الذي به ماء بحيث يسيل على الجدار الداخلي للكأس مع التقليب المستمر لمحتويات الكأس .

- التأكد من عدم وجود لهب مكشوف داخل المختبر عند استخدام سوائل متطايرة قابلة للاشتعال
- يجب وضع إسطوانات إطفاء الحريق وسطول الرمل وخزانة الإسعافات في أماكن مناسبة وظاهرة ليسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم .
- ينبغي نزع الترمومترات وأنابيب التوصيل من السدادات ذات الثقوب بمجرد الإنتهاء من استخدامها حتى لا يحدث التصاق لها بمرور الزمن ويصعب إخراجها أما إذا كان هذا الالتصاق قد حدث فيشق السداد بمشرط أو سكين حادة لفصل الترمومتر أو الأنبوبة السدادة .






- الحذر من لمس طرفي توصيل الملف الثانوي ، فقد تنشأ عن ذلك صدمات كهربائية مؤلمة وفي التجارب التي يستخدم فيها هذا الملف يراعى أن تكون أسلاك التوصيل المستخدمة جيدة العزل .
- قبل توصيل أي جهاز بمصدر التيار إطفاء مفتاح التشغيل والتأكد من أن جهد الجهاز المستخدم يناسب جهد المصدر الكهربائي ، فإذا كان جهد الجهاز (١٠ فولت) فيجب توصيله بمحول يستقبل (٢٠ فولت ) ويخرج (١٠ فولت). ولا يوصل مباشرة بمصدر التيار ، فإذا وصل مباشرة فسوف يتلف .
- عدم مسك أي جهاز كهربائي بعد استخدامه مباشرة ، لأن معظم الأجهزة الكهربائية تسخن أثناء الاستخدام وقد يؤدي عدم التنبه إلى ذلك الإصابة بحروق .



- التأكد من سلامة الزجاجيات قبل تحضير المواد الكيميائية والتأكد من أنها غير مخدوشة أو مكسورة.
- عند إدخال أنابيب زجاجية في سدادات مطاطية ، رطب طرف الأنبوب والسدادة بمادة مثل الفازلين ، ولا تكن عنيفا عند إدخال الأنبوب مع مراعاة حماية اليد بقطعة قماش تخزينية وتطبيق التعليمات عند إخراج الأنبوب.
  - -لا تعبت بتوصيل قطبي المركم بسلك توصيل فقد يتسبب هذا في ارتفاع كبير في درجة حرارة السلك مما يؤدي إلى حروق مؤلمة فضلا عما يصيب البطارية أو المركم من أضرار .





## إرشادات الأمن والسلامة في مختبر الفيزياء



إن اتباع الطرق الصحيحة والإرشادات السليمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية والأدوات والمواد الكيميائية يضمن الحفاظ على التجهيزات والمحتويات التعليمية ، وسوف نورد كيفية التعامل مع أكثر المخاطر حدوثا داخل مختبر الفيزياء وإرشادات الأمن والسلامة :

١ - السلامة في حفظ وتخزين الأجهزة والأدوات الفيزيائية.

٢ - السلامة في التعامل مع الكهرباء.

٣ - السلامة في التعامل مع الاشعاعات .

٣ - السلامة في التعامل مع الزئبق ومركباته.

## السلامة في حفظ وتخزين الأجهزة والأدوات الفيزيائية



عند حفظ وتخزين الأجهزة والأدوات الخاصة بمختبر الفيزياء يجب اتباع الإرشادات التالية وذلك بهدف سلامة تلك التجهيزات و سلامة مستخدميها :

ت	الأجهزة والأدوات الفيزيائية	إرشادات السلامة
١	المرايا والعدسات والمنشورات الزجاجية	- حفظ المرايا والعدسات والمنشورات الزجاجية في صناديق أو علب خاصة ومنسقة بحيث لا تتلاصق أوجهها وبالتالي تتعرض للكسر او الكسر. - توضع على الصناديق بطاقة تحمل أرقام المرايا والعدسات والمنشورات . - عدم استعمال الكحول نهائيا لتنظيف العدسات لأنه يذيب مادة لصق العدسات المركبة معا. - يفضل استخدام الماء المقطر في تنظيف عدسات المجهر، - يفضل استخدام الإيثر لإزالة البقع والزيت والبصمات .
٢	القضبان المغناطيسية	- حفظ القضبان المغناطيسية أزواجا متعاكسة الاقطاب مع حوافها داخل صناديق خاصة بها. - الإبر المغناطيسية يتم حفظها وتخزينها بوضعها على شكل معين بحيث تكون فيه الأقطاب المختلفة متجاورة.
٣	البوصلات الصغيرة	- عدم وضع البوصلات الصغيرة متراكمة بعضها أو قريبة من المغناطيسات بل يجب حفظها وتنظيمها على شكل دائرة في قرص من الورق المقوى من أجل أن تحتفظ بمغناطيسيتها.





ت	الأجهزة والأدوات الفيزيائية	إرشادات السلامة
٤	الكشاف الكهربائي	-يفضل وضع مقدار من كلوريد الكالسيوم في الكشاف الكهربائي لامتصاص بخار الماء من الهواء ليصبح الهواء جافا.
٥	الأدوات النحاسية	-تصقل جميع الأدوات النحاسية ما عدا كفتي الميزان من وقت لآخر بحيث تظل دائما نظيفة.
٦	أنابيب المطاط	-وضع أنابيب المطاط في دولاب مغلق ، وبجوارها حوض زجاجي مملوء بالماء لترطيبها أو ترش على تلك الأنابيب البودرة الجافة ( بودرة الاطفال ).
٧	الشوك الرنانة والات القياس	-تدهن الشوك الرنانة والات القياس بطبقة رقيقة من الفازلين او الزيت وتلف ( تغطى ) بورق خفيف قبل حفظها وتنظيفها جيدا عند إخراجها للاستعمال.
٨	الات القياس الكهربائية	-يجب التأكد عند استعمال الات القياس الكهربائية / التلفزيون / أجهزة عرض الافلام الثابتة / من أن التيار الكهربائي لا يزيد عن قوة استعمالها ، ويمكن الاستعانة بمحول لرفع أو خفض التيار الكهربائي أو تحريك جهاز ضبط التيار الموجود بالأجهزة ، كما يراعي الحرص عند استعارة أو إعارة مثل هذه الأجهزة من أو إلى المدارس أخرى .
٩	الأعمدة الكهربائية، وكذلك المراكم الرصاصية	-عند انتهاء العام الدراسي يجب تفريغ السوائل من الأعمدة الكهربائية ، وكذلك المراكم الرصاصية اذا تركت مدة طويلة بدون استعمال ، وتنظيفها ، يجب تفريغ قوالب البطاريات من الأعمدة الكهربائية أو أي جهاز كهربائي يحملها حتى لا تتلف تلك الأجهزة.

#### إرشادات عامة:

- التأكد من صلاحية الأجهزة وإصلاح الأعطال الممكنة ومعايرتها إن أمكن وإن دعت الحاجة لذلك.
- عند ترتيب الأجهزة والأدوات يجب وضع الأجهزة الكبيرة الحجم خلف الأجهزة الصغيرة الحجم وكهذا.
- عمل لوحات إرشادية صغيرة للتبويه ، ووضعها في أماكن معينة وظاهرة.





## ثانياً: السلامة في التعامل مع الكهرباء



الحذر عند التعامل مع التيارات الكهربائية بإتباع ما يلي:

التأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية الخارجية مغطاة وليست مكشوفة .

يجب التأكد من الدوائر الكهربائية قبل البدء بتجربة ما ، للتأكد من سلامتها.

التأكد من جفاف الأرض عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية.

عدم لمس الأجهزة الكهربائية بعد استخدامها مباشرة لتجنب أي حروق تنشأ عن سخونتها.

عدم لمس خطوط الكهرباء أو مفاتيح التيار الكهربائي واليدان مبلولتان ، وعدم لمس أي جهاز كهربائي إلا بعد اختياره بظاهرة اليد الجافة للتأكد من عدم وجود دوائر كهربائية قصيرة قد تؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.

التأكد من وجود دليل (كاتلوج) لكل جهاز ، يحتوي معلومات التشغيل والصيانة.

العمل على فصل التيار الكهربائي عن كافة الأجهزة بعد الانتهاء مباشرة من العمل داخل المختبر وقبل مغادرتك المختبر.

عدم استخدام المؤشرات المعدنية عند التعامل مع التيارات الكهربائية وكذلك مع ملف رومكورف.

استخدام (كبس plug) كهربائي ذي المداخل الثلاثية لجميع الأجهزة الكهربائية.

التأكد من أن جميع الأسلاك الكهربائية الموصولة بمصدر الطاقة الكهربائية العام معزولة بشكل جيد.

الحذر من استخدام الماء في إطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء إلا بعد فصل التيار الكهربائي نهائياً عن مصدره الرئيسي(العداد).

الحرص على توفير طفايات الحريق المناسبة في المختبر، ومعرفة كيفية استعمالها لمكافحة الحريق عند حدوثه والسيطرة عليه في أسرع وقت وكذلك جرس إنذار الحرائق.





### ثالثا: السلامة في التعامل مع الإشعاعات



لا يمنع من توخي الحذر والحيطه عند التعامل مع تلك المواد باتباع ما يلي:

تخزن المواد المشعة بعيدا عن متناول المتعلمين ، وفي خزانة خاصة بها بعيدة عن الحركة الدائمة للطلبة والمعلمين.

الحذر والتركيز عند التعامل مع المواد المشعة ولا يتم إخراجها من الصندوق الخاص بحفظها ، ويجب استخدام الملاقط الخاصة بذلك، ولا تستخدم اليد في التقاطها وإخراجها من صندوق حفظها.

عدم وضع أي مواد غذائية بالقرب من تلك المواد الإشعاعية.

غسل اليدين جيدا باستخدام المنظفات بعد كل تجربة تستخدم فيها المواد المشعة.

### رابعا: السلامة في التعامل مع الزئبق ومركباته



:

يعتبر الزئبق الفلز الوحيد الذي يوجد في الطبيعة بصورة سائلة ويتبخر الزئبق في جميع درجات الحرارة.

ورغم وجود بعض الموضوعات الدراسية التي تتطلب استخدام مادة الزئبق ، مثل: أجهزة وأدوات الطقس والرصد الجوي كالترموترات ومقاييس الرطوبة ، إلا أنه يجب الحذر من استخدامه في التجارب العلمية العملية واستبدال مادة أخرى به قدر الإمكان لأن أبعثه ومعظم مركباته سامة جدا ، بالإضافة إلى أن ملامسته للجلد تسبب أخطارا قد لا تظهر أثارها مباشرة وإنما بعد سنوات ، وهي الحالة الأكثر خطورة ، ولهذا يجب التعامل بحذر ما أمكن في حالات الضرورة القصوى لاستخدام الزئبق ، وإتباع ما يلي :

استخدم أدوات الوقاية ، مثل: ارتداء الأغطية الواقية: (بالطو ، نظارة ، كمامة ، قفاز ، ...إلخ).

إذا بلع شخص ما أي من مركبات الزئبق يتم إعطاء الشخص ملعقة من ملح الطعام مذابة في كوب ماء ، أو جعله يتناول اللبن وبياض البيض ، وذلك لإحتوائهما على البروتين الذي يتحد مع الزئبق ويرسه في المعدة.

إذا تناثر الزئبق يتم تجميعه. بواسطة ماسك في نهايته قطرات الزئبق لتتجمع حولها وتصب في الزجاج الحافظة لها ، أو نثر مسحوق الكبريت لأن الكبريت يعقد أبخرة الزئبق ، أو تبلل قطعة من القطن بحمض النيتريك المخفف لتجميع الزئبق مع مراعاة استخدام المقاط لمسك قطعة القطن.

عدم ترك عبوة حفظ مادة الزئبق بدون غطاء ، لأنها تتطاير كما يحفظ في أوعية حديدية غالبا.





ارشادات السلامة في مختبر الكيمياء .

## الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث في مختبر الكيمياء:

استعمال أجهزة وأدوات نظيفة في كل تجربة وحفظ الأجهزة والأدوات نظيفة بعد كل تجربة مع تنظيف طاولة العمل

تفقد المواد والأدوات للتأكد من صلاحيتها قبل البدء بالعمل.

إغلاق النافذة الزجاجية لجهاز التخلص من الأبخرة الضارة في جميع الحالات إلا عند الحاجة لرفعها .

إذا سكبت محلولاً حمضياً أو قاعدياً في حوض يُسكب ماء الصنبور بكميات كبيرة للتأكد من تخفيف قوة الحمض والقاعدة

استخدام القمع عند نقل سائل معين من زجاجة إلى دورق أو مخبار مع مراعاة رفع القمع حتى لا يمنع مرور الهواء وينسكب السائل خارج الدورق أو المخبار.

لا يستخدم الفم لمص السوائل عند استخدام الماصة واستخدام الماص المطاطي الذي يركب على الماصة.

عند انسكاب مواد قلووية يجب تخفيفها بالماء أولاً ثم إضافة حمض الخليك المخفف ومسحها بقطعة قماش .

عند انسكاب الأحماض على الطاولة أو أرضية المختبر يجب إضافة بيكربونات الصوديوم على المنطقة التي انسكب فيها الحمض ثم إضافة الماء لتخفيفه ثم يمسح بقطعة قماش نظيفة .

عند تخفيف الأحماض نضيف الحمض إلى الماء تدريجياً بحيث يسيل على الجدار الداخلي للوعاء .

استخدام ماصة وملقعة نظيفة عند أخذ كمية من المواد الكيميائية.

عدم رمي المواد الصلبة في حوض الماء ولا تغسل في الحوض إلا الأوعية التي تحتوي على مواد قابلة للذوبان في الماء والصابون.

عند نقل زجاجات الأحماض والقلويات والمحاليل لا تمسك بيد واحدة بل تمسك باليدين





### أولاً: المواد الكيميائية الصلبة:

يجب الحذر عند أخذ وتناول المواد الكيميائية لأضرارها على الجلد أو اليد ، والمواد الكيميائية الصلبة تحتاج إلى معاملة خاصة عند التسخين ، وتوجد مواد تشتعل في درجة الحرارة العادية أو مجرد ملامستها للهواء ، ولها طرق خاصة للحفاظ والاستعمال .  
احتياطات الأمان التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة:

١ - استخدام الملعقة الخاصة بالمواد الكيميائية وعدم لمسها باليد مباشرة.

٢ - التأكد من الاسم المكتوب على الزجاجات ، واستخدام الملصقات التحذيرية على العبوات للتنبيه على خطورتها

٣ - غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من التجربة العملية.

٤ - إغلاق الزجاجات والعبوات بأغطيتها مباشرة ، منعا لخلط الأغطية ببعضها مما يؤدي إلى تلوث المواد الكيميائية .

٥ - لبس البالطو الخاص بالمختبر والنظارات والقفازات الواقية عند التعامل مع المواد الكيميائية.





## تسخين المواد الكيميائية الصلبة في أنابيب أو دوارق:



-عدم وضع دورق التسخين في وضع رأسي عند تسخين المواد الصلبة التي يوجد بها نسبة من الرطوبة.

-استخدام أنابيب من البايوركس عند التسخين لدرجات حرارة مرتفعة.

-التأكد من جفاف الأنبوبة من الداخل والخارج.

- التأكد من نقاوة المادة الصلبة قبل تسخينها ، ومن عدم وجود شوائب بها قد تسبب تفاعلات خطيرة.

-توزيع اللهب على جميع جدران الأنبوب عند التسخين.

## تسخين المواد الصلبة التي تتسامى



-عدم النظر إلى اللهب من أعلى ، عند الكشف عن الغازات ، حتى لا يُستنشق الأبخرة المتصاعدة




استخدام سلك بلاتيني نهايته عبارة عن حلقة صغيرة مثبت في ساق زجاجية والتأكد من نظافته.



-إجراء عملية التسخين داخل خزانة الوقود.

-إذا تم تسخين في جفنة ، نرفع من فوق الموقد قبل تصاعد البخار وتغطي بلوح زجاجي أو بقمع زجاجي ليتكثف البخار.





## تسخين المواد الصلبة في اللهب المباشر



-استخدام سلك بلاتيني نهايته عبارة عن حلقة صغيرة مثبت في ساق زجاجية والتأكد من نظافته.

-عدم النظر إلى اللهب من أعلى ، عند الكشف عن الغازات ، حتى لا يُستنشق الأبخرة المتصاعدة.

## ثانيا : التعامل مع المحاليل والسوائل الكيميائية



تتم كثير من التفاعلات الكيميائية التي تجرى في المختبر والمواد الكيميائية في حالة سائلة ، لذا ينبغي الحذر عند استعمالها ، وفيما يلي بعض الاحتياطات المتعلقة باستخدام السوائل الكيميائية:

يحذر من استخدام الزئبق في التجارب كلما أمكن استبداله بغيره لأن أبخرة الزئبق سامة جدا.

يراعى عند صب السوائل من زجاجة الحفظ لأنبوبة الاختبار الحرص من انسكاب السائل على جدار الزجاجة أو ملامسة الجلد.

يجب عدم إبدال أغطية زجاجات حفظ السوائل

يجب الحذر من إرجاع فضلات السوائل والمحاليل والمواد إلى زجاجات الحفظ.

تحفظ المحاليل والسوائل في زجاجات خاصة ، ويجب أن تلتصق ورقة عليها اسم المحلول أو السائل على الزجاجة

يُفضل قبل فتح زجاجات الامونيا ( هيدروكسيد الامونيوم ) أو الأحماض عالية التركيز أو أي مادة سريع التطاير بروائح نفاذة مؤذية بان توضع القوارير قبل فتحها في أحواض بها ماء بارد لكي يقلل من ضغط الغاز وسرعة تبخره

إبعاد المذيبات العضوية عن اللهب وذلك لسرعة اشتعالها .

التعامل بحذر شديد مع الفلزات القلوية لخطورة اشتعالها مع الماء و تصاعد غاز الهيدروجين القابل للاشتعال وهذه الفلزات تشمل ( ليشيوم و صوديوم و بوتاسيوم )

عند التخفيف للأحماض أو القواعد تضاف هذه المواد إلى الماء و ليس العكس. على جدار الكأس من الداخل .

التأكد من أن المادة الكيميائية صالحة للاستعمال. تحفظ المواد القابلة للتأكسد بعيداً عن الضوء والهواء .





## التعامل مع السوائل الطيارة سريعة الاشتعال



- التأكد من عدم وجود لهب مباشرة داخل المختبر أو على منضدة العمل عند استعمال هذه السوائل ( الإيثر - ثاني كبريتيد الكريون - البنزين - الكحول ) ولا يشعل لهب بالمختبر قبل تهويته بعد استخدامها .

لا تستخدم اللهب المباشر في تسخين السوائل الطيارة ، وتسخن بواسطة حمام مائي داخل خزانة الغازات السامة .

ينبغي عدم ترك الأواني التي تحوي تلك السوائل دون غطاء

يجب تبريد زجاجات حفظ السوائل الطيارة بفضة مبللة بالماء قبل فتحها داخل خزانة الغازات السامة.

افتح النوافذ وتشغيل المراوح حتى تتوفر تهويه جيده.

جميع التجارب التي تستخدم فيها السوائل الطيارة سريعة الاشتعال تجرى داخل خزانة الغازات

وضع قطعة من الخزف أو الزجاج في دورق التسخين لتنظيم عملية التسخين .





## السلامة في التخلص من الفضلات الكيميائية



### الأحماض والقواعد القوية

- قبل سكبها في مجارى الصرف يجب تخفيفها.
- تنظيف طاولة التجربة من أي تسربات أو مخلفات نتجت عن التجربة .
- التخلص من المواد الفائضة أو نواتج التجربة التي لا تتفاعل مع الماء بسكبها في حوض المغسلة وجريان الماء عليها لفترة بسيطة .
- المواد الضارة ينبغي تحويلها إلى مواد غير ضارة كالأحماض بتفاعلها مع القواعد وتحويلها إلى أملاح
- التعامل بحذر شديد مع الفلزات القلوية لخطورة اشتعالها مع الماء مع تصاعد غاز الهيدروجين القابل للاشتعال وهذه الفلزات تشمل ( ليثيوم وصوديوم وبوتاسيوم )

### مجاليل المذيبات القابلة للاشتعال

- يجب تخفيفها إلى درجة كبيرة بالماء قبل أن تسكب في البالوعة تجنباً لمخاطر الحريق الذي قد ينشأ عنها.

### المواد الكيميائية القابلة للذوبان في الماء

- يمكن التخلص منها من خلال مجاري الصرف .





## الخبزن والحفظ



احتياطات أمان عند تخزين وحفظ المواد الكيميائية لابد من اتباعها لسلامة المتعلمين في المختبر

- لا تحفظ الكيماويات التي تتفاعل معا قريبا من بعضها ومن أمثلة هذا الجلسرين وحامض النيتريك، وكلورات البوتاسيوم والمركبات العضوية، والصوديوم والبوتاسيوم والمحاليل المائية أو الماء والجدول التالي يوضح طريقة حفظ المواد الكيميائية.

<ul style="list-style-type: none"><li>• تحفظ في دواب معدني أو خزانة لها فتحات تهوية أعلاها وأسفلها.</li><li>• المواد المتطايرة سريعة الاشتعال تحفظ في مكان رطب بعيدا عن ضوء الشمس، وفي صناديق خشبية مبطنة بالزئبق بها رمل.</li><li>• السموم تحفظ في دواب معدني خاص بها، مكتوب عليه "سموم" بوضوح، وتراعى العناية التامة في تناولها.</li></ul>	<p>المواد القابلة للاحتراق والمواد الخطرة:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• يجب أن تحفظ الأحماض المركزة في زجاجات محكمة الغلق في حجرة صغيرة مفروشة بالرمل مبنية بالإسمنت بعيدة عن المبنى الرئيسي للمدرسة، وليس في دواب عادية.</li><li>• إذا وضعت زجاجات الحفظ الكبيرة التي تحتوي أحماضا أو قلويات مركزة، على أرفف فينبغي ألا تكون على ارتفاع أكثر من نصف متر عن الأرض، أو توضع على رمل على الأرض مباشرة.</li><li>• تحفظ الصودا الكاوية والبوتاسي الكاوي في زجاجات أغطيتها من الفلين مغطاة بالشمع الأحمر.</li><li>• يحفظ حامض النيتريك المركز في زجاجات بنية اللون لأنه يتأثر بالضوء العادي ويتحلل إلى أكاسيد نيتروجينية قابلة للانفجار.</li><li>• يحفظ النشادر في مكان رطب بعيدا عن الأحماض والمواد الملتهبة.</li><li>• يحفظ حمض الهيدروكلوريك في زجاجات من البلاستيك لأنه يسبب تآكلا للزجاج.</li><li>• توضع كمية من مملوء بمحلول بيكربونات الصوديوم بالقرب من المكان الذي تخزن فيه الأحماض</li></ul>	<p>الأحماض والقلويات المركزة:</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• يكتب على الدواب الذي يحفظ فيه الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكربيد الكالسيوم بوضوح وبخط كبير التحذير التالي: لا تستخدم ماء في حالة نشوب حريق.</li><li>• لا ينبغي حفظ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكربيد الكالسيوم فوق أنية بها محاليل مائية أو أنية تحوي ماء.</li></ul>	<p>الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكربيد الكالسيوم:</p>






• يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكبريد الكالسيوم تحت الكيروسين وبعيدا عن مسار أشعة الشمس.	
• يجب حفظ الفوسفور الأصفر تحت الماء، وفي إناء مزدوج الجدار أحدهما على الأقل من المعدن.	الفوسفور
• الكميات المعدة للاستخدام من الفوسفور توضع في قنينات مملوءة بالماء، وتختتم أغطيتها بالشمع الأحمر، وتوضع في مكان بعيد عن حرارة الشمس.	

### إرشادات وتعليمات السلامة في مختبر الأحياء



ينبغي اتباع التعليمات والإرشادات التالية في مختبر الأحياء عند تخزين الأجهزة والأدوات والمواد الكيميائية والتعامل معها عند الدراسة وحفظ العينات أو التشريح أو عمل شرائح، وذلك بهدف سلامة التجهيزات والمتعلمين:





## رابعا : الإسعافات الأولية لحوادث المختبرات



عندما تحدث حوادث في المختبرات ، يتطلب القيام بإسعافات أولية ضرورية لتخفيف الألم أو إبعاد الخطر حتى يحضر الطبيب ، ولأن مسببات الحوادث في المختبرات عديدة فإنه توجد طرق إسعاف مختلفة لكل حالة من الحالات يتناسب مع المتسبب.

### أولا: الحروق .

يوضح الجدول التالي نوع الحروق والإسعافات الضرورية :

ت	نوع الحروق	الإسعافات اللازمة
1	انسكاب حمض مركز على الجلد.	- يغسل فوراً الجزء المصاب جيداً بكمية وافرة من الماء.. - يُغطى مكان الحرق جيداً بقطعة من القطن المغموس جيداً في محلول بيكربونات الصوديوم المائي بتركيز ٥٪. - إذا كان الحرق شديداً ، يُغطى بكريم خاص للحروق ويتابع في المستشفى.
٢	انسكاب قلوي على الجلد.	- يغسل فوراً الجزء المصاب جيداً بكمية وافرة من الماء. - يُغطى مكان الحرق جيداً بقطعة من القطن المغموس جيداً في محلول حمض الخليك بتركيز ٥٪ ويلف بالشاش حتى لا يتعرض للهواء.
٣	حروق ناتجة عن الصوديوم أو البوتاسيوم .	- تزال قطع الصوديوم أو البوتاسيوم بالملقط. - يغسل الجزء المصاب بالماء وحمض البوريك بتركيز ١٪. - يُغطى مكان الحرق بالشاش الطبي أو الشاش المغموس بزيت الزيتون ويلف بريباط طبي . - إذا كان الحرق شديداً ، يُغطى بكريم خاص للحروق ويتابع في المستشفى.
٤	حروق ناتجة عن الفسفور .	- يغسل مكان الحرق جيداً بالماء بعد إزالة القطع العالقة. - يغسل بمحلول كربونات الصوديوم بتركيز ٢٪ ثم بمحلول كبريتات النحاس بتركيز ١ ع . - إعادة الغسل مرة ثانية بمحلول كربونات الصوديوم بتركيز ٢٪ . - إذا كان الحرق شديداً ، يُغطى بكريم خاص للحروق ويتابع في المستشفى.
٥	الحروق الجافة الناتجة عن موقد بنزن أو السخان الكهربائي أو الزجاج الساخن.	- يغسل مكان الحرق جيداً بالماء والصابون ثم الماء البارد. - يُغمّر مكان الحرق لمدة قصيرة بمحلول كربونات الصوديوم المائي بتركيز ١٪. - يُغطى بالشاش الطبي المغموس في محلول كربونات الصوديوم المائي بتركيز ١٪ ثم يُلف بريباط طبي ويتابع في المستشفى إذا كان الحرق شديداً.





٦	الحروق السائلة الناتجة عن الماء أو البخار أو الزيوت الساخنة.	<ul style="list-style-type: none"><li>- يغسل فوراً الجزء المصاب جيداً بكمية وافرة من الماء. والصابون ثم الماء البارد .</li><li>- يغسل بمحلول بارد مشبع من بيكربونات الصوديوم.</li><li>- يُغطى بمرهم أوكسيد الزنك أو الفازلين ويلف بشاش طبي جاف حتى لا يتعرض للهواء.</li><li>- إذا كان الحرق شديداً ، لا يُغطى بمرهم ويتابع في المستشفى.</li></ul>
٧	إصابة العين بالمواد الكيميائية الإصابة ناتجة عن تطاير حمض.	<ul style="list-style-type: none"><li>- غسل العين جيداً بالماء .</li><li>- تقطير ٤ قطرات من محلول بيكربونات الصوديوم ٥٪.</li></ul>
٨	الإصابة ناتجة عن تطاير قلوي.	<ul style="list-style-type: none"><li>- غسل العين جيداً بالماء .</li><li>- تقطير ٤ قطرات من محلول حمض البوريك ولعدة مرات .</li></ul>





## الفصل الثالث أساسيات الصيانة





## أساسيات الصيانة



يتكون المختبر المدرسي من مجموعة من الأجهزة والأدوات والمواد المختلفة، التي تستخدم في عملية التدريس وإجراء التجارب المخبرية، بهدف إيضاح المفاهيم العلمية المختلفة الواردة في موضوعات المقررات الدراسية.

إن مكونات المختبر المدرسي تحتاج إلى عناية خاصة ودراية واسعة بألية عملها وتشغيلها، حفاظاً على استمرارية عملها بشكل جيد وسليم لأطول فترة زمنية ممكنة، ولهذا فإنها تكون دائماً بحاجة إلى إصلاح وصيانة بشكل دوري ومستمر، ولذا يجب على محضر المختبر مراعاة دقة وحساسية تجهيزات المختبر المدرسي أثناء التعامل معها وعمل الفحص والصيانة الدورية والأولية لها سعياً لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:

- ١ -زيادة العمر التشغيلي لتجهيزات المختبر المدرسي .
- ٢ -الحرص على اكتمال وسلامة مكونات المختبر المدرسي وبالتالي رفع معدل الاستفادة منه.
- ٣ -تعزيز المساعي الرامية إلى تفعيل دور المختبر المدرسي في تحسين مستوى ونوعية التعليم .
- ٤ - رفع مستوى خبرة محضري المختبر بتجهيزات المختبر المدرسي، والتعرف على مدى جودة ورداءة كل نوع منها، وهذا ما يعزز العمل وتحسين جودة وكفاءة المختبرات. ويمكن إيراد تعريف عام ومبسط لعملية



الصيانة : عملية مراقبة دقة وآلية عمل الجهاز وتنظيفه وإصلاح الجزء العاطل أو التالف منه : لضمان استدامة عملة والاستفادة منه لأطول فترة زمنية





## الصيانة الدورية ( الوقائية )



ويمكن تصنيف الصيانة من حيث النوع والمستوى إلى:  
يقصد بها صيانة أجهزة وأدوات المختبر بشكل دوري سواء كانت هذه التجهيزات عاطلة أو غير عاطلة وإتباع الطرق العلمية السليمة في التعامل مع هذه التجهيزات وذلك للحفاظ عليها ووقايتها من الأعطال والتلف قبل حدوثه. ويندرج تحت هذا النوع من أعمال وإجراءات الصيانة ما يلي :





يتم تنفيذ وعمل هذا النوع من الصيانة في المدرسة نفسها بواسطة محضر المختبر المسؤول عن استخدام وتشغيل هذه التجهيزات أو من تتوافر لديه الخبرة من معلمي العلوم بالمدرسة.

## الصيانة الطارئة ( العلاجية )



يقصد بها الصيانة المطلوبة عند حدوث العطل للجهاز أو الآلة ويمكن تنفيذها من قبل أخصائي المختبر ( في حالة الأعطال البسيطة ) أو بالاستعانة بفني الصيانة المتخصص ( في حالة حدوث الأعطال البالغة ) وخصوصاً حدوث عطل في أحد الأجهزة الهامة مثل :





وهذه الإجراءات البسيطة يمكن لمحضر المختبر أو بعض معلمي العلوم بالمدرسة عملها وتنفيذها في إطار المدرسة نفسها.

### المبادئ العامة لتنفيذ عملية الصيانة



توافر المعرفة التامة بالجهاز المستخدم أو المطلوب صيانتة وطبيعة عمله وكيفية تشغيله واستخدامه بشكل سليم وآمن .

**أهم المبادئ والمتطلبات الأساسية اللازم توافرها ومراعاتها في تنفيذ عملية الصيانة**

توافر القدرة على استيعاب الإرشادات والتعليمات الواردة في الدليل المصاحب للجهاز والعمل بها عند استخدامه وتشغيله أو صيانتة .

((ينبغي لمنفذ عملية الصيانة

الإلمام الجيد بمكونات الجهاز وأجزائه الداخلية الرئيسية ومعرفة موقع وطبيعة عمل كل منها

( فني الصيانة أو محضر المختبر) أن يكون ملماً ببعض المبادئ العامة والمهمة

توافر القدرة على فك الجهاز وتحديد الأماكن والأجزاء الآمنة والخطرة فيه وذلك حماية للجهاز ولنفيذ عملية الصيانة في نفس الوقت

والضرورية لصيانة المختبر المدرسي وتجهيزاته المختلفة ، التي توفر الحماية للجهاز من تعرضه لمزيد من الأعطال أو

الإلمام باحتياطات الأمن والسلامة في تنفيذ عملية تشغيل وصيانة تجهيزات المختبر المدرسي

التلف ( الجزئي أو الكلي ) وتضمن في الوقت نفسه سلامة منفذ عملية الصيانة من تعرضه للمخاطر التي قد تحدث له .

توافر القدرة والخبرة اللازمة للبحث عن العطل وتحديد نوعه ومكانه وسبب حدوثه وكيفية إصلاحه.





## لوازم ومتطلبات تنفيذ عملية الصيانة





## الخطوات والإجراءات العامة لتنفيذ عملية الصيانة



تتنوع أساليب وطرق تنفيذ عملية الصيانة لتجهيزات المختبر المدرسي تبعاً لتنوع واختلاف أجهزة وأدوات المختبر ولكن هناك خطوات وإجراءات عامة ومشتركة ، يتم الالتزام بها وتنفيذها بطريقة متسلسلة ومتتابعة في كل عمليات الصيانة .  
**أولاً : في حالة صيانة الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية .**

مراقبة عمل الجهاز وتحديد ما إذا كان يعمل بشكل طبيعي أو غير طبيعي وتحديد شكل وطبيعة العطل ( إن وجد ) .

يتم تشغيل الجهاز وفق الإرشادات الخاصة بالضبط والمعايرة اللازم عملها للجهاز .

قراءة المعلومات والإرشادات الخاصة بتشغيل واستخدام الجهاز أو الألة التي ترد دائماً في الدليل المصاحب له.

البدء في تنظيف الأجزاء الداخلية للجهاز باستخدام منفاخ هواء أو فرشاة تنظيف ناعمة وجافة مع الحرص على عدم ملامسة الأجزاء الداخلية والحساسية للجهاز أو تحريكها والضغط عليها بقوة ما يسبب فصل تلك الأجزاء وقطع الأسلاك والتمديدات الكهربائية داخل الجهاز.

فك الجهاز وفق الطريقة والتسلسل الصحيح المحدد في دليل الصيانة للجهاز.

إيقاف عمل الجهاز وفصله بشكل كلي عن مصدر التيار الكهربائي.






## ارشاد

قم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة بعد هذه المرحلة وفق للحالات التالية .



### ١ - صيانة جهاز غير عاطل





## ٢ - صيانة جهاز عاطل





## ثانياً : صيانة الأجهزة والأدوات غير الكهربائية



نجد أن بعض هذه الأجهزة والأدوات مصنوعة من مادة وحيدة ، قد تكون معدنية أو زجاجية أو خشبية ٤ وغالباً ما تكون أعطال مثل هذه الأجهزة والأدوات ظاهرية وبسيطة ومثل هذه الأعطال تكون سهلة الإصلاح والصيانة بواسطة محضر المختبر في المدرسة ، إما من خلال إعادة الضبط والمعايرة للجهاز أو الأداة للإصلاح والاستبدال باستخدام قطع غيار أو بدائل بسيطة ومتوافرة ضمن مكونات المختبر . .

وأهم الخطوات اللازمة إتباعها عند صيانة هذه الأجهزة والأدوات ما يلي:

إصلاح أو تغيير الأجزاء العاطلة في الجهاز إن وجد.	تنظيف الأجزاء العاطلة في الجهاز بشكل جيد .	فك الجهاز أو الأداة بتسلسل منطقي يتلاءم مع الخطوات الموجودة في الدليل أو التسلسل المتاح للفك .	قراءة الدليل الخاص بالجهاز والمطابقة بين أجزاء الجهاز وصورته على الواقع وأجزائه وصورته في الرسومات التوضيحية الواردة في الدليل .
حفظ وتخزين الجهاز في المكان المناسب لحين الاستخدام .	التأكد من اكتمال تركيب الجهاز ومطابقة شكله النهائي بعد التركيب مع الصورة الكاملة للجهاز قبل فكه ثم تشغيله للتأكد من طبيعة عمله إن استدعى الأمر ذلك ..	إعادة تجميع وتركيب الجهاز وتطبيق أجزائه وفق ترتيب معاكس لطريقة فكه	





### جدول يبين كيفية إصلاح بعض الأجهزة والأدوات سريعة التلف .

م	اسم الجهاز أو الأداة	نوع التلف	كيفية إصلاحه
١	الميزان الحساس	- كسر أو فقد نقاط ومحاور الارتكاز المنشورية أو مسامير الضبط المحوية . - تآكل أو كسر المسمار المثبت للمؤشر أو مساره . - تقوس المؤشر . - عدم أوزان كفتي الميزان.	- تركيب قطع غيار بديلة . - استبدال المسمار بمسمار آخر سليم. - تعديل المؤشر وتقويمه. محاولة إحداث الاتزان من خلال تسوية موضع الجهاز ومن ثم معايرته بواسطة الأوزان الخاصة بذلك
٢	الميكروسكوب	تآكل ( الساق المسننة والترس )	محاولة إصلاحها أو استبدال بغيرها
٣	ملف رومكورف	يحدث التلف عادة نتيجة قطع أو فصل الدائرة فيها أو تعرضها لتيارات كهربائية عالية تسبب انصهار وقطع أسلاك الملفات بها	الكشف عن السلك المقطوع وتوصيلة وعزله . إعادة لف المحولات الكهربائية. المعايرة والضبط.
٤	المحولات		إزالة الصدأ الذي قد يتكون بين أجزائه
٥	المقاومات الكهربائية		
٦	المغناطيس الكهربائي		
٧	الأجراس الكهربائية		
٨	الإبر والقضبان المغناطيسية	ضعف أو فقدان المغنطة نتيجة الحرارة أو الطرق .	تعاد المغنطة بوضعها داخل ملف كهربائي يمرر تيار مستمر لفترة من الزمن
٩	مفرغة الهواء	تآكل وتلف جلدة ( ربله ) المكبس .	تستبدل الجلدة الربله بغيرها ومراعاة وضع طبقة من الفازلين عليها من وقت لآخر حتى لا يجف وتتلف .
١٠	فان دي جراف	تآكل وقطع السير ( الربل المطاطي ) فصل الدائرة الكهربائية فيه	استبدال أو محاولة توصيل بغراء قوي فحص وإصلاح الدائرة الكهربائية ومعايرة نقل التيار من ملف المتحرك لفحص التوصيل الى الملف.
١١	المولد والمحرك الكهربائي		





م	اسم الجهاز أو الأداة	نوع التلف	كيفية إصلاحه
١٢	الموقد بنزن	انسداد أو اتساع ثقب الصمام التصاق الاسطوانة المتحركة الخاصة بتنظيم اللهب	يستبدل الصمام بأخر جديد لإزالة الاتحاق مع الاستمرارية في التنظيف
١٣	بعض الأجهزة المعدنية أو الكهربائية الأخرى	تتلف من الأجهزة المعدنية غالباً نتيجة فك اللحام أو المسامير بين أجزائها	يعاد لحام الأجزاء المفككة. إزالة الصدأ الذي قد يتكون في بعض الأجزاء المعدنية. الفحص والمعايرة والضبط المستمر





## حفظ وصيانة أدوات تعيين حجوم السوائل



- عند استعمال السحاحة يجب  
تشحيم الصمام بالفازلين أو أي  
دهان آخر بعيدا عن الفتحة  
الموجودة حوالي ٣ مم .  
- تحفظ فوق حاملها الخاص على  
الوضع المقلوب .



إجراءات الصيانة:  
- غسلها مباشرة بعد الاستخدام ،  
وفك الصمام وغسله وتركه يجف  
تماما ، وربطه بخيط مع السحاحة  
وتركه معلقا ،



١ - السحاحات:  
السحاحة ذات الصنبور الزجاجي ،  
يكون لها صمام ذو فتحة ضيقة ، وهي  
أكثر الأجزاء المعرضة للقفل بسبب  
تراكم الأوساخ أو زيت التشحيم .



- توضع قوق الحامل المخصص  
لها على الوضع المقلوب أو في  
مراتينها أو في الدرج الخاص بها .



إجراءات الصيانة:  
- يراعى بعد استعمالها غسلها  
وتنظيفها وتجفيفها .



٢ - الماصات ذات السعة المحددة أو  
الدرجة





-عدم لف السداد عند تغطيتها واستعمالها ، لأن ذلك يعرض رقيبتها للكسر .  
-عدم وضعها معكوسة عند تخزينها أو فوق بعضها..



إجراءات الصيانة:  
-عدم تركها بعد استعمالها بدون تنظيف أو غسيل.  
-يجب تغطيتها بغطائها الذي ورد معها عند استعمالها أو حفظها.



٣ -قنينات الكثافة النوعية :  
زجاجات صغيرة ذات سعة محدودة ، شفافة رقيقة الجدار ، ذات عنق مخشنة ، لها سداد زجاجي مخشن ، تتوسطه قناة ضيقة لخروج مايزيد من السائل عن سعتها عند تغطيتها بالسداد.



-لف ورقة رقيقة حول السداد الزجاجي ، كي يسهل رفعه مع تغييرها بين حين وآخر.  
-عدم تكديسها فوق بعضها البعض لرقعة جدارها.



إجراءات الصيانة:  
-التنظيف الكامل بعد الاستعمال .  
-دهان السداد بطبقة رقيقة من الفازلين بعد الاستعمال .



٤ -الدوارق ذات السعة المحدودة:  
دوارق زجاجية شفافة ذات أعناق طويلة ، ضيقة وقاعدة مفلطحة ، ولها سداد زجاجي مخشن أو بولي برويلين.

### ارشاد

لايستحسن استخدام الدوارق ذات القاعدة المستوية في التسخين ، ويفضل استعمال الدوارق الكروية القاعدة.





## الفصل الرابع

### معارف ومهارات في المختبر





## معارف ومهارات في مختبر الفيزياء



يستعرض في هذا الموضوع بعض المهارات الضرورية التي على المعلم ومحاضر المختبر المدرسي أن يتقنها ويعلمها المتعلمين أثناء تنفيذ التجارب.

## ارشادات عامة عند عمل التجارب



### عند إجراء القياسات المخبرية:

- إجراء القياسات بأقصى دقة ممكنة وبإعناية تامة تضمن الحصول على نتائج جيدة.
- تكرار أخذ القياسات لعدة مرات للتأكد من صحتها ، وأخذ القيمة المتوسطة.
- إنجاز الحسابات لكل إجراء فور الانتهاء منه.
- التأكد من تطابق النتائج للتجارب المتكررة ، وعند عدم التطابق البحث عن السبب في الإجراء التجريبي .

### ما الذي يجب عمله عند إجراء التجربة؟

- التأكد من الأجهزة والأدوات المطلوبة في التجربة.
- التعرف على تركيب الأجهزة والأدوات .
- ترتيب الأجهزة والأدوات على الطاولة بالطريقة التي تسمح بإجراء التجربة وفق الإمكانيات المتاحة.
- توصيل الدوائر الكهربائية ، أو وصل الأجهزة والأدوات حسب خطوات التجربة بالاستفادة من الرسم التخطيطي.

### كيفية التحضير للتجربة قبل إجرائها

- دراسة التجربة المقررة ، والتعرف على القوانين الخاصة بها ، واستيعاب مفهوماتها وكتابة اطار نظري لها..
- تحديد وقت زمني معين لتنفيذ التجربة بحيث ينتهي اجرائها ضمن الوقت المخصص لإجراء التجربة.
- إجراء التجربة بصورة منفردة من المعلم والتعاون مع محاضر المختبر ، للتأكد من صحة الإجراء ودقة النتائج قبل إجرائها أمام المتعلمين ، والتخلص من الأخطاء وتصحيحها.






## الأخطاء العملية المتوقعة في تجارب الفيزياء



إن المقادير الفيزيائية تقاس بالطريقة الحسابية أو بالطريقة البيانية، وتعتمد على دقة المتعلم ودقة الأجهزة المستخدمة، وإذا حدثت أخطاء إما من الحسابات أو الأجهزة.





## الطرق المستخدمة في القياس



### أخطاء القياس :

يمكن تصنيف الأخطاء أثناء القياس التجريبي إلى:






## أجهزة من مختبر الفيزياء



في هذا الموضوع سنتطرق إلى عدد من أجهزة الفيزياء المستخدمة في مختبر الفيزياء ، بهدف مساعدة محضر المختبر والمعلم المكلف في التعرف على الأجهزة من حيث التعريف والغرض منها ومجال استخدامها وتركيبها ومبدأ عملها ، بالإضافة إلى احتياطات الأمان والسلامة في التعامل مع الأجهزة.


### ١ - القدمة ذات الورنية :

تعتبر القدمة ذات الورنية من بين أهم أجهزة القياس المستعملة ، وذلك لسهولة استخدامها ودقتها العالية .

اسم الجهاز	القدمة ذات الورنية	الشكل
الاستخدام	تستخدم في قياس : <ul style="list-style-type: none"><li>• الأبعاد الخارجية.</li><li>• الأبعاد الداخلية.</li><li>• الأعماق مثل قياس عمق ثقب مسدود أو عمق إناء.</li></ul>	
التركيب	<ul style="list-style-type: none"><li>• الجزء الثابت ويحتوي على فك ثابت متصل بمسطرة القياس الرئيسي ، عادة ما تكون مسطرة القياس الرئيسي مدرجة بالمليمتر (mm) من جهة ، والبوصة (inch) من جهة أخرى ، نقرأ على مسطرة القياس الرئيسي المليمترات الصحيحة .</li><li>- الجزء المتحرك وهو على شكل منزلقة تحمل الفك المتحرك وورنية القياس .</li><li>تكون ورنية القياس مدرجة بأجزاء المليمتر المتمثل في دقة الجهاز .</li></ul>	
طريقة الاستخدام	<ul style="list-style-type: none"><li>- تحريك الورنية عن طريق برغي التحريك إلى أن ينطبق الفك المتحرك على الفك الثابت ( سنلاحظ انطباق صفر الورنية على صفر المسطرة ( الساق ) .</li><li>• حساب الخطأ الصفري إذا لم ينطبق صفر الورنية على صفر المسطرة وإجراء التصحيح اللازم بعد أخذ القراءة.</li><li>• لقياس قطر أسطوانة يوضع الفكين داخل الأسطوانة ثم فتح الفكين باستخدام برغي التحريك حتى ينطبق سطح الفكين الخارجين على جدار الأسطوانة الداخلية.</li><li>• نثبت الورنية باستخدام المسامير حتى لا تتحرك ، ثم اخراج الجهاز وقراءة النتيجة :</li></ul>	





	<ul style="list-style-type: none"><li>١ - قراءة السنتمرات والممترات الكاملة باستخدام تدريج المسطرة.</li><li>٢ - قراءة أجزاء الممترات العشرة باستخدام تدريج الورنية .</li></ul>	
	<p><b>أولاً:</b> ننظر إلى ورنية القياس وبالتحديد إلى موقع الصفر ونقرأ العدد الذي على يساره والمسجل على مسطرة القياس الرئيسي ، نسجل قيمه (A) بالمليمترات الصحيحة .</p> <p><b>ثانياً:</b> ننظر ابتداء من صفر المسطرة ونحدد أول تطابق تام بين تدريجي المسطرة والورنية ثم نقرأ عدد تدريج الورنية المسجلة مع التطابق ، يضرب هذا العدد في دقة الورنية ويكون ذلك قيمة قراءة الورنية (B) بأجزاء المليمتر .</p> <p>يكون حاصل جمع قيمة (A) وقيمة (B) نتيجة قيمة القياس على الجهاز القدمة ذات لورنية .</p>	<p><b>طريقة القراءة</b></p>
	<p>لاستخدام القدمة ذات الورنية استخداماً سليماً لا بد من اتباع الإرشادات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>١ - يتم التدوير دائماً عن طريق برغي التحريك .</li><li>٢ - التأكد من انطباق صفر تدريج الورنية على صفر تدريج المسطرة الأساسية قبل القيام بعملية القياس .</li><li>٣ - لمعرفة القياس الصحيح اقرأ أولاً التدريج الذي يدل عليه صفر الورنية ثم حدد الخط من تدريج الورنية الذي ينطبق على أحد خطوط تدريج المسطرة الأساسية .</li><li>٤ - عند التصاق الفكين ينطبق صفر مقياس الورنية على صفر المقياس الرئيسي. وإذا لم ينطبق فإن خطأ ما لا بد من حسابه ويسمى بالخطأ الصفري ، ويقاس بنفس طريقة قياس الورنية ، وذلك بطرح الخطأ الصفري إذا كان صفر الورنية يقع على يمين صفر المقياس الرئيسي ، وجمعه إذا كان صفر الورنية على يساره .</li><li>٥ - في حالة ظهور أكثر من خط منطبق نأخذ أقرب خط لصفر الورنية .</li></ol>	<p><b>إرشادات الاستخدام</b></p>





## ٢ - الميكرومتر:

الميكرومتر هو أحد أدق أجهزة قياس الأبعاد المتوفرة في المصانع والمختبرات بحيث أن دقته عادة ما تكون 0.01 mm وقد تصل في بعض الأجهزة قيما دون ذلك مثل 0.001mm. زيادة على دقته يتميز جهاز الميكرومتر باستعمالاته المتعددة في قياس الأبعاد وسهولة استخدامه .

اسم الجهاز	الميكرومتر	صورة الجهاز
الاستخدام	يستخدم في قياس: الأبعاد الصغيرة جدا مثل: سمك ورقة أو صفيحة ، قطر سلك ، قطر كرة صغيرة.	
التركيب	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتكون جهاز ميكرومتر القياس الخارجي من جزأين أساسين :</li> <li>أ - الجزء الثابت:</li> </ul> <p>هو عبارة عن إطار على شكل حرف (U) تحمل بقية مكونات الجهاز الثابتة والمتحركة منها.</p> <p>ب - مقبض متحرك: ينتهي بطرف مخروطي الشكل، مدرج إلى 100 قسم ، وقد يكون مدرجا إلى 50 قسما متساويا في التدرج الدائري.</p> <p>ج - ساق ثابتة: يدور حولها المقبض المتحرك، ومدرجة إلى ملليمترات وأصناف ملليمترات.</p>	
طريقة الاستخدام	<p>- نقوم بمسك الميكرومتر باليد اليمنى حيث يكون الإطار في راحة اليد والخنصر داخل الإطار ، يستخدم الإبهام والسبابة لتدوير المقبض المتحرك على الجسم المراد قياسه .</p> <p>- يضبط فكا القياس على مقياس أكبر من الجسم المراد قياسه.</p> <p>٢ - تحريك المقبض المتحرك باتجاه عقارب الساعة حتى ينطبق الفكان على الجسم المراد قياسه.</p>	
طريقة القراءة	<p>١ - قراءة القياس الرئيسي :</p> <p>تؤخذ قيمة آخر خط ظاهر على الأسطوانة المدرجة وتكتب رقم صحيح أو نصف ونسجل قيمة A .</p> <p>٢ - قراءة القياس على المقبض المتحرك :</p> <p>تؤخذ قيمة الخط المتطابق من القرص الدائري المدرج على خط التدرج للأسطوانة المدرجة وتكتب كرقم من مائة ونرمز لها ب B .</p> <p>٣ - ننتج القياس على الميكرومتر هي حاصل جمع (A+B) .</p>	





### ٣- الأسفيروميتر:

اسم الجهاز	الأسفيروميتر	صورة الجهاز
الاستخدام	الأسفيروميتر جهاز يستخدم لقياس مقدار تحدب أو تقعر سطح ما ، كتحدب العدسات والمرايا وغيرها ، كما يستخدم في قياس السماكة للوح أو صفيح منتظم الشكل ، وتصل دقة القياس في الأسفيروميتر إلى ٠.٠١mm .	
التركيب	<p>يتركب الأسفيروميتر من الأجزاء الرئيسية الآتية :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. الأرجل الثلاث : وهي ثابتة لا تتحرك وتستخدم لتثبيت الجهاز بشكل مناسب على الجسم المراد قياس تحدبه أو تقعره.</li> <li>٢. القاعدة : وهي الجزء الذي تتركب عليه بقية أجزاء الجهاز .</li> <li>٣. ساق لولبية : تنتهي إلى الأسفل بسن مدببة وتتحرك بحرية صعوداً وهبوطاً حسب مقدار تحدب السطح أو تقعره ، ويتركب عليها من الأعلى قرص مدرج .</li> <li>٤. القرص المتحرك: وهو مقسم إلى ١٠٠ قسم يساوي ٠.٠١ ملم ويتحرك القرص بحرية تامة حسب ارتفاع الساق اللولبية التي يرتكز عليها أو انخفاضها .</li> <li>٥. المسطرة الراسية: وهي جزء ثابت من الجهاز مدرجة بالمليمترات ويقع الصفر في منتصفها ويستخدم للتدريج الواقع فوق الصفر لقياس التحدب ، أما التدريج الواقع أسفل الصفر فيستخدم لقياس التقعر ويحسب عادة بالسالب .</li> </ol>	
طريقة الاستخدام	<ol style="list-style-type: none"> <li>١. ضع الجهاز على سطح مستو(مثل لوح من الزجاج ) وأدر القرص إلى أن ينطبق الطرف المدب من الساق اللولبية على السطح العلوي للوح الزجاجي ، عندها ستلاحظ انطباق صفر القرص المتحرك على صفر التدريج الرأسي الثابت ، وإذا لم ينطبق صفر القرص المتحرك على صفر التدريج الرأسي فاحسب الخطأ الصفري .</li> <li>٢. أدر القرص إلى أن يرتفع الرأس المدب للساق اللولبية إلى أعلى ارتفاع ممكن .</li> <li>٣. ضع الأسفيروميتر على السطح المراد قياس تحدبه أو تقعره بحيث تنطبق الأرجل الثلاث على السطح بشكل جيد .</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>٤. أدر القرص باتجاه عقارب الساعة إلى أن يلامس الطرف المدب للساق اللولبية السطح المراد قياس تحدبه أو تقعره مع المحافظة على الأرجل الثلاث في مكانها الأصلي .</li> <li>٥. اقرأ النتيجة كالآتي :</li> </ol> <p>١. اقرأ المليمترات من التدريج الرأسي الثابت .</p>	





	<p>٢- اقرأ اجزاء المليمترات بالمائة من تدريج القرص المتحرك وذلك بقراءة الرقم أو التدريج الذي ينطبق على المسطرة الرأسية للأسفروميتر .</p> <p>٣- احسب النتيجة كالآتي : قراءة المليمترات من التدريج الرأسي +قراءة تدريج القرص <math>\times 0.01</math>.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ثانياً: أجهزة قياس الزمن

### ١ - البوابة الضوئية

اسم الجهاز	البوابة الضوئية.	الشكل
الاستخدام	لها أشكال متعددة، وتعتمد على فكرة قياس الزمن بدقة عالية جداً قد تصل إلى 0.001 من الثانية.	
التركيب	<ul style="list-style-type: none"><li>تتكون من الثلاثة الاجزاء التالية ويتم اختيار الاجزاء بناءً على تصميم التجربة والمطلوب تعيينه في التجربة :</li><li>١ - بوابة رقم ( ١ ) .</li><li>٢ - بوابة رقم ( ٢ ) .</li><li>٣ - العداد الزمني.</li></ul>	
آلية عمل البوابة الضوئية :	<ul style="list-style-type: none"><li>يمر الجسم المراد قياس زمن حركته أو سرعته خلال البوابة الضوئية سواءً كانت بوابة مفردة ( ١ ) أو البوابتين ( ١ ) و ( ٢ ) .</li><li>يقوم العداد الزمني المرتبط بالبوابتين بتسجيل القياس بدقة عالية جداً.</li></ul> <p>العداد الزمني يحتوي على عدد من المداخل و الأزرار والتي لها من خلالها نختار وظيفة العداد كالتالي:</p>	





الشكل	اسم الجهاز	البوابة الضوئية
	<ul style="list-style-type: none"><li>• وظائف العداد الزمني:</li><li>• وظيفة رقم ١: (interval mode) يقوم العداد الزمني في هذه الوظيفة بقياس زمن مرور حاجز أمام بوابة واحدة . وكذلك الفترة الزمنية لمرور حاجز واحد خلال بوابتين كهروضوئيتين .</li><li>• وظيفة رقم ٢: (frequency mode) حساب التردد لحركة البندول .</li><li>• وظيفة رقم ٣: (period) حساب زمن حركة البندول.</li><li>• وظيفة رقم ٤: (stop watch) ساعة وقف.</li><li>• وظيفة رقم ٥: (count) عد الاشياء.</li><li>• اما الأزرار والمدخل فمعناها كالتالي:</li><li>• المدخل:</li><li>• ١ - تشغيل إيقاف</li><li>• ٢ -مدخل الجهد ١٢ فولت أو ٩ فولت</li><li>• ٣ - مدخل بوابة ٣(١)</li><li>• ٤ - مدخل بوابة ٢ (A)</li><li>• الأزرار :</li><li>• زر (mode) اختيار الوظائف.</li><li>• زر (start stop) تشغيل إيقاف.</li><li>• زر (reset) اعادة تعيين .</li><li>• زر (memory)الذاكرة..</li></ul>	
	تعمد آلية قياس الزمن باستخدام البوابة الضوئية على قطع حاجز للبوابة الضوئية او بوابتين متتاليتين حسب التجربة المراد اجراؤها بعد ضبط العداد الزمني على وظيفة معينة مثلا :	طريقة العمل





اسم الجهاز	البوابة الضوئية	الشكل
	<p>- قياس زمن مرور حاجز منفرد له عرض معين خلال البوابة الضوئية لحساب السرعة وذلك بقسمة عرض الحاجز على الزمن الذي يقسه العداد الزمني.</p> <p>- قياس زمن مرور حاجز منفرد خلال بوابتين ضوئيتين حيث يقوم العداد الزمني بعرض ثلاث قياسات للزمن وهي زمن مرور الحاجز خلال الخلية الأولى وزمن مروره خلال الخلية الثانية والفترة الزمنية لقطع المسافة بين الخليتين ونستفيد من هذه الوظيفة :</p> <p>لحساب السرعة الابتدائية والسرعة النهائية من اجل حساب التسارع</p> <p>وفي جميع الحالات يكون الحاجز مثبتا على ظهر عربة ميكانيكية تتحرك على مسار هوائي ( السكة الهوائية)خالي من الاحتكاك تقريبا لحساب سرعة العربة التي هي نفسها سرعة قطع الحاجز للبوابة الضوئية .</p>	
الجهاز البديل للبوابة الضوئية :	<p>-يتكون من مسار بلاستيكي طوله متر يتم قطعه من المنتصف بشكل طولي ، ويغلف من أطرافه بالقصدير ويترك من المنتصف ، ويتدرج كل ١٠ اسم .</p> <p>-أسلاك توصيل /مصباح كهربائي /بطارية ٩ فولت أو مصدر فرق جهد كهربائي ( محول ) ويضبط عند ٩ فولت أو عند ١٢ فولت /ساعة وقف/كرة معدنية.</p>	





## ٢ - الجرس المؤقت أو الشريط المؤقت.

اسم الجهاز	الجرس المؤقت أو الشريط المؤقت.	الصورة
الاستخدام	يستخدم مؤقت الشريط لرسم مخططات الحركة وحساب الزمن بدقة تصل إلى 0.001 من الثانية. يتم تشغيل الجهاز عن طريق توصيلة بأسلاك توصيل بمحول كهربائي ١٢ فولت AC .	
١ - التركيب	يتركب من ماسك أو ملزمة تثبت المؤقت على طرف الطاولة عند عمل التجربة. ٢ - شريط ورقي . ٣ - ورق كربون . ٤ - ثقل .	
طريقة الاستخدام :	هناك طريقتين في اعداد الزمن: ١ - وضعية ١ : ١٠ Hz أي النقاط التي يحدثها المؤقت على الشريط بمعدل ١٠ نقاط في الثانية أي ان الزمن بين النقطتين يكون ١٠/١ من الثانية. ٢ - وضعية ٢ : ٦٠ Hz أي النقاط التي يحدثها المؤقت على الشريط بمعدل ٦٠ نقطة في الثانية أي الزمن بين كل ستة نقاط هو ١٠/١ من الثانية .	





	<p>يتكون من :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١ - محرك كهربائي صغير من ألعاب الأطفال .</li> <li>٢ - عجلة سيارة لعبة تثبت فيها قطعة منديل صغيرة .</li> <li>٣ - شريط ورق يثبت في محور قابل للدوران وثابت.</li> <li>٤ - حبر .</li> <li>٥ - محول كهربائي أو بطارية (٩ فولت) .</li> <li>٦ - أسلاك توصيل .</li> </ol> <p>طريقة التوصيل:</p> <p>تثبت العجلة في طرف المحرك الكهربائي بعد تثبيته على قاعدة خشبية .</p> <p>يوصل المحرك بالمحول الكهربائي .</p> <p>تبذل قطعة المنديل بالحبر .</p> <p>يأخذ طرف الشريط الورقي ويدخل من تحت العجلة ويثبت في طرفه الثقيل .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يسقط الثقيل للأسفل باتجاه الأرض في اللحظة التي يوصل فيها المحول بالكهرباء</li> </ul>	<p>الجهاز البديل للجرس المؤقت.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

#### ٤ - المدرج الهوائي .

الصورة	المدرج الهوائي	اسم الجهاز
	<p>سميت بذلك لأنها تتصل بمضخة هوائية تدفع الهواء من خلال ثقب على سطح السكة مما يخفف قوة الاحتكاك ويسمح للقوة المؤثرة على العربة بتحريكها.</p>	<p>الاستخدام</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ تطبيق قانون نيوتن الأول ودراسة الحركة المنتظمة في خط مستقيم .</li> <li>✦ دراسة السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية لجسم يتحرك بسرعة متغيرة وتطبيق معادلات الحركة .</li> <li>✦ حساب التسارع لجسم يتحرك على سطح مائل .</li> <li>✦ تطبيق قانون نيوتن الثاني.</li> </ul>	<p>مجالات استخدام المدرج</p>





	<ul style="list-style-type: none"><li>✦ تطبيق قانون نيوتن الثالث.</li><li>✦ دراسة قانون حفظ الطاقة الميكانيكية .</li><li>✦ تطبيق تجارب التصادم المرن وعديم المرونة وقانون حفظ كمية التحرك.</li><li>✦ دراسة الحركة التوافقية البسيطة .</li></ul>	الهوائي:
	<ul style="list-style-type: none"><li>✦ مسار بلاستيكي أو معدني أو خشبي أملس للتقليل من الاحتكاك.</li><li>✦ لعبتي سيارة.</li><li>✦ مجفف الشعر الهوائي.</li></ul>	الجهاز البديل:

### ثالثا : أجهزة قياس الكتلة:

الميزان آلة تستعمل لقياس **الكتلة**، توجد ثلاثة أنواع من الموازين، وحسب تطورها التاريخي تأتي أولاً الموازين التقليدية، ثم الموازين الميكانيكية، فالموازين الإلكترونية.

#### ١ - الميزان الزنبركي.

اسم الجهاز	الميزان الزنبركي (ميزان نابض)	صورة الجهاز
الاستخدام	يُستعمل في هذا النوع زنبرك (نابض) واحد أو أكثر لقياس وزن الثقل الذي يوضع في كفة أو منصة. ويُحرّك وزن الثقل كل زنبرك (نابض) فيطول أو يضغط وبالتالي يتحرك مؤشر قياس الوزن ليحدد الوزن أوتوماتيكيا. وتعمل بعض الموازين الزنبركية بدون أذرع مثل الموازين المعلقة ويمكن للميزان الزنبركي قياس القوى المنتقلة عبر الميزان في أي اتجاه.	





		<p>أنواع الميزان النابض (الزنبركي)</p> <p>أولاً : جهاز لقياس كتلة الأجسام بوحدة gram .</p> <p>ثانياً:جهاز لقياس وزن الأجسام بوحدة Newton .</p> <p>ثالثاً : جهاز لقياس الكتلة والوزن معاً.</p>
		<p>قراءة التدرج في أجهزة القياس</p> <p>قراءة كل تقسيم في التدرج = الفرق بين قراءتين متتاليتين ÷ عدد التقسيمات بينهما</p> <p>مثال</p> $(200 - 100) / 5 = 20$ <p>إذن كل تقسيم بـ 20 g عند قراءة الكتلة.</p> $(3-2) / 5 = 0.2$ <p>إذن كل تقسيم بـ 0.2 N عند قراءة الوزن .</p> <p>يوجد قطعة معدنية في أعلى الجهاز يتم تحريكها إلى أن ينطبق المؤشر على نقطة الصفر</p>





## ٢ - الميزان الإلكتروني.

اسم الجهاز	الميزان الإلكتروني	الصورة
الاستخدام	وظيفته قياس كتل المواد.	
طريقة العمل	لمعظم الموازين الإلكترونية جهاز يسمى خلية قياس جهد الثقيل. يقيس هذا الجهاز القوة التي يحدثها ثقل الحمل الموضوع في الميزان. ويقوم الجهاز بتحويل مقياس الجهد إلى إشارات إلكترونية، ثم إرسال هذه الإشارات إلى مؤشر الوزن الإلكتروني فيُحوّل هذه الإشارات ليعطي القراءة الصحيحة للوزن. يمكن للموازين الإلكترونية أن تزن الأتقال بصورة أسرع وبأقل تكلفة، وتعطي قراءة أكثر دقة للوزن من الموازين الأخرى. ولهذا النوع معالجات دقيقة (رقائق حاسوبية دقيقة) تُمكن الميزان من أداء مهام أخرى بالإضافة إلى قياس الوزن.	

### ارشاد

معايرة الميزان عند الصفر عند الاستخدام .

## رابعا: الأجهزة الكهربائية:

### ١ - مصدر القدرة

اسم الجهاز	مصدر القدرة	الصورة
أنواع مصادر القدرة	أنواع مصادر القدرة واستخداماتها : ١ - مصدر قدرة للجهد المنخفض : يستخدم للحصول على جهد كهربائي (متناوب ومستمر) أقل من جهد تيار المصدر الرئيسي ، وذلك لاستخدامه في العديد من التجارب والأجهزة المخبرية التي تحتاج إلى مثل هذا الجهد ٢ - مصدر القدرة للجهد العالي : يستخدم هذا المصدر للحصول على جهد أعلى من جهد المصدر الرئيسي لاستخدامه في بعض الأجهزة المخبرية التي تحتاج إلى مثل هذا الجهد كجهاز مليكان وأنباب الأشعة المهبطية.	





اسم الجهاز	مصدر القوة	الصورة
التركيب	<p>تتشارك معظم مصادر القدرة ، على اختلاف أنواعها في كثير من الأجزاء الرئيسية</p> <p>أ. مفتاح التشغيل (on ، of) : يكون هذا المفتاح في بعض الأجهزة مزوداً بإضاءة تضيء عند تشغيل الجهاز وفي بعضها تكون هذه الإضاءة منفصلة .</p> <p>ب - مفتاح التحكم في الجهد : يكون هذا المفتاح غالباً على شكل قرص يحيط به تدريج يبين جهد التيار خروجه من الجهاز حسب ما هو مطلوب للاستخدام ، وتزود بعض الأجهزة بنافاذة ومؤشر بدلا من التدريج وبعضها الآخر بمفتاحي تحكم في الجهد ، أحدهما (D.C).</p> <p>ح -مخارج الجهد: يزود مصدر القدرة غالباً بنوعين من المخارج : أحدهما يستخدم للتيار المتناوب (A.C) والآخر للتيار المستمر (D.C) .</p> <p>د - برغي تصفير الجهاز : يستخدم لإعادة المؤشر إلى الصفر في حال عدم ثبوته عليه عند تشغيل الجهاز .</p> <p>هـ - مفتاح اختيار التيار : (A.C) و (D.C) .</p> <p>و - مفتاح إعادة التشغيل ( RESET) : وظيفته فصل التيار عند زيادة الحمل على الجهاز أو في حال وجود خطأ في توصيل الدائرة الكهربائية ، أما الأجهزة التي لا تحتوي على هذا المفتاح فتكون مزودة في العادة بمنصهر (FUST) وأحد أو أكثر ، توضع عند مدخل التيار ومخرجه وتنصهر في حال وجود خطأ في التوصيل أو زيادة الحمل ، ويجب تغييرها بعد الكشف عن الخطأ أو العطل وتعديله .</p>	
طريقة الاستخدام	<p>١. التأكد من أن جهد التيار الذي يعمل عليه الجهاز هو جهد التيار نفسه في المختبر</p> <p>٢. اغلاق مفتاح التشغيل (ضعه على off) قبل وصل الجهاز بالتيار الكهربائي .</p> <p>٣ - إعادة مفتاح التحكم في الجهد إلى صفر التدريج قبل تشغيل الجهاز بحيث يثبت المؤشر على الصفر، فإذا كان هناك خطأ فاعمل على تصحيحه بواسطة برغي التصفير ويتطلب تحريك برغي التصفير بحذر شديد حتى لا يتلف إلى أن يعود المؤشر إلى الصفر .</p>	








اسم الجهاز	مصدر القدرة	صورة الجهاز
	<p>٤ - التأكد عند وصل الدائرة الكهربائية أو الجهاز المراد تشغيله بمصدر القدرة بواسطة مخارج التيار . من جهد التيار اللازم ونوعه (a.c.d.c) واختيار المخرج المناسب لوصل الجهاز .</p> <p>٥ - تشغيل مصدر القدرة بوضع مفتاح التشغيل على ( ON) والبدء بزيادة الجهد تدريجياً إلى أن تصل إلى قيمة الجهد اللازم ثم تشغيل الجهاز أو الدائرة الكهربائية باستخدام مفتاح التشغيل الخاص به .</p> <p>٦. إغلاق مصدر القدرة بعد الانتهاء من التجربة بوضع مفتاح التشغيل على (off) قبل فصل الجهاز عن مصدر القدرة أو فك الدائرة الكهربائية .</p> <p>٧. اغلاق مفتاح التشغيل قبل فصل مصدر القدرة على مصدر التيار الكهربائي .</p> <p>كيفية المحافظة على الجهاز :</p> <p>١ - احفظ الجهاز في خزانة بعيداً عن الرطوبة وأبخرة المواد الكيميائية .</p> <p>٢ - التأكد من فرق الجهد الذي يعمل عليه الجهاز قبل وصله بمصدر التيار الكهربائي .</p> <p>٣ - توصيل الخط الأرضي (Earth) الخاص بالجهاز .</p> <p>٤ - تفحص منصهرات الأمان في الجهاز بشكل دوري و استبدال المعطل منها فوراً .</p> <p>٥ - إذا تعطل منصهر الأمان فاستبدله بأخر مشابه له وله نفس شدة التيار .</p> <p>٦ - عدم غلق فتحات تهوية الجهاز .</p> <p>٧ - غلق مفتاح التشغيل في الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي مباشر بعد الانتهاء من استخدامه .</p> <p>٨. الحذر عند التعامل مع مصدر القدرة ذي الجهد المرتفع واستخدام طريقة العرض عند اجراء أية تجربة تستدعي استخدامه لضمان سلامتك وسلامة الطلبة .</p>	






## ٢- الأومتر ( جهاز قياس متعدد الأغراض)

الصورة	الأومتر	اسم الجهاز
	<p>هو جهاز متعدد الأغراض يستخدم في قياس شدة التيار أو فرق الجهد أو مقدار المقاومة ويتم ذلك حسب رغبة المستخدم عن طريق قرص يدار ليحدد مجال الاستخدام.</p> <p>إمكانية قياس فرق الجهد المستمر DC من صفر وحتى ٥٠٠ V وقياس فرق الجهد المتناوب AC من صفر وحتى ١٠٠٠ V وقياس المقاومات بداية من ١ ميغا أوم وحتى ١٠٠ ميغا أوم وكذلك قياس التيار قياس الديسيبل DECIBEL- DB</p>	الاستخدام
 	<p>أولا قياس المقاومة:</p> <p>خطوات العمل:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١ ضع مفتاح الاختيار علي وضع مقاومة -</li> <li>٢ لامس طرفي الجهاز ببعض -</li> <li>٣ حرك مقاومة الضبط الصفري لضبط صفر التدرج -</li> <li>٤ صل طرفي الجهاز بطرفي المقاومة المراد قياسها.</li> </ol> <p>قياس المقاومة عمليا :</p>  <p>قياس الجهد الثابت DC أو الجهد المتردد AC قياس الجهد الثابت DC أو الجهد المتردد AC.</p> <p>القراءة الصحيحة = ( القراءة ٢.٥ / نهاية التدرج فتكون قيمة الجهد = ) ( ٢.٥ × ٥ / ) = ١٠ فولت</p> 	طريقة الاستخدام





قياس فرق الجهد عمليا:



### ٣- الأميتر

اسم الجهاز	الأميتر	صورة الجهاز
الاستخدام	يستخدم هذا الجهاز لقياس شدة التيار الكهربائي المار في أي جهاز كهربائي.	
التركيب	<ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ جلفانومتر مضافا إليه مقاومة صغيرة جدا (<math>R</math>) توصل مع ملف الجلفانومتر على التوازي</li> <li>⊕ (تسمى مجزئ التيار)</li> <li>⊕ السبب: ليحدث تفرع للتيار المراد قياسه (<math>I</math>) حيث يمر جزء صغير من التيار عبر ملف الجلفانومتر والجزء الكبير من التيار يمر عبر المقاومة الصغيرة (<math>R</math>) وذلك حسب قانون أوم.</li> </ul>	
طريقة التوصيل في الدائرة	حيث يوصل مع الجهاز المراد قياس تياره على التوالي مع مراعاة ان تكون الدارة الكهربائية مغلقة، ويحتوي هذا الجهاز على مفتاح اختيار لتحديد نوع التيار المراد قياسه هل هو متردد ام ثابت.	





#### ٤ - الجلفانومتر

اسم الجهاز	الجلفانومتر	الصورة
الاستخدام	جهاز يستخدم لقياس شدات التيار الصغيرة التي تصل إلى ١ نانو أمبير	
التركيب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ملف قابل للدوران ، مغناطيس على شكل حرف نابض خفيف ، زنبرك يعمل على إعادة الملف لوضعه</li> <li>• وملف قابل للدوران ونابض خفيف ومؤشر متصل بالملف المتحرك.</li> </ul>	
طريقة الاستخدام	<p>عندما يمر تيار في الملف ينشأ عزم ازدواج بسبب تأثير المجال المغناطيسي يعمل على دوران الملف ، وينشأ عزم ازدواج آخر من النابض يقاوم هذا الدوران فيتزن الملف ويتوقف عن الدوران ويشير مؤشر الجلفانومتر لقيمة التيار المراد قياسها .</p> <p><b>شرط اتزانه :</b></p> <p>تساوي العزمين المتضادين ( العزم الناشئ عن المجال والناشئ عن النابض ).</p> <p>عيوبه :</p> <p>التيار الكبير قد يؤدي إلى تلفه ( لكبر عزم الملف عن عزم النابض فيتلف النابض وبالتالي الجهاز ).</p>	
إرشادات الاستخدام	<p>لا يتأثر بالعوامل الجوية ( رطوبة وخلافه ) ولا يتأثر بالمغناطيس القريب منه.</p> <p>ملاحظة :</p> <p>سمي الجلفانومتر ذي الملف المتحرك بسبب أن الجزء المتحرك فيه هو الملف ، وكما يوجد نوع آخر يسمى الجلفانومتر ذي المغناطيس المتحرك لا يستخدم في الوقت الحاضر ، وفيه يكون الجزء المتحرك هو إبرة مغناطيسية .</p>	





## ٥ - مجزئ الجهد .

اسم الجهاز	مجزئ الجهد	صورة الجهاز
الهدف من استخدامه	دائرة تحتوي على مجموعة مقاومات موصولة فيما بينها على التسلسل حيث يمر في كل منها تيار شدته تساوي شدة التيار الكلي ، بينما يتم تجزئة الجهد بحيث يهبط على كل مقاومة جهد معين وذلك حسب المقاومة التي يهبط عليها ذلك الجهد. كثيرا ما تحتاج بعض الدوائر إلى وجود جهود مختلفة على عناصرها ويتم عمل ذلك عن طريق استخدام المقاومات المتصلة على التوالي للحصول على الجهد المراد من جهد المصدر.	

## ٦ - البريد بورد Breadboard

اسم الجهاز	البريد بورد	صورة الجهاز
الاستخدام	تستخدم لوحة التجارب لعمل دارات كهربائية مؤقتة إما لاختبار صحة التوصيلات أو لتجربة فكرة دون الحاجة إلى لحم أي أسلاك او مكونات. تحتوي لوحة التجارب على منافذ معدنية تسمح بتغيير أي توصيلات أو نزع أي مكونات بسهولة ، مما يسمح باستخدام هذه المكونات مرارا وتكرارا. تتوافر لوحة التجارب بأحجام وأشكال متعددة ولكن جميعها يعمل بنفس المبدأ.	
طرق التوصيل	تتكون لوحة التجارب من عدة مناطق: <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ (المنطقة السفلى والعليا) المنطقة ١ و ٢ :</li> <li>تكون فيها المنافذ موصولة ببعضها البعض بشكل أفقي. أي أن المنافذ المتواجدة على الخط الأحمر متصلة جميعها ببعضها البعض ، ولكنها غير متصلة بالمنافذ المتواجدة على الخط الأسود. وكذلك هو الحال في المنطقة السفلية ، منافذ الخط البنفسجي غير متصلة بمنافذ الخط الأزرق.</li> <li>⊕ تستخدم المنطقة ١ و ٢ لتوصيل البطارية أو مصدر الطاقة باللوحة ، فعلى سبيل المثال يتم توصيل القطب الموجب من البطارية بمنافذ الخط الأحمر ويتم توصيل القطب السالب من البطارية بمنافذ الخط الأسود ، ومن ثم تقوم بتوصيل منافذ الخط الأحمر بالمكونات التي تكون في المنطقة الوسطى عن طريق الأسلاك.</li> </ul>	






	<p>(المنطقة الوسطى) المنطقة ٣ و ٤ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ تكون فيها المنافذ موصولة ببعضها البعض بشكل عامودي فقط. أي أن المنافذ المتواجدة على الخط الأصفر متصلة جميعها ببعضها البعض ولكنها غير متصلة بالمنافذ المتواجدة على الخط الأخضر.</li> <li>✦ يوجد خط فاصل بين المنطقة ٣ و ٤ ، مما يمنع منافذ الخط الأصفر من أن تكون موصولة بمنافذ الخط البرتقالي. تستخدم المنطقة ٣ و ٤ عادةً لتوصيل المكونات والأسلاك باللوحة.</li> <li>✦ يتم وضع شريحة الدارة المتكاملة ( Integrated Circuit ) في متوسط الخط الفاصل بين المنطقة ٣ و ٤ ، حيث يتم وضع رؤوس الجهة اليمنى من الدارة المتكاملة على منافذ المنطقة ٣ و رؤوس الجهة اليسرى من الدارة المتكاملة على منافذ المنطقة ٤ ، وذلك حتى لا تتصل أي من هذه الرؤوس مع بعضها البعض.</li> </ul>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ٦ - المطياف الضوئي

صورة الجهاز	المطياف الضوئي	اسم الجهاز
	<p>جهاز يعمل على تحليل الضوء المنبعث من المصادر الضوئية أو المنبعث من العناصر الكيميائية.</p> <p>مجالات الاستخدام:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ قياس زاوية رأس المنشور</li> <li>✦ قياس زاوية الانحراف الصغرى</li> <li>✦ إيجاد معامل انكسار مادة المنشور</li> </ul>	الاستخدام
	<p>يتركب المطياف الضوئي من الاجزاء الرئيسية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ المقرب : - وظيفته مساعده العين البشرية على رؤيه الطيف المتكون بدقه ووضوح ويتركب كما في الشكل.</li> <li>✦ العدسة العينية : وهي مزودة بخطين متعامدين</li> <li>✦ ضابط التلسكوب: يستخدم لتحريك انبوب التلسكوب الى الامام والخلف</li> <li>✦ انبويه التلسكوب.</li> </ul>	التركيب





✦ العدسة الشيئية للتلسكوب .

✦ حامل أنبوب التلسكوب : وهو قابل للدوران بحرية حول المقياس الدائري .

✦ ضابط تحريك القرص الدائري الذي يحمل التلسكوب : وظيفته تحريك التلسكوب مسافات صغيرة جدا .

٢. المجمع : وظيفته تكوين خيط رفيع من الضوء على شكل حزمة من الأشعة المتوازية ، ويتكون المجمع كما في شكل (٣) من

الأجزاء التالية :

✦ العدسة الشيئية للمجمع وتقع في بداية أنبوبة المجمع.

✦ حامل أنبوبة المجمع: وهو جزء ثابت غير متحرك.

✦ انبويه المجمع.

✦ ضابط المجمع: وظيفته تحريك انبوية المجمع الى الامام والخلف.

✦ ضابط فتحه المجمع: وظيفته التحكم في مقدار فتحه المجمع لتمكين من ادخال خيط رفيع من الضوء على شكل

حزمه من الاشعة المتوازية.

✦ فتحه المجمع: تسمح بدخول كميه الضوء المطلوبة.

٣ - المنضدة: تستخدم المنضدة لوضع المنشور او محزوز الحيود عليها في وضع مناسب بين المجمع والمقراب وتتحرك بحريه

وبشكل دائري حول محور عمودي ومزوده بالأجزاء التالية كما في الشكل :

أ - محور عمودي: ويقع اسفل المنضدة

ب - ماسك: يستخدم لتثبيت المنشور او محزوز الحيود بالشكل المناسب فوق المنضدة

ج - برغي التثبيت: يستخدم لتثبيت المنضدة في الوضع المناسب

د - براغي التسوية الثلاثة تستخدم لتسوية المنضدة في وضع افقي.





الصورة	المطياف الضوئي	اسم الجهاز
 <p>شكل ٤- المنضدة</p>	<p>هـ - قرص دائري متحرك يقع اسفل المنضدة ويزود بنافاذة او اثنتين لقراءة الورنية و ضابط حركه القرص يستخدم لتحريك القرص الذي يحمل المنضدة حركه بسيطة حسب المطلوب.</p> <p>٤ - مقياس الزوايا الدائري: هو مدرج الى ٣٦٠ درجة ومزود بورنية تصل دقتها الى ٠.١ من الدرجة، ويحيط هذا التدريج بمنضدة المطياف ويستخدم لقياس زوايا الانحراف للأشعة المتحللة كما في الشكل</p>	
 <p>شكل ٥- مقياس الزوايا الدائري</p>	<p>يجب تهيئة المطياف قبل إجراء التجربة حتى نحصل على قياسات دقيقة وتتم عل النحو التالي :</p> <p>أ - ضبط الجهاز : يوضع على سطح مستو يقابل جسما واضحا على بعد معين .</p> <p>ب - ضبط المقراب : توجه العدسة الشيئية نحو الجسم البعيد بحيث تتم رؤيته بوضوح من خلال العدسة العينية عند ضبطها بحيث يكون أحد خطي التقاطع (+) في العدسة العينية منطبقا على صورة الجسم .</p> <p>ج - ضبط المجمع : يتم ضبطه كما يلي :</p> <p>١ - ضع مصدر الضوء خلف الشق مباشرة .</p> <p>٢ - حرك المقراب إلى أن يصبح على استقامة واحدة مع المجمع .</p> <p>٣ - انظر من خلال العدسة العينية للمقراب إلى صورة الشق ثم اضبط الشق باستخدام الضابط الخاص بالتحكم في فتحة الشق .</p> <p>٤ - حرك المجمع إلى الأمام وباستخدام ضابط المجمع حتى ترى الصورة من خلال المقراب .</p> <p>٥ - اضبط المقراب بشكل مناسب باستخدام ضابط المقراب حتى تظهر صورة الشق بوضوح تام .</p> <p>٦ - اضبط أحد خطي التقاطع في العدسة العينية للمقراب على صورة الشق المتكونة ، وذلك بتحريك القرص الواقع أمام العدسة العينية حركة دائرية وبعدها يكون الجهاز مهياً للاستخدام .</p>	طريقة الاستخدام
	<p>إذا كانت الرؤية غير واضحة في المقراب يتم ما يلي :</p> <p>أ - تحريك ضابط التحكم في المقراب إلى الأمام والخلف ، فقد تكون الصورة بحاجة إلى توضيح بشكل أفضل .</p> <p>ب - تنظيف العدسات بورق التنظيف الخاص .</p>	الأعطال الممكن حدوثها





اسم الجهاز	المطيايف الضوئي	الصورة
للجهاز وكيفية التعامل معها	٢ - إذا كانت الضوابط لا تعمل أو كانت تتحرك بشدة يتم ما يلي : ١ - تنظيف المسننات جيداً . ب - ضع بعض قطرات الزيت على المسننات لتسهيل حركتها . ج - إذا لم تصل إلى نتيجة ، فك براغي الضبط وتفحص المسننات جيداً فقد تكون تالفة وتحتاج إلى استبدال .	

### -الدايود

اسم الجهاز	الدايود.	صورة الجهاز
التركيب	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يتألف من قسمين او طرفين هما الكاثود ( الطرف السالب ) و الانود ( الطرف الموجب ) وهو عبارة عن قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة من النوع الموجب ( P ) موصولة بقطعة اخرى من النوع السالب ( n ) وتطلى منطقة الوصل الفلزية في كل منطقة بحيث يمكن وصل الاسلاك بها .</li> <li>• يطلق على الحد الفاصل بين شبه الموصلين من النوعين اسم ( الوصلة ) وتسمى الاداة الناتجة بالدايود(الوصلة الثنائية) نوع ( pn )</li> <li>• تترك المنطقة المحيطة بالطبقة الفاصلة بدون فجوات او إلكترونات حرة فتتضب فيها ناقلات الشحنة لذلك تسمى <u>بطبقة النضوب</u> وتعد رديئة التوصيل للكهرباء .</li> <li>• وظيفته</li> <li>• يسمح الدايود للتيار الكهربائي بالمرور في اتجاه واحد فقط ويسمى الاتجاه الأمامي ولا يسمح له بالمرور في الاتجاه الآخر ويسمى الاتجاه العكسي .</li> </ul>	
طريقة الاستخدام	<p>تتجذب الإلكترونات الحرة في الطرف ( ) ، الطرف السالب ( n ) من الوصلة نحو الفجوات الموجبة في الطرف ( P ) ويتحرك كل منهما في اتجاه الآخر نتيجة لهذا التدفق تمتلك المنطقة n شحنة كلية موجبة بينما تمتلك المنطقة p شحنة كلية سالبة</p> <p>طريقة التوصيل في الدوائر الكهربائية</p> <p>التوصيل الأمامي</p>	





اسم الجهاز	الدايود.	صورة الجهاز
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فيه يتم توصيل الطرف السالب للبطارية بشبه الموصل من النوع n ( - ) والطرف الموجب لها بشبه الموصل من النوع p ( + ) تتجه الالكترونات الى الطرف p وتملأ الفجوات وتضمحل طبقة النضوب ويعبر التيار من خلال الدايدود ويزيادة جهد البطارية يزداد التوصيل الخلفي</li> <li>• يتم فيه توصيل الطرف السالب للبطارية بشبه الموصل من النوع p ( + ) والطرف الموجب بشبه الموصل من النوع n ( - )</li> <li>• يزداد عرض طبقة النضوب ولايكاد يمر تيار كهربائي خلال الدايدود (الوصلة الثنائية) وبالتالي فهو يعمل عمل مقاومة كبيرة جدا .</li> </ul>	

### -قياس شحن المكثف

اسم الجهاز	قياس شحن المكثف	صورة الجهاز
طريقة الاستخدام	<p>أولاً : نقوم بفصل المكثف من الدائرة ( فك المكثف من الوردة )</p> <p>ثانياً : نقوم بتفريغ الشحنة الموجودة بالمكثف عن طريق لمس الطرفين بعضهما البعض بطرف الأفوميتر نظراً لأنه معدن أو بلمسهما باليدين .</p> <p>ثالثاً : وضع الطرف الأول الموجب الأحمر على الطرف الموجب من المكثف والأخر الأسود السالب على نظيره في المكثف كما في الصورة .</p> <p>سنلاحظ أن الأفوميتر يقوم بالعدد والرجوع إلى الرقم ١ بسرعة بهذا يكون المكثف يعمل وهذا هو القياس السليم .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• القياس التالف هو : <ol style="list-style-type: none"> <li>١ - صفارة مستمرة (وهذا يعني شورت داخل المكثف ) .</li> <li>٢ - العدد والرجوع للرقم واحد بعد فترة طويلة .</li> <li>٣ - انتفاخ المكثف .</li> </ol> </li> </ul> <p>ملحوظة هامة</p> <p>لا بد من قياس المكثف أكثر من مرة والتفريغ في كل مرة</p>	







- جهاز العزوم:

اسم الجهاز	جهاز العزوم	الصورة
الاستخدام	قياس العزم	
التركيب	<ul style="list-style-type: none"><li>١ - مسطرة مترية.</li><li>٢ - ميزانان نابضيان .</li><li>٣ - ثقلاان احدهما ٥٠٠ g والآخر ٢٠٠ g .</li><li>٤ - حاملان حلقيان رأسيان .</li></ul>	
طريقة الاستخدام	<ul style="list-style-type: none"><li>١- ايجاد قيمة العزم .</li><li>٢ - وصف حركة العزم في اتجاه حركة عقارب الساعة وعكس حركة عقارب الساعة.</li><li>٣ - المقارنة بين الاتزان الدوراني والانتقالي.</li></ul>	





## أجهزة من مختبر الكيمياء



سيتم عرض لبعض الأجهزة المستخدمة في مختبر الكيمياء

### ١ - جهاز تقطير الماء (الزجاجي - المعدني).

الشكل	اسم الجهاز	جهاز تقطير الماء المعدني.
	الاستخدام	فصل المواد بالحرارة في جهاز تقطير الماء ، يتم تبخير الماء بالحرارة ثم تكثيفه بالبرودة وتجميعه.
	التركيب	يتركب جهاز التقطير المعدني من الأجزاء الآتية : ١ - عمودا التسخين ويتصلان من الداخل بسخان حراري ومن الخارج بمدخل للتيار الكهربائي لتزويد الجهاز بالتيار اللازم . ٢ - مخرج ماء التبريد للتخلص من الماء البارد بعد مروره على أنبوبة التكثيف . ٣ - الأنبوبة الأسطوانية وهي أنبوبة معدنية أسطوانية الشكل تحيط بأنبوبة التكثيف . ٤ - يتم وصل صنوبر مدخل الماء بصنوبر الماء الجاري في المختبر بواسطة أنبوب مطاطي لتزويد الجهاز بالماء اللازم إذ يقوم الجهاز بتقطير جزء من الماء أما الجزء الآخر فيستخدمه في عملية تبريد أنبوبة التكثيف . ٥ - مخرج الماء المقطر . ٦ - غطاء حوض الجهاز . ٧ - حوض الجهاز ويحتوي على عمود التسخين والمكثف وحامل المكثف .
	التهيئة وطريقة الاستخدام	تهيئة الجهاز وكيفية استعماله : ١ - يثبت الجهاز بشكل عمودي بالقرب من إحدى المغاسل في المختبر . ٢ - صل بواسطة أنبوبة بلاستيكية بين صنوبر الماء الجاري في المختبر وصنوبر مدخل الماء في الجهاز . ٣ - صل الجهاز من الفتحة (ب) مخرج الماء البارد بواسطة أنبوب بلاستيكي آخر . ٤ - أفتح صنوبر الماء الجاري واسمح للماء بالدخول إلى الجهاز حتى يصل مستواه إلى المستوى المطلوب في حوض الجهاز . ٥ - شغل الجهاز بعد إيصاله بالتيار الكهربائي.





اسم الجهاز	جهاز تقطير الماء المعدني.	الشكل
	٦ - ضع دورقاً زجاجياً نظيفاً ومعقماً تحت المخرج (هـ) لتجميع الماء المقطر .	
	٧ - أفضل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامه واقطع الماء عنه ثم انزع عمودي التسخين وجففهما جيداً وأحفظهما في مكان بعيد عن الرطوبة لمنع تكوين الصدأ عليها .	
ارشادات العناية بالجهاز	-التأكد من جهد التيار الذي يعمل به الجهاز. • تشغيل الجهاز بعد وصول الماء إلى المستوى المطلوب في حوض الجهاز. -نزع عمودي التسخين بعد الانتهاء من استخدام الجهاز وحفظهما جيدا.	

## ٢ - أجهزة الفصل والاستخلاص:

اسم الجهاز	شرح الجهاز	صورة الجهاز
(١) قمع الفصل	<b>قمع الفصل Separator Funnels</b> : وهو كروي الشكل أو أسطواني الشكل و يستخدم في عمليات الاستخلاص بالمذيبات أو عند إضافة سائل أو محلول بالتدرج إلى خليط التفاعل.	
(ب) جهاز سوكسلت soxhlet	جهاز سوكسلت لاستخلاص المواد الصلبة . يوضع المذيب في دورق الغليان ، ثم توضع المادة الصلبة في أسطوانة من ورق مضغوط في الأنبوبة الوسطية. يغلى السائل في دورق الغليان ، و يتكثف بخاره بالمكثف العلوي. فيتجمع فوق المادة في الأنبوب الوسطي ويذيب المادة الصلبة جزئياً حتى إذا امتلأت الأنبوبة الوسطية بالسائل المتكثف نزلت من الأنبوبة الجانبية الى دورق الغليان وتكرر العملية باستمرار اذابة المادة في الانبوبة الوسطية.	
ادوات الغليان مع التكثيف	جهاز الغليان مع التكثيف . هو جهاز لإجراء التفاعل بالإضافة المنظمة لاحد مواد التفاعل من قمع الفصل مع امتصاص مكثف عاكس ينتهي بأنبوبة كلوريد كالسيوم تحجز مكونات الدورق عن بخار الماء الجوي	





اسم الجهاز	شرح الجهاز	صورة الجهاز
	<p>جهاز الغليان مع التكثيف العاكس يستعمل عدة انواع من المكثفات قد يوضع في قمة المكثف أنبوبة ممتلئة بكلوريد كالسيوم إذا كان المراد حجز المواد المتفاعلة عن الرطوبة الجوية و قد يكتفي بوضع بعض الصوف الزجاجي أو القطن في صورة سدادة غير محكمه في الفتحة العليا في المكثف.</p>	

### -أدوات التجفيف:-

اسم الجهاز	شرح الجهاز	صورة الجهاز
أدوات التجفيف.	<p>المجفف: عبارة عن وعاء زجاجي ذو جدار سميك . و يتكون المجفف من حجرتين يفصلهما لوح مثقب من الخزف و توضع المادة المراد تجفيفها في الحجرة العلوية أما في الحجرة السفلية فإنه يتم وضع مادة التجفيف و عادة تكون مادة استرطابية مثل كلوريد الكالسيوم أو سيليكات جل . و للمجفف غطاء محكم مصنف توضع عليه طبقة من الفازلين لتكون غير نفاذة للهواء . المجففات نوعان نوع عادي و النوع الآخر مخلخل للهواء . و تستخدم المجففات لتجفيف المواد بما تحتويه من رطوبة و كذلك تستخدم لتبريد المواد أو الأدوات الزجاجية النظيفة أو المحتوية على مواد كيميائية ساخنة و ذلك بمعزل عن الهواء حتى يمكن وزنها عند درجة حرارة الغرفة .</p>	
أدوات الترشيح	<p>ورق الترشيح (Filter paper): عبارة عن ورق نصف نفوذ يستخدم لفصل المواد الصلبة الدقيقة الموجودة في الطور السائل من خلال عملية الترشيح. توضع ورقة الترشيح غالباً في القمع.</p>	
جهاز يخنر	<p>جهاز يخنر مضخة مائية تثبت بصنبور الماء ثم توصل بدورق مخروطي بأنبوبة جانبية و بفوته سداسه يمر منها أنبوبة ذات صنبور يتصل بالمضخة المائية بوصل دورق الترشيح بالأنبوبة الجانبية للدورة .</p>	
موقد بنزن	<p>يعتبر أبسط وأرخص آليات التسخين، ولكن يجب الحرص عند استخدامه فمثلاً يجب عدم استعماله على الإطلاق لتسخين أية سوائل ملتهبة (أي قابلة للاشتعال) مثل الإيثر أو الأيثرالبترولي أو البنزين أو الإيثانول وغيرها. ويمكن استخدام موقد بنزن في تسخين المحاليل المائية التي تحتوي على مواد غير ملتهبة، أو في تسخين الأوعية التي تحتوي على سوائل ذات نقاط غليان عالية.</p>	





	ويجب مراعاة عدم تسخين الوعاء بموقد بنزن مباشرة ولكن يجب وضع شبكة سلك بين اللهب وبين الوعاء وإذا لم تتوفر هذه الشبكة فيجب تسخين الوعاء عن طريق تحريك الموقد أسفله في حركة دائرية بطيئة حتى يكون معدل تسخين الوعاء متساوياً	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	اشتعال الموقد بلهب أصفر مضيء يدل على أن عملية الاحتراق غير كاملة، لهذا يجب تحريك صمام الهواء حتى يختلط الغاز بالهواء الداخِل ويتحول لون اللهب إلى الأزرق غير المضيء.	ارشادات الاستخدام
	مقياس الأس الهيدروجيني (pH meter) هي أداة إلكترونية تستعمل لقياس الأس الهيدروجيني (درجة الحموضة أو القاعدية) لسائل معين. يتكون من قطب خاص (قطب زجاجي) متصل بمقياس إلكتروني يقيس ويعرض رقم الأس الهيدروجيني.	جهاز قياس ph





## مهارات أساسية للعمل في مختبر الكيمياء



يحتاج محضر المختبر إلى مهارات عدة يتوجب عليه إتقانها، لما لها من أهمية كبيرة في العديد من التجارب وفي إنجاز العمل المخبري في مختبر الكيمياء، من أهمها التعرف على المواد الكيميائية تحضير المحاليل الكواشف الشائعة الاستخدام والمحاليل العيارية ومحاليل الأمن والسلامة، محاليل التنظيف وتصريف الفضلات الكيميائية وتشكيل الزجاج واستخدام خامات البيئة في عمل وسائل ونماذج وأدوات وأجهزة تساعد على إنجاز الحصص العملية كعمل التوصيلات أو ماصة أو قطارة... الخ . و سيتم عرض أهم المهارات الضرورية للعمل المخبري ليتدرب محضر المختبر عليها بما يمكنه من أدائها وفق الحاجة.

### كيفية التعرف على المواد الكيميائية



قد يحدث أحيانا سقوط أو تلف ملصقات الاسم والبيانات الأخرى من بعض العبوات التي تحتوي على مواد كيميائية فتصبح مجهولة، وفيما يلي سنبين وبطريقة عملية كيفية التعرف على المواد من خلال دراسة صفاتها الفيزيائية

### الصفات الفيزيائية للمادة



هي الصفات التي تميز أي عينة من المادة عن كل المواد الأخرى أو هي الصفات التي تظهر على المادة دون إجراء أي تغيير كيميائي عليها ومن هذه الصفات: حالة المادة ( صلبة ، سائلة ، غازية ) - اللون - الرائحة - الكثافة - ذائبية المادة في الماء أو في محاليل أخرى - درجة الانصهار - درجة الغليان وفيما يلي نستعرض كلا منها .

### حالة المادة في الظروف الطبيعية :

- في الظروف الطبيعية التي غالباً ما تكون درجة الحرارة فيها ٢٥ درجة مئوية بعيداً عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وتحت ضغط الجو الطبيعي يمكن مشاهدة حالة المادة بالعين المجردة سواء كانت صلبة أم سائلة أم غازية

### اللون والرائحة:

- تتميز كل مادة بلون إلا أن معظم المركبات يكون لونها أبيض ما يصعب التعرف على ماهية المادة أو تمييزها، أما الرائحة فيمكن تمييز المواد عن بعضها بالاعتماد على الرائحة المنبعثة منها إذا كان لدى محضري المختبر الخبرة الطويلة والكفاءة العالية.





## الذائبية

- ذائبية المادة هي الكتلة القسوى التي تذوب من المادة المذابة في حجم معين من المذيب عند درجة حرارة ما وهي طريقة من طرق التعرف على ماهية المواد من خلال اختبار ذائبية المادة المجهولة في عدد من المذيبات..
- **قواعد الذوبان :**
- جميع أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم وكذلك جميع بيكربونات ونترات وخلات المعادن تذوب في الماء. - كلوريدات بروميدات ويوديدات جميع الفلزات تذوب في الماء ما عدا الرصاص والفضة والزنبقوز .
- هاليدات الرصاص تذوب في الماء الساخن .
- جميع الكبريتات والكربونات تذوب في الماء ما عدا كبريتات وكربونات الرصاص الزنبقوز الكالسيوم الفضة والباريوم .
- جميع هيدرو كسيدات المعادن لا تذوب في الماء ما عدا هيدرو كسيدات الفلزات القلوية .

## الكثافة

- هي نسبة كتلة المادة إلى حجمها ( ث = ك/ح ) (جم / سم<sup>٣</sup>) .
- تعيين كثافة (المواد الصلبة غير المنتظمة / كثافة السوائل / كثافة سائل يتطاير بسهولة مثل الكحول ) بتنفيذ تجارب تعيين الكثافة.

## الوزن النوعي

- لكي نقارن كثافة مادة مع كثافة مادة أخرى وحتى تكون المقارنة ذات معنى لا بد من وجود مادة قياسية وقد اتفق علماء الفيزياء أن تكون المادة القياسية هي ( الماء ) ونسبة الكثافات الوزنية للسوائل وجميع المواد الصلبة للكثافة الوزنية للماء وسميت النسبة بين كثافة أي صلب أو سائل وكثافة الماء ( بالوزن النوعي )
- أي أن الوزن النوعي للمادة = كثافة المادة على كثافة الماء فمثلاً إذا كانت كثافة النحاس الكتلية ( ٨,٩ جم /سم<sup>٣</sup>، وكثافة الماء ١ جم /سم<sup>٣</sup> ) فإن النحاس كثافته أكبر من كثافة الماء بمقدار ( ٨,٩ ) مرة وعليه فالوزن النوعي للنحاس = ٨,٩ ومن الملاحظ أن الوزن النوعي هو نسبة بين كميتين مقيستين بنفس الوحدات ولهذا فالوزن النوعي لأي مادة ليس له وحدة .
- **قياس الوزن النوعي :** إذا كان الوزن النوعي لمادة ما هو نسبة بين كثافة المادة وكثافة الماء ، فأنتنا لو أخذنا حجمين متساويين من المادة ومن الماء فإن : الوزن النوعي للمادة = وزن المادة على وزن حجمها من الماء .





## نقطة الغليان

- هي درجة الحرارة التي يتساوى فيها ضغط بخار السائل والضغط الجوي .
- تنفيذ التجارب العملية لتحديد نقطة الغليان للسوائل المجهولة والتعرف عليها من الجداول الخاصة بدرجة الغليان

## نقطة الانصهار

- هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من حالة الصلابة إلى الحالة السائلة.
- تنفيذ التجارب العملية لتحديد نقطة الانصهار للسوائل المجهولة والتعرف عليها من الجداول الخاصة بدرجة الانصهار.





أولاً : طريقة يتم تقسيم العناصر ( الأيونات ) إلى مجموعات بحسب نوع الكاشف الذي ينتمي إليه وعند الكشف عن هذه العناصر فإن الاختبارات تتم على :

الكشف عن الشقوق  
الحامضية والقاعدية



تعتبر الكيمياء التحليلية أحد فروع الكيمياء إلا أنها تحتل مركزاً متميزاً بين هذه الفروع نظراً لأهميتها من الناحيتين العلمية والصناعية ، فهي تمكن الباحث والمتعلم من التعرف والكشف عن المواد وكذلك طرق فصلها ومعرفة مكوناتها ، فمن الناحية العلمية تمكننا من تعيين الرمز الكيميائي لمركب مجهول عن طريق معرفة النسبة المئوية لمكوناته وكذلك حساب التراكيز والنسب للمواد المتفاعلة والنتيجة عن التفاعل تطبيقاً لقوانين الاتحاد الكيميائي . وهي تنقسم إلى قسمين :

**تحليلية وصفية**

• معرفة الشقوق الحامضية والقاعدية الموجودة في مركب .

**تحليلية كمية**

• بتقدير كمية أو النسبة المئوية للعناصر أو المركبات الموجودة في مادة معينة من المواد .

**التحليل الوصفي :**

يمكن التعرف على الشقوق الحمضية والقاعدية من خلال التجارب والاختبارات التمهيدية ومن ثم التأكيديّة التي من خلالها نستطيع الجزم بأن هذه المادة هي ( أيون أو كاتيون ) أي شق حمضي قاعدي .  
قبل الشروع في هذه التجارب لابد لنا من القيام والتعرف على خواص هذه المواد الظاهرية التي تتمثل في الشكل - اللون - الذوبان ونوع المذيب ومعرفة ظروفه ( بارد - ساخن ) وكذلك أثر الحرارة - اختبار اللهب - وتأثير عباد الشمس بنوعية الأحمر والأزرق وهذا ما نطلق عليه الخواص الفيزيائية .  
أما الخواص الكيميائية فهي عبارة عن التفاعلات للمادة مع الكواشف والمواد الأخرى التي تعطينا التصور والنتيجة النهائية بأن هذه المادة هي المطلوبة من خلال النتائج والمركبات ذات الألوان والصفات المحددة لكل عنصر والجداول فيما بعد تحدد المجموعة والكاشف الخاص بعناصر هذه المجموعة وكذلك التجارب التأكيديّة التي تؤكد انتماء هذه العناصر كل لمجموعته .





<p>-الملح الصلب في المجموعتين الأولى والثانية نتيجة لوجود كاشف محدد لكل منها .</p> <p>- يتم الكشف عن عناصر المجموعة الثالثة ( المجموعة العامة أو مجموعة الترسيب ) بتحضير محلول مائي للمادة المراد معرفتها نظراً لعدم وجود كاشف محدد أو خاص بهذه المجموعة .</p> <p>بعد معرفة الأنيون الذي يجري الاختبار عليه لابد من إجراء التجارب التأكيدية المصاحبة لتحديد نوع الأنيون بالضبط نتيجة للتشابه في بعض التفاعلات وتكوين الراسب عند استخدام كاشف المجموعة .</p> <p>وفيما يلي أسماء بعض المجموعات والكاشف الخاص بها .:</p> <p>-مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف HCL dil</p> <p>أملاح لا تتفاعل إلا مع هذا الحمض وتعطي نتائج واضحة ومميزة بتصاعد أبخرة وغازات ذات ألوان ، وروائح خاصة بعناصرها ومن عائلاتها :</p> <p>الكربونات <math>CO_3</math> البيكربونات <math>HCO_3</math> الكبريتيت <math>SO_3</math> الثيوكبريتات <math>S_2O_3</math> الكبريتيد S-2 النيتريت <math>NO_2</math></p> <p>-مجموعة حمض الكبريتيك المركز <math>H_2 SO_4</math> Conc</p> <p>وهي عبارة عن أملاح لا تتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز ومنها ( الكلوريدات CL ، البروميديات BR ، اليوديدات L ، النترات <math>NO_3</math> .</p> <p>-المجموعة العامة ( مجموعة الترسيب )</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• وفيها الأملاح التي لا تتفاعل مع الأحماض ويتم التفاعل فيها بتحضير محلول من الملح بإذابة كمية مناسبة في حجم كاف من المذيب ( ماء مقطر) مثلا ويتم الكشف عن كل عنصر على حدة لأنه لا يوجد كاشف محدد لها.</li></ul>	<p>الكشف عن الشق الحمضي ( الأنيونات ) في الأملاح الصلبة البسيطة .</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ثانياً :</li><li>• الكشف عن الشق القاعدي أكثر تعقيداً من الكشف عن الشق الحمضي وهذا يرجع إلى تزايد عدد الشقوق القاعدية والتداخل فيما بينها.</li><li>• ولكي يتم أنبوبة اختبار ومن المذيبات المناسبة ومرتبة كالتالي :</li><li>• الماء البارد ثم الساخن . -حمض الهيدروكلوريك المخفف على البارد ثم الساخن .. -حمض الهيدروكلوريك المركز على البارد ثم الساخن .</li><li>• حمض النيتريك الكاشف عن الشق القاعدي في الأملاح البسيطة لا بد لنا من تحضير محلول للملح المراد التعامل معه وللحصول على هذا المحلول يجب أن تذاب كمية مناسبة من الملح في كمية مناسبة من المذيب في المخفف على البارد ثم الساخن .</li><li>• حمض النيتريك المركز على البارد ثم الساخن . / الماء الملكي</li></ul>	<p>الكشف عن الشق القاعدي في الأملاح البسيط</p>





## المحاليل



إرشادات يجب إتباعها أثناء تحضير المحاليل والأحماض والقواعد والكواشف والصبغات:





أولا : تحضير المحاليل المستخدمة في  
مادة الكيمياء ( المواد الصلبة )




### الخلفية النظرية:

المحلول : خليط متجانس من مادتين أو أكثر وتعتبر المحاليل المائية أهم أنواع المحاليل التي يتعامل معها محضر المختبر ومعلم العلوم .

التركيز: هو كمية المادة المذابة والمذيبة في المحلول .

طرق التعبير عن تركيز المحلول :




- النسبة المئوية وتنقسم إلى:
- - النسبة المئوية بالوزن للمادة في المحلول هي : عدد غرامات المادة المذابة في ١٠٠ غرام من المحلول.
- - النسبة المئوية بالحجم للمادة في المحلول وهي: حجم المادة بالمليتر المذابة في ١٠٠ مليلتر من المحلول .

النسبة المئوية



- المولارية ( التركيز المولي الحجمي ) وهي : عدد المولات من المذاب في لتر من المحلول..

المولارية



- المولالية ( التركيز المولي الكتلي ) وهي : عدد مولات المادة المذابة في ١ كغم (١٠٠٠غم) من المذيب .

المولالية





المحلول القياسي :

هو المحلول الذي يحوي حجم معين منه على وزن معلوم من المادة المذابة وهكذا تكون المحاليل ذات درجة تركيز معلومة ودقيقة بالضبط هناك نوعان من المحاليل القياسية التي يتم تحضيرها في المختبر:



- وهي محاليل لمواد غير نقية إما لأنه يصعب تنقيتها أو أنها مواد نقية ولكنها تتأثر بالعوامل الجوية ( كالرطوبة ، وثاني أكسيد الكربون ....) وهذه المحاليل تحضر بصورة تقريبية ثم تجرى لها عملية معايرة مع محلول قياسي لتحديد تركيزها بدقة مثل :
- $\text{NaOH}$  ,  $\text{NH}_3$  ,  $\text{HCl}$  ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  فمادة هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  تمتص بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، وتتكون طبقة من كربونات الصوديوم ،
- أما حمض الكبريتيك  $\text{H}_2\text{SO}_4$  فهو يمتص الرطوبة باستمرار ، أما محاليل  $\text{HCl}$  حمض الكلور،
- $\text{NH}_3$  محلول النشادر فيتبخر المذاب باستمرار مما يقلل من التركيز

محاليل قياسية ثانوية:

- وهي محاليل المواد النقية التي يمكن تحضيرها مباشرة عن طريق إذابة كتلة معينة من المادة في حجم معين من الماء مثل :
- كربونات الصوديوم  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ، حمض الأكراليك المائي  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- التركيز الفعلي بعد التحضير هو نفسه التركيز المتوقع والمحسوب نظرياً.

1 - محاليل قياسية أولية:





- عند تخفيف محلول ما فإن عدد مولات المذاب يبقى ثابتا
- عدد المولات = حجم المحلول بالتر × تركيز المذاب ( بالمولارية )

٤ - تخفيف المحاليل بالتخفيف:




- هي الإضافة التدريجية من محلول معلوم التركيز إلى محلول مجهول التركيز أو العكس بهدف معرفة تركيز المحلول المجهول - تحضير المحاليل بالتخفيف:

٣ - المعايرة:





## خطوات التحضير





## تحضير المحاليل المستخدمة في الكيمياء



القوانين المستخدمة:

**القانون الأول :**

التركيز ( بالمولارية) =  $\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم المحلول باللتر}}$

عدد المولات =  $\frac{\text{كتلة المذاب بالحرام}}{\text{الكتلة المولية للمذاب}}$

كتلة المذاب بالجرام = عدد المولات  $\times$  الكتلة المولية للمذاب

**القانون الثاني :**

كتلة المذاب بالجرام = الحجم باللتر  $\times$  التركيز  $\times$  الكتلة المولية

الكتلة المولية = مجموع الكتلة المولية للعناصر .

### نشاط (1)

تحضير محلول حجمه (100ml) من هيدروكسيد الصوديوم وتركيزه (M1) .

#### الأدوات المستخدمة

ميزان حساس رقمي، ، ملعقة ، كأس زجاجية ، ورق قياس (100ml) ماء مقطر ، هيدروكسيد الصوديوم نقي، ساق زجاجية ، سداة قمع ، بطاقات لاصقة ، أقلام.

#### تحديد الكميات

الكتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم =  $1+16+23 = 40$  جرام / مول  
حجم المحلول باللتر =  $100 \div 1000 = 0.1$  لتر  
كتلة هيدروكسيد الصوديوم = كتلة المول من هيدروكسيد الصوديوم  $\times$  التركيز المولاري  $\times$  الحجم باللتر  
 $40 = 0.1 \times 1 \times 40$  جرام





### خطوات العمل

- ١ - نضع كأس زجاجي في الميزان ثم نصفره.
- ٢ - نضع كمية من هيدروكسيد الصوديوم في الكأس الزجاجي حتى يصل الوزن إلى 4 جرام.
- ٣ - ضع كمية من الماء المقطر في الكأس ثم حرك المحلول بواسطة قضيب زجاجي حتى يذوب جميع الهيدروكسيد .
- ٤ - انقل المحلول بحذر إلى الدورق الحجمي (100ml) مستعينا بالقمع حتى لا تتسكب أي كمية من المحلول .
- ٥ - اغسل الكأس ثلاث مرات بكمية من الماء المقطر وانقل هذه الكمية بحذر إلى الدورق الحجمي مستعينا بالقمع .
- ٦ - أضف ماء مقطر إلى الدورق الحجمي حتى العلامة . ثم أغلق الدورق بالسدادة ورج المحلول رجاً دائرياً حتى يمتزج جيداً.
- ٧ - ضع لاصقاً على الدورق وسجل عليه المعلومات الضرورية .

ملاحظة : هيدروكسيد الصوديوم مادة كاوية للجلد يسبب تآكل الزجاج لذلك لا يفضل تخزينها في الأوعية الزجاجية لمدة طويلة .

بتطبيق العلاقة كتلة المذاب بالجرام = الحجم بالتر \* التركيز المولارية \* الكتلة المولية .

يمكن تغيير التركيز أو الحجم وحساب كتلة المادة يمكن تحضير المحاليل التالية حسب الجدول بإتباع الخطوات السابقة.

اسم المادة / الصيغة	الكتلة المولية g/mol	التركيز M	الحجم بالتر	كتلة المادة المذاب بالجرام
كربونات الصوديوم Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	106	1.0M	100ml = 0.1 l	10.6
بيكربونات الصوديوم NaHCO <sub>3</sub>	100	1.0M	100ml = 0.1 l	10
كلوريد الصوديوم NaCl	58.5	1.0M	100ml = 0.1 l	5.85
اسم المادة / الصيغة	الكتلة المولية g/mol	التركيز M	الحجم بالتر	كتلة المادة المذاب بالجرام





7.445	100ml = 0.1 l	1.0M	74.45	كلوريد البوتاسيوم KCl
15.852	100ml = 0.1 l	1.0M	158.52	كلوريد الإسترانشيوم SrCL <sub>2</sub>
11.09	100ml = 0.1 l	1.0M	110.9	كلوريد الكالسيوم CaCl <sub>2</sub>
16.6	100ml = 0.1 l	1.0M	166	يوديد البوتاسيوم KI
18	100ml = 0.1 l	1.0M	180	سكر الجلوكوز C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>
34.2	100ml = 0.1 l	1.0M	342	السكروز C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub>
16.59	100ml = 0.1 l	1.0M	165.904	يوديد البوتاسيوم KI
15.95	100ml = 0.1 l	1.0M	159.546	كبريتات النحاس الشائي CuSO <sub>4</sub>
24.15	100ml = 0.1 l	1.0M	241.546	نترات النحاس الشائي Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> .3H <sub>2</sub> O
241.546	1000ml = 1.0L			





298	1000ml = 1.0L	1.0M	298	نترات الخارصين المائية <b>Zn(NO<sub>3</sub>).6H<sub>2</sub>O</b>
375	1000ml = 1.0L	1.0M	375	نترات الفضة المائية Ag(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> .9H <sub>2</sub> O
256	1000ml = 1.0L	1.0M	256	نترات المغنيسيوم Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> .6H <sub>2</sub> O





### القوانين المستخدمة:

أولاً : النسبة المئوية للتركيز:

كتلة الحمض اللازم لتحضير المحلول = الكتلة المولية × التركيز × الحجم بالتر × ١٠٠

الكثافة × نسبة التركيز

يمكن الاستعانة بالجدول التالي في تحضير الأحماض بإتباع الخطوات السابقة

اسم الحمض / الصيغة	الكتلة المولية g/mol	التركيز M	الحجم بالتر	نسبة التركيز %	الكثافة g/l	الحجم المأخوذ من المحلول الأصل ml
حمض الكبريتات H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	98	1M	100ml = 0.1 l	98%	1.838	18.38
		0.1M	250ml=0.25l			4.595
		0.5M	500ml = 0.5l			45.95
حمض النتريك HNO <sub>3</sub>	63	1M	100ml = 0.1 l	69%	1.500	13.69
		0.1M	250ml=0.25l			3.42
		0.5M	500ml = 0.5l			22.94
حمض الايثانول CH <sub>3</sub> COOH	60	1M	100ml = 0.1 l	99.7%	1.050	6.31
		0.1M	250ml=0.25l			1.57
		0.5M	500ml = 0.5l			15.79





## تخفيف المحاليل



هو إضافة الماء إلى المحلول الأصلي دون تغيير في كمية المذاب في الحالة الأصلية ، حيث يكون المحلول الأصلي أكثر تركيزاً من المحلول المخفف .  
إن كمية المادة الموجودة في المحلول الأصلي تبقى نفسها عند تخفيف المحلول .

### قانون التخفيف

حجم المحلول قبل التخفيف × تركيزه = حجم المحلول بعد التخفيف × تركيزه

$$m_2 \cdot V_2 = m_1 \cdot V_1$$





## تحضير الكواشف والأصباغ



### المواد والأدوات المستخدمة في التحضير

ميزان حساس - كؤوس مختلفة الحجم - ساق للتقليب - قوارير لحفظ المحاليل شفافة وبنية اللون - دوارق عياريه - أوراق ترشيح - قمع - حمام رملي . أوراق لاصقة - أقلام.

اسم المحلول	المواد	طريقة التحضير
محلول كاشف بندكت	10g جرام سترات صوديوم - 8g كربونات صوديوم - 1g كبريتات نحاس - ماء مقطر	1- أذيب سترات الصوديوم وكربونات الصوديوم في 50ml من الماء المقطر الساخن 2- أضيف ببطء مع التحريك المستمر محلول جرام واحد من كبريتات النحاس المذابة في 10cm <sup>3</sup> من الماء . 3- المحلول الناتج يكون رائقاً وإلا يجب ترشيحه قبل الاستعمال 4- انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية .
محلول كاشف تولن	30g نترات فضة - ماء مقطر - هيدروكسيد أمونيوم	1- أذيب 30g من نترات الفضة في 500ml من الماء المقطر 2- أضيف للمحلول هيدروكسيد أمونيوم فيكون في البداية راسب بني من أكسيد الفضة . 3- لإذابة الراسب أضيفي هيدروكسيد الأمونيوم عليه 4- خفف المحلول بالماء حتى الحجم المطلوب لتر واحد . 5- انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية.
محلول كاشف فهلنج	34.64g من كبريتات النحاس الزرقاء - ماء المقطر - 173g من ملح روشيل ( طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم ) - 52g من هيدروكسيد الصوديوم .	فهلنج ( أ ) لتحضيره : يتم إذابة 34.64g من كبريتات النحاس في 500ml من الماء المقطر فهلنج ( ب ) : - لتحضيره : - أذيب 173g من ملح روشيل مع 52g من هيدروكسيد الصوديوم في 500ml من الماء المقطر احفظ كلاً من المحلولين ( أ ) و ( ب ) كل واحد منهما في زجاجة مستقلة عند الاستعمال يؤخذ حجمان متساويان من المحلولين ويخطان معاً . ملاحظة / في غياب ملح روشيل فإن محلول الطرطرات يستبدل بالاتي : 121 جم من هيدروكسيد الصوديوم و 39.1 جم حمض طرطريك مذاب في 400 مل ماء مقطر ثم يستكمل المحلول الى 500 مل.





اسم المحلول	المواد	طريقة التحضير
محلول لوغول (محلول اليود)	10g يوديد البوتاسيوم - 5g يود صلب - ماء مقطر	- ذوب 10g من يوديد البوتاسيوم مع 5g من اليود الصلب في 100ml من الماء المقطر. - انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية.
محلول النشا	2g نشا - ماء مقطر - 5g يوديد البوتاسيوم أو الكلورفورم	اذب 2g من النشا و تصنع عجينة مع الماء و تلقى العجينة في 200cm <sup>3</sup> من الماء المقطر. - اغل المحلول لمدة خمسة دقائق ثم يترك ليبرد. - اضف 5g من يوديد البوتاسيوم أو قطرة من الكلورفورم للحفاظ عليه لمدة أطول. - انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية.
كاشف محلول اليود الكحولي (صبغة اليود)	6g من اليود - كحول ايثيلي تركيزه 95% - 30g كلوريد الزئبقيك	- يذاب (6g) من اليود في (500ml) كحول ايثيلي تركيزه 95% - يذاب (30g) كلوريد الزئبقيك في (500ml) كحول ايثيلي تركيزه 95% - يضاف 1 الى 2 ويخلط جيدا - انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية.
محلول كاشف المثيل البرتقالي	0.1g مسحوق المثيل البرتقالي - 0.1g ملح الطعام - 3cm <sup>3</sup> HCl تركيزه 0.1M	- أذب 0.1g من مسحوق المثيل البرتقالي في 200cm <sup>3</sup> ماء مقطر - أذب 0.1g ملح الطعام في المحلول - اضف 3cm <sup>3</sup> من محلول HCl تركيزه 0.1M إلى المحلول السابق - انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية
صبغة تباغ الشمس	100g بلورات تباغ الشمس - ماء مقطر - كحول ايثيلي	- ضع 100جم من بلورات تباغ الشمس في 500 سم <sup>3</sup> من الماء الساخن ، استمر في غلي الماء مع التحريك على حمام رملي ، اترك المحلول لمدة 24 ساعة - رشح المحلول الرائق ثم أضف إليه 300سم <sup>3</sup> من الكحول الإيثيلي النقي . - انقل المحلول إلى زجاجة حفظ الكاشف ضع لاصق وسجل عليه المعلومات الضرورية .





## تحضير الكواشف الطبيعية



اسم الكاشف	المواد	طريقة التحضير
الشاي	الشاي	<ul style="list-style-type: none"><li>• غلي 10g من الشاي في 100cm<sup>3</sup> ماء مقطر لمدة ثلاثة دقائق.</li><li>• رشح المحلول واتركه يبرد أحفظ المحلول في زجاجة الكاشف.</li></ul>
الشمندر أو الملفوف الأحمر	الشمندر أو الملفوف الأحمر	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ اغل ( 50-60g ) قطع من الشمندر أو الملفوف الأحمر في كمية مناسبة من الماء المقطر (-200 150cm<sup>3</sup>) لمدة خمسة دقائق.</li><li>▪ رشح المحلول واتركه يبرد أحفظ المحلول في زجاجة الكاشف.</li></ul>
الورد	الورد	<ul style="list-style-type: none"><li>• اغل بضع ورقات ملونة من ورد الجوري في 100cm<sup>3</sup> من الماء المقطر لمدة خمسة دقائق</li><li>• رش المحلول واتركه يبرد أحفظ المحلول في زجاجة الكاشف.</li></ul>



### ارشاد

ملاحظة: يفسد هذا المحلول عندما يصبح لونه اخضر





## تحضير محلول تنظيف الأدوات الزجاجية



• 15g دايكرومات البوتاسيوم  $K_2CrO_4$  - ماء مقطر - حمض الكبريتيك المركز

### المواد المطلوبة

- اضع 15g دايكرومات البوتاسيوم إلى 15cm<sup>3</sup> ماء مقطر .
- اضع حمض الكبريتيك المركز ببطء مع التحريك إلى تصبغ محتويات الكأس حمراء شبة صلبة .
- -أضع بعد ذلك أقل كمية ممكنة من الحمض لجعل هذه الكتلة على شكل محلول

### طريقة التحضير

## التخلص من فضلات المواد الكيميائية



تنتج فضلات المواد الكيميائية من تفاعل المواد مع بعضها البعض في التجارب الكيميائية أو عدم تقدير الكمية المطلوبة من المادة الكيميائية بشكل دقيق مما يستوجب في هذه الحالة عدم إعادة الكمية الزائدة إلى عبوة التخزين منعاً لتلوثها

و تتميز فضلات المواد الكيميائية التفاعل مع المواد الأخرى والسامة والاشتعال والأكسدة والانفجار والأثر البيولوجي الخ ..

الطرق العامة المتبعة في التخلص من الفضلات الكيميائية :

- السوائل والمواد الصلبة : يتم التخلص منها بإلقاء الفائض منها في مجاري المياه أو مصارف الصرف الصحي على أن يكون ذلك بالتدريج مع إضافة الماء باستمرار إلى كل جزء نتخلص منه . مثل كرومات البوتاسيوم  $K_2CrO_4$  و نترات الصوديوم دي كرومات الصوديوم  $Na_2Cr_2O_7$  ، نترات الفضة  $AgNO_3$  ويتم التخلص منها إذا كانت ضمن محاليل مباشرة بإلقائها في المغسلة وفتح الصنبور ماء عليها ، أما إذا كانت صلبة فتذاب أولاً بالماء ثم  $NaNO_3$  تلقى في المغسلة ويفتح الصنبور ماء عليها .
- الغازات : ويتم التخلص منها بتسريب أبخرتها إلى الجو في الهواء الطلق أو في زانة طرد الغازات مثل : غاز الكلور وغاز البروم

### ١ - التخفيف





<p>ويكون بطرق عدة منها :</p> <p>- معادلة الأحماض والقواعد : مثل هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم حيث تخفف أولاً بالماء ثم يتم معادلتها بمحلول حمض الهيدروكلوريك بتركيز 6M</p> <p>- الأكسدة : ويتم بحرق المواد الكيميائية الخطرة في الهواء الطلق .</p> <p>- الاختزال : اختزال المواد المؤكسدة</p>	<p>٢ - تحويل المواد الكيميائية الخطرة إلى مواد أقل خطورة</p>
<p>يتم في أرض فلاة بعد وضعها في عبوات تضمن عدم تسربها إلى المياه الجوفية وتستخدم هذه الطريقة مع المواد الصلبة أو المواد اللزجة كالزئبق ومركباته .</p>	<p>٣ - التخزين والدفن</p>

### الطرق الخاصة المتبعة في التخلص من الفضلات الكيميائية :

<p>يتم التخلص من محتوياتها بوضعها في أرض فلاة ثم تسريب محتوياتها إلى الجو أو تحرق عن بعد .</p>	<p>الغازات المضغوطة</p>
<p>توجد عدة طرق للتخلص منها</p> <p>أ - الاتصال برجال الدفاع المدني المختصين .</p> <p>ب - تحويلها إلى مواد أقل سمية ثم تحرق بعيداً عن السكان .</p> <p>ج - توضع على سطح صلب كقطعة كربون ثم توضع في وعاء مغلق بإحكام وترمى في مكان مخصص لذلك .</p>	<p>المواد السامة</p>
<p>مثل الصوديوم ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ويتم التخلص منها كما يأتي</p> <p>أ - تغطى بطبقة من مسحوق كربونات الصوديوم الهيدروجينية وتمزج جيداً .</p> <p>ب - أضف ( ٢ - ميثيل بروبانول ) ببطء إلى المزيج مع التحريك المستمر .</p> <p>ج - اترك المزيج لمدة ١٢ ساعة ثم التخلص منه عن طريق مصارف الصرف الصحي واتبعه بالماء الجاري .</p>	<p>الفلزات القلوية والقلوية الترابية</p>





تطرح في حفرة معزولة بعيداً عن السكان وتطمر بالتراب ويمكن حرق المواد القابلة للاشتعال بعد وضعها في الحفرة باستخدام لهب متصل بقضيب حديد طويل حفاظاً على سلامتك .	المذيبات والمواد القابلة للاشتعال
نعالج بحمض الخليك المخفف ثم نخفف بالماء وتصرف في حوض الصرف	المحاليل القلوية والقواعد العضوية
تخلط مع ثنائي كبريتات صوديوم ثم يذاب المخلوط بالماء وتسكب في البالوعة.	الأملاح القاعدية
يسمح لها بالتطاير في خزانة طرد الغازات مع التأكد من عدم وجود مصدر اشتعال.	المركبات عضوية المتطايرة
يتم التخلص منها بكميات قليلة داخل خزانة شفط الغازات	السوائل الملتهبة
تختزل بكبريتيد الصوديوم أو ثيو كبريتات الصوديوم ثم نضيف كمية قليلة من الماء ونحرك وعند التعادل تصرف في البالوعة.	المركبات المؤكسدة والمساعدة على الاحتراق
يضاف كمية كبيرة من الكبريت ثم يجمع ويوضع في قنية خاصة بالمخلفات الخطرة .	الزئبق





## تشكيل الزجاج



الأدوات المطلوبة	: أنابيب زجاج قطرها الخارجي ( 6-8mm ) ، وسماكة جدارها (0.9-1.0 mm ) ، قضيب زجاجي قطره 5mm قاطع للزجاج - موقد بنزن - قطعة قماش - ، سدادة مطاطية .
ثني الأنابيب الزجاجية	أ -أغلق أحد طرفي الأنبوبة باستخدام سدادة مطاطية مناسبة. ب -سخن المنطقة المراد ثنيها وذلك بتدوير الأنبوب فوق اللهب حتى تلاحظ أن ليونة الأنبوب في المنطقة المراد ثنيها أصبحت مناسبة ، مع عدم تركيز التسخين على نقطة واحدة فقط بل توزيعه على بضع سنتيمترات على جانبي الوسط. ج -ارفع الأنبوبة عن اللهب مع المحافظة على يدك في نفس المستوى واثني الأنبوبة ببطء لعمل الشكل الذي تريده (حرف U ، زاوية حادة أو قائمة) . د - إذا أردت إغلاق أحد طرفي الأنبوب الزجاجي فسخن هذا الأنبوب على لهب بنزن ذلك بوضعه بشكل مائل في المنطقة الوسطى من اللهب مع التحريك المستمر للأنبوب وبشكل دائري وتستمر هذه العملية حتى ينصهر هذا الطرف وتتمون النهاية الكروية ثم يرفع جانباً عن اللهب ويترك حتى يبرد . <b>ملاحظة :</b> الانثناءات السيئة تنتج عن أ - إذا كان الزجاج حار جدا ب -إذا لم تكن حرارة الزجاج كافية ج - إذا لم يتم النفخ في الأنبوب في أثناء عملية ثنية .
طريقة العمل	يستعمل قضيب من الزجاج مصمت قطره 5mm أ -ا قطع القضيب بالطول المطلوب باستخدام قاطع الزجاج ب -سخن احد طرفي القضيب الزجاجي ضمن اللهب الأزرق على لهب بنزن . ج -ابسط الطرف الذي سخنته بضغطه بثقل مقداره ( 500g ) وأتركه ليبرد د -سخن الطرف الآخر للقضيب إلى أن تشعر أن ليونته أصبحت كافية ثم أرفعه عن اللهب واضغطه بلطف وبسرعة إلى الأسفل على سطح جاف وغير قابل للحرق ثم أتركه ليبرد.





## أجهزة من مختبر الأحياء



### المجاهر



أجهزة التكبير هو عبارة عن أدائه علمية لها القدرة على تكبير و توضيح العينات الصغيرة جدا و بالذات تلك التي يستحيل رؤيتها بالعين المجردة . وتعرف باسم المكبرات أو المجاهر وتختلف فيما بينها من حيث الصنع لكن الوظيفة واحدة ويعتمد جهاز التكبير في المقام الأول على الاستفادة من خاصية العدسات .

الشكل	المجهر المركب	اسم الجهاز
	يتكون من عدد كبير من العدسات ( العدسات العينية و العدسات الشيئية ) وهي عبارة عن مجموعتين الأولى الموجهة للجسم وتبين صورة حقيقية للجسم ومجموعة علوية تكبر صورة الجسم الحقيقية التي تبينها المجموعة الأولى وبالتالي نحصل على صورة مكبرة جداً كما في شكل (٢)	
	يتركب من الأجزاء التالية : ١. القاعدة (Base): وهي الجزء السفلي الذي يرتكز عليه المجهر. ٢. الذراع (Arm): وهي الدعامة التي تستعمل لحمل المجهر والتي تحمل أيضاً الاسطوانة. ٣. المسرح أو المنضدة ( Stage ) : وهو الجزء المسطح الذي توضع عليه العينة ( الشريحة ) المراد فحصها ويوجد عليه ماسكان ( Clips ) لتثبيت الشريحة ، ويوجد في وسط المسرح ثقب لمرور الضوء إلى العينة الموجودة على المسرح . ٤. المكثف (Condenser):	أجزاء المجهر المركب الضوئي





يوجد المكثف تحت فتحة المنضدة، ووظيفته تجميع أشعة الضوء حيث نستطيع التحكم بتركيز الضوء الموجه إلى الشريحة وذلك بتحريكه إلى أعلى وإلى أسفل.

٥. الحجاب الحدقي (Iris diaphragm):

وهو جزء مثبت على السطح السفلي للمنضدة وبواسطته نستطيع تنظيم كمية الضوء الداخلة إلى العدسة الشيئية من خلال الشريحة.

٦. القرص (Revolving Nose Piece):

وهو جزء دائري متصل بالجزء السفلي من الأسطوانة وتستعمل لتغيير أوضاع العدسات الشيئية المتصلة به.

٧. العدسة العينية (Ocular eyepiece lens):

العدسة العينية: هي العدسة التي نرى من خلالها، وهي تقع في الجزء العلوي من الأسطوانة الصغيرة للمجهر، حيث أن قوة تكبير هذه العدسة مكتوب عليها وهي بالعادة عشر مرات.

٨. الأسطوانة (Body tube):

وهي الجزء الأسطواني في المجهر التي تحمل في أعلاها العدسة العينية.


٩. العدسات الشيئية (Objective lenses):

العدسات الشيئية وهي مجموعة من ثلاث إلى أربع عدسات متصلة بالقرص، وتكون العدسة القصيرة منها في الغالب ذات القوة التكبيرية الصغرى (٤ X) والعدسة الشيئية المتوسطة ذات القوة التكبيرية الوسطى (١٠ X)، والعدسة الشيئية الكبرى ذات القوة التكبيرية العليا (٤٠ X) ويوجد أيضاً العدسة الزيتية التي تصل قوة تكبيرها إلى ١٠٠ مرة (١٠٠ X).

ملاحظة: في حالة استخدام العدسة الزيتية يتم إضافة مادة خاصة لرؤية أوضح تسمى (oil immersion) أما بالنسبة لباقي العدسات تستخدم دون إضافة أية مواد.

١٠. الضابط الكبير (Coarse adjustment):

الضابط الكبير عبارة عن عجله كبيرة موجودة على جانبي المجهر، تستعمل لتنظيم المسافة بين المنضدة والعدسة الشيئية للحصول على رؤية واضحة، حيث يتم استعمالها في حال العدسة ذات القوة التكبيرية الصغرى (٤ X) أو القوة التكبيرية الوسطى



أجزاء المجهر المركب:

٨	العدسة العينية
٧	العدسات الشيئية
٦	المنضدة
٥	المنضدة
٤	المنضدة
٣	المنضدة
٢	المنضدة
١	المنضدة





	<p>(X 10) ولا تستخدم في حال استخدام العدسة الشيئية الكبرى (X 40) أو العدسة الزيتية (X 100) .</p> <p>١١. الضابط الصغير (Fine adjustment): الضابط الصغير عبارة عن عجلة صغيرة موجودة أيضاً على جانبي المجهر حيث تستخدم للمساعدة على رؤية الهدف بصورة أوضح، ويتم استخدام الضابط الصغير في حال استخدام العدسة الشيئية الكبرى (X 40) أو العدسة الزيتية (X 100) لماذا؟</p> <p>١٢. المرآة أو المضيء (Mirror or Illumination): ووظيفة المرآة عكس وتوجيه الأشعة من مصدر خارجي إلى العدسة الشيئية مارة بالشريحة المراد تكبيرها، والمرآة سطحان أحدهما مستو والآخر مقعر، وذلك للتحكم بكثافة الضوء المنعكس، وقد استعوض عن المرآة في المجهر الجديد بمصدر ضوئي ثابت يدعى المضيء.</p>	
	<p>١- <b>العدسة العينية</b> : مثبتة في الطرف العلوي للأسطوانة المعدنية الموجودة في أعلى جزء من المجهر ، كما في الشكل ( ٥ ) و من خلال هذه العدسة تنظر العين إلى الداخل لرؤية العينة المراد فحصها. وتصل قوة تكبير عشر مرات (X 10) .</p> <p>٢- <b>العدسة الشيئية</b> : وهي مثبتة على قرص متحرك بالطرف السفلي للأسطوانة المعدنية وتكون قريبة من الشيء المراد تكبيره ، لذلك سميت بالعدسات الشيئية و يتراوح عدد هذه العدسات بين ( ٢ - ٤ ) عدسات و تتدرج في قوة تكبيرها. وتشمل العدسات الشيئية على عدة أنواع منها كما في الشكل ( ٦ ) :</p> <p>١ -الماسحة ( x4 ) scanning .</p> <p>٢ -الصغرى ( X 10 ) low power .</p> <p>٣- الكبرى ( X40 ) high power .</p> <p>٤ -العدسة الزيتية oil-immersion .</p> <p><b>ويستدل على قوة تكبير المجهر حساب قوة التكبير:</b></p> <p>ولحساب التكبير الكلي للجسم المراد فحصه تحت المجهر اتبع الطريقة التالية:</p> <p>٢. لاحظ قوة تكبير العدسة العينية بقراءة الرقم المكتوب عليها وهو عادة (١٠) مرات (10 x).</p> <p>٣. لاحظ قوة تكبير العدسة الشيئية بقراءة الرقم المكتوب عليها وهو يختلف باختلاف العدسات الشيئية، ولنفرض أنك استعملت</p>	<p>عدسات المجهر / وقوة التكبير :</p>





٤. العدسة الشيئية الكبرى التي قوة تكبيرها عادة (٤٠) مرة (40 x) فان قوة التكبير الكلية للجسم = العدسة العينية \* العدسة الشيئية ( مثلاً

$$400 \times = 40 \times \times 10 \times$$

بما أن المجهر هو النافذة التي نطل بواسطتها على الكائنات الحية التي لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة، لذا يعتبر المجهر المركب الأداة الرئيسية التي ترمز إلى علم الحياة. إذن : علينا أن نفهم كيف نستعمل هذا المجهر استعمالاً صحيحاً وكيف نستطيع العناية بهذه الأداة الحساسة.

طريقة  
استخدام  
المجهر  
المركب

أ. عند إخراج المجهر من صندوقه الخاص أمسكه من الذراع بيدك اليمنى ومن القاعدة باليد اليسرى وأبقه بوضع عمودي موازياً لجسمك وضعه برفق على الطاولة بحيث يبقى بعيداً عن حافة الطاولة.

ب. عند استعمال المجهر أتباع الخطوات التالية:

- ١ - يوصل المجهر بالتيار الكهربائي ثم يفتح ضابط الضوء .
- ٢ - التأكد من وضع المسرح بعيداً عن العدسات الشيئية وأن تكون العدسة الشيئية الصغرى هي المقابلة للثقب المركزي للمسرح .
- ٣ - توضع الشريحة التي تحتوي على العينة المراد دراستها فوق مسرح المجهر بحيث تكون العينة الى الاعلى فوق ثقب المسرح ويمكن استخدام ضابط المسرح الألي في ذلك .
- ٤ - ينظر من خلال العدسة العينية ويرفع المسرح بالتدريج وذلك باستخدام الضابط الخشن حتى تظهر ملامح العينة ثم يستخدم الضابط الدقيق لتوضيح معالم العينة بشكل أدق .
- ٥ - يتم التأكد من ضبط إضاءة العينة بشكل صحيح كالآتي: -

(أ) اذا كانت البقعة الضوئية غير شديدة الوهج يستخدم ضابط المكثف لرفع المكثف الى أعلى

أو خفضه إلى أسفل حتى تصبح اضاءة البقعة الضوئية شديدة التوهج

(ب) أما إذا كانت البقعة الضوئية شديدة التوهج لكنها لا تتوسط المجال الحقل للمجهر ففي





	<p>هذه الحالة يجب وضعها في مركز الحقل باستخدام لولبي توسيط المكثف (ج) إذا كانت الإضاءة شديدة جدا بالإمكان التحكم في شدتها أما عن طريق ضابط الضوء أو إغلاق الحجاب الحدقي للمكثف قليلا حتى لا تتعب عين الفاحص .</p> <p>٤ - بالإمكان استخدام عدسة شبيئية جافة ذات تكبير أعلى وذلك بتحريك القطعة الانفية للمجهر وفي هذه الحالة لا بد من استخدام الضابط الدقيق للمجهر حتى تتضح معالم العينة .</p> <p>٥ - انظر خلال العدسة العينية بكلتا عينيك، وحرك الضابط الكبير إلى أعلى حتى تتضح صورة الجسم المراد فحصه، وهذا قد يتطلب تحريك الشريحة قليلاً ليصبح الجسم فوق الثقب مباشرة.</p> <p>٦ - افتح وأغلق الحجاب الحدقي، وارفع وأنزل المكثف حتى تحصل على كمية من الضوء تظهر معها الشريحة بوضوح .</p> <p>٧ - إذا أردت الحصول على تكبير أفضل، بدل العدسة الشبيئية الصغرى بالعدسة الشبيئية الوسطي بواسطة القرص، وذلك بوضع العدسة الشبيئية الوسطي في مكانها فوق الثقب مباشرة وهنا تشعر بضربة خفيفة، ثم حرك الضابط الكبير لتظهر الصورة بوضوح .</p> <p>٨ - لرؤية أكبر وأوضح بإمكانك استخدام العدسة الشبيئية الكبرى، ثم حرك الضابط الصغير لتظهر الصورة بوضوح. بعد الانتهاء من فحص الجسم، أدر القرص حتى تصبح العدسة الشبيئية الصغرى فوق ثقب المنضدة ، وأزل الشريحة ، وأعد المجهر إلى خزانته بعد وضع غطاءه عليه بنفس الطريقة</p>	
	<p>المجهر جهاز ثمين يجب العناية به ، لذا اتبع الخطوات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• لا تلمس العدسات بالأصابع حتى لا تلوها سحابة تمنع وضوح الرؤية. وإذا اتسخت مسحها برفق بالورق الخاص بتنظيف العدسات.</li><li>• لا تترك الشريحة على المسرح بعد الانتهاء من فحصها.</li><li>• امسح الزيت من على العدسة الزيتية بعد الاستعمال بواسطة الورق الخاص بتنظيف العدسات، إذا جف الزيت استخدم الورق المبلل قليلا بالزيتول ، مع مراعاة عدم الإكثار منه لأنه قد يتسبب بإذابة المواد اللاصقة للعدسات.</li><li>• يجب الاحتفاظ بالمسرح نظيفا وجافا على الدوام.</li><li>• حمل المجهر بعناية عند نقله من مكان لآخر، بوضع إحدى اليدين أسفل القاعدة وباليدي الأخرى مسك ذراع المجهر.</li><li>• عند عدم استعمال المجهر، احتفظي به مغطى.</li></ul>	<p><b>العناية بالمجهر وطريقة التنظيف</b></p>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• استخدم الضابط الكبير لإنزال المنضدة إلى الأسفل للحصول على مسافة أكبر للعمل، ثم القيام بإزالة الشريحة عن المنضدة.</li><li>• تأكد من أن الشرائح المستعملة نظيفة ليس عليها غبار، وتجنب مسك الشريحة من الوسط، وامسكها دائماً من الأطراف.</li><li>• يجب تنظيف العدسات العينية والشبكية قبل استعمال المجهر وبعده، ومن آن لآخر، ترفع العدسة العينية من مكانها وتفك أجزائها وتنظف من الداخل والخارج أما العدسات الشبكية فتتنظف من الخارج إذا أنها محكمة الإغلاق لا يتسرب الغبار إلى داخلها، كما لا يجب عدم العبث بها لأن أي خدش لها سيتلفها.</li><li>• يجب أن يستعمل في تنظيف العدسات دائماً ورق تنظيف العدسات الخاص وتجنب استعمال القماش أو القطن أو ورق التنشيف، إذ أنه قد يخدش العدسات كما أنه قد يترك عليها وبراً مما يسبب عدم وضوح رؤيتها بالمجهر.</li><li>• أطفأ المجهر بعد الانتهاء.</li><li>• إعادة المجهر إلى خزانته بعد وضع غطائه عليه.</li></ul>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p><b>طريقة فحص الغشاء باستعمال العدسة الزيتية :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- تُوضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب.</li><li>2- يُضبط الضوء بالاستعانة بالعدسة الشبكية الصغرى والمكثف حتى يشاهد المجال الميكروسكوبي ومنطقة الغشاء مضاء إضاءة عالية ومتجانسة .</li><li>3- توضع نقطة زيت سيدر ( oil ) على الغشاء ثم تحرك القطعة الأنفية لوضع العدسة الزيتية في وضع الاستعمال ويدار الضابط الكبير حتى تنغمس العدسة في نقطة الزيت وتلامس سطح الشريحة ، يجب أن لا يدار الضابط بسرعة حتى لا تتكسر الشريحة . ونقوم بهذه الخطوة ونحن نراقب الشريحة والعدسة الزيتية من الخارج .</li><li>4- النظر من خلال العدسة العينية وتحريك الضابط الدقيق لرفع أنبوبة الميكروسكوب إلى أعلى حتى نرى الخلايا البكتيرية بوضوح تُوضع الشريحة على مسرح الميكروسكوب.</li><li>5- يُضبط الضوء بالاستعانة بالعدسة الشبكية الصغرى والمكثف حتى يشاهد المجال الميكروسكوبي ومنطقة الغشاء مضاء إضاءة عالية ومتجانسة .</li><li>6- توضع نقطة زيت سيدر ( oil ) على الغشاء ثم تحرك القطعة الأنفية لوضع العدسة الزيتية في وضع الاستعمال ويدار الضابط الكبير حتى تنغمس العدسة في نقطة الزيت وتلامس سطح الشريحة ، يجب أن لا يدار الضابط بسرعة حتى لا تتكسر الشريحة</li></ol>	<p>العناية بالمجهر وطريقة التنظيف</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------





	<p>. ونقوم بهذه الخطوة ونحن نراقب الشريحة والعدسة الزيتية من الخارج . النظر من خلال العدسة العينية وتحريك الضابط الدقيق لرفع أنبوبة الميكروسكوب إلى أعلى حتى نرى الخلايا البكتيرية بوضوح. <b>تنظيف الشريحة الزجاجية قبل استعمالها:</b> يجب أن تكون الشريحة وغطاؤها نظيفتين وصافيتين ، وإذا كانتا متسختين فيجب تنظيف كل منهما قبل وضع العينة على الشريحة. ١ . مسك الشريحة باليد اليسرى بين الأصبعين من حافتيها النهائيتين. ٢ . بسبابة اليد اليمنى ، افرك سطحي الشريحة بمسحوق التنظيف المزود لك. ٣ . غسلها جيداً بالماء العادي بواسطة سبابة اليد اليمنى إلى أن تختفي آثار مسحوق التنظيف عنها ثم غسلها بقليل من الماء المقطر لتزيل آثار الماء العادي (دون استعمال السبابة). ٤ . وضع الشريحة أو الشرائح بين ورقتي نشاف. ٥ . مسك الشرائح المجففة النظيفة من حافتيها النهائية لئلا تترك آثار أصابعك على الشريحة. ومما هو جدير بالذكر وجود أنواع أخرى من المجاهر ، مثل المجهر التشريحي البسيط والمجهر الإلكتروني.</p>	
	<p>١ - لكي يبقى المجهر صالحا للاستعمال ولفترات طويلة يجب أن يعطي عناية خاصة وبالذات من حيث النظافة حيث تعتبر الأوساخ والأتربة هي العدو للدود للمجهر ولكي يبقى المجهر وجهازه البصري نظيفا لابد من تتبع الخطوات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• يجب عدم لمس العدسات اطلاقا بالأصابع ، عندما يظهر عليها آثار من الغبار أو الأوساخ بل يجب تنظيفها بورق العدسات .</li><li>• يجب التأكد من تنظيف العدسة الزيتية من آثار الزيت وكذلك العدسات الشبكية الجافة يجب ألا يلامسها الزيت اطلاقا وإذا حدث لابد من تنظيفها حالا بورق العدسات ايضا ، إذا حدث وإن جف الزيت على العدسة وأصبح إزالته صعبة فبالإمكان مسح العدسة بورقة عدسات مبللة بقليل من الزيلول .</li><li>• يجب أن يكون مسرح المجهر دائما بحالة نظيفة ويفضل دائما أن ينظف بقطعة من القماش اللين ، وإذا حدث وان تلوث بقليل من الزيت يمسح بقطعة من القماش المبللة بالزيلول ثم بعدها يجفف تماما .</li><li>• في حالة عدم استخدام المجهر يجب تغطيته ووضع في الصندوق الخاص به حفظا له من التربة والأبخرة أو الصدمات غير المقصودة .</li></ul> <p>٢ - لا يسمح بحمل المجهر إلا عن طريق الذراع باليد اليمنى ووضع اليد اليسرى تحت القاعدة</p>	<p><b>توصيات هامة عند استعمال المجاهر</b></p>





- ٣ - لا يسمح بترك العدسات الشيئية عالية التكبير عمودية على ثقب المسرح بعد الانتهاء من الفحص بل يفضل ترك العدسة الشيئية الصغيرة نظرا لقصورها .
- ٤ - لا يسمح باستعمال الضابض الخشن اطلاقا مع العدسات الشيئية عالية التكبير وبالذات الزيتية إلا إذا كان الشخص يعي ماذا يعمل ويدرك الخطر المتوقع .
- ٥ - لا يسمح بالعمل بخشونة مع المجهر فجميع ضوابطه وحركاته يجب أن تعمل بكل يسر واذا حدث عكس ذلك فيترك الأمر إلى الفني المختص بالمجهر .
- ٦ - لا يسمح بفك العدسات الأمامية للعدسات الشيئية بأي حال من الأحوال.





معارف ومهارات في مختبر الأحياء




أولا : الصبغ وطرق تحضير الصبغات



عملية الصبغ وأهميتها



إن آلية الصبغ أو ما يسمى ( التلوين ) تستخدم لتلوين مكونات الخلايا أو الأنسجة مما يسهل تمييزها عن بعضها وبالتالي يسهل دراسة الأنسجة والخلايا مجهريا ، وكذلك يزيد من وضوح أجزاء ومكونات الخلية أو النسيج .  
وتؤثر على عملية الصبغ عوامل مختلفة هي :





## تصنيف الأصباغ



يُمكن تصنيف الأصباغ حسب مصدرها إلى نوعين رئيسيين هما:

### الأصباغ الطبيعية وهي نوعان :

- ❖ الأصباغ ذات المصدر النباتي كصبغة هيماتوكسلين .
- ❖ الأصباغ ذات المصدر الحيوي كصبغة كارمن .



### الأصباغ الصناعية ( الكيميائية ) تنتج هذه الأصباغ صناعيا وهي معتمدة على حلقة البنزين ويمكن تقسيمها إلى:

- ❖ أصباغ حمضية كصبغة الأسيرين ، وتلون الستيوبلازم باللون الأحمر الفاتح
- ❖ أصباغ قاعدية كصبغة أزرق الميثيلين ، وتلون النويات باللون الأزرق
- ❖ أصباغ متعادلة كصبغة ليشمان ، وتلون النواة و الستيوبلازم معا كلا حسب تركيبه .





## طرق الصبغ



### الصبغ التقدمي

- تصبغ العينات النسيجية باستخدام هذه الطريقة بالتدرج ، وكلما زادت مدة بقاء العينة في الصبغة زادت درجة صباغة الأنسجة . ويجب فحص الشريحة بين حين وآخر للتأكد من إتمام عملية الصبغ . ومثال ذلك ( أصباغ السيئوبلازم )



### الصبغ التراجعي

- تصبغ العينات النسيجية باستخدام هذه الطريقة بقدر أكبر من المطلوب ثم يتم التخلص من الكمية الزائدة من مادة الصبغ باستعمال عوامل مميزة. ومن الأمثلة على ذلك أصباغ النويات ، حيث يستخدم الكحول الحمضي المكون من 70% من الكحول الإيثيلي مضافا إليه 1% من حمض الهيدروكلوريك المركز ، و 5% من حمض النيتريك المركز وذلك للتخلص من صبغة الهيماتوكسيلين الزائدة



### الصبغ غير مباشر

- إن الاصبغ المستخدمة في هذه الطريقة لا تصبغ إلا بوجود صبغة ( هيماتوكسيلين ) فتضاف مادة المرسخ ( شب الأمونيا ) مع مادة الصبغة أثناء تحضيرها ويمكن استخدام المرسخ اولا ثم الصبغة بعد ذلك .
- الصبغ الحيوي : وتستخدم هذه الطريقة في تلوين الأنسجة والخلايا في الكائن الحي فتظهر بعض مكونات الخلية دون إحداث أي الف تركيب أو وظيفي في الخلية . وتستخدم هذه الطريقة في الصبغ ل :
- إعطاء فكرة جيدة عن التركيب الخلوي
- إعطاء معلومات عن وظيفة الخلية كالنفاذية والابتلاع والإخراج ❖ المقارنة بين الخلية في الأنسجة المقطوعة والمصبوغة.





اسم الصبغة	المواد	طريقة التحضير
صبغة رايت	مسحوق رايت .. ١٣ جم جليسرول ٢١٧ مل	يذاب المسحوق جيدا في الكحول ، ويضاف الجليسرول ويرشح باستخدام ورق الترشيح في قنينة معتمة وينصح بتحضير كمية تكفي يوما واحدا .
صبغة أزرق الميثيل ( محلول مائي )	مسحوق أزرق ميثيل ٢ جم ماء مقطر ١٠٠ مل	يذاب المسحوق في الماء بالتحريك ، ثم يرشح ويحفظ في قنينة ذات لون قاتم ، ويستخدم في صباغ النواة في الخلايا الحيوانية بصورة خاصة .
صبغة البنفسج البلوري	محلول ( أ ) يتركب من : بلورات بنفسج . ٢ جم إيثانول ٩٥٪ ٢٠ مل محلول ( ب ) يتركب من : أوكسالات الأمونيوم ٨ جم ماء مقطر ٨٠ مل	يمزج المحلولان ( أ - ب ) جيدا ويحفظ المزيج مدة ٢٤ ساعة قبل الاستعمال ، ثم يرشح باستخدام ورق الترشيح ، ويحفظ في قنينة ذات لون داكن . • يمزج المحلولان ( أ - ب ) جيدا ويحفظ المزيج مدة ٢٤ ساعة قبل الاستعمال ، ثم يرشح باستخدام ورق الترشيح ، ويحفظ في قنينة ذات لون داكن .
صبغة جرام اليودي	يود ١٠ جم يوديد بوتاسيوم ٢ جم ماء مقطر ١٠٠ مل	يسحق اليود الجاف ويوديد البوتاسيوم جيدا في الهاون ثم يضاف الماء تدريجيا بمقدار بضع مليمترات كل مرة ، ويتم التحريك بعد كل إضافة حتى يذوب اليود ويوديد البوتاسيوم جيدا ثم ينقل المحلول إلى قنينة ملونة ، ويضاف إليها ما تبقى من الماء ، وترج العبوة جيدا قبل الاستخدام .
صبغة الصفرائين ( أ ) محلول التخزين	صفرائين ..... ٢ ، ٥ جم إيثانول ٩٥٪ . ١٠٠ مل محلول التخزين ( أ ) . ١٠ مل	ويقصد بمحلول التخزين : المحلول الذي سوف يتم تخزينه لفترة طويلة . اما محلول الصبغ فيتم أخذه من محلول التخزين في وقت الحاجة ويضاف إليه الماء المقطر .





اسم الصبغة	المواد	طريقة التحضير
(ب) محلول الصبغ	ماء مقطر . ٩٠ مل	
صبغة اليود	بلورات اليود الصلب	خذ قليلا من الماء وضع فيه قطعا من بلورات اليود الصلب وحركه جيدا لتحصل على محلول صبغة اليود الذي يستخدم في تلوين السيتوبلازم والغشاء وصبغهما ، ويفضل حفظه في وعاء ملون .
صبغة الأحمر المتعادل	مسحوق الأحمر المتعادل. ١.٠ جم ماء مقطر. (١٠٠) مل	طريقة الإعداد: أمزج المسحوق جيدا بالماء ، وحركه لتحصل على محلول الأحمر المتعادل بتركيز (٠ ، ٠٠١) احفظه في وعاء ملون واستخدمه في تلوين الفجوات
صبغة احمر الكارمن	مسحوق أحمر الكارمن ١ جم شب البوتاسيوم ٤ جم ماء مقطر. ١٠٠ مل	ضع (شب البوتاسيوم مع الماء المقطر ) في كأس على نار هادئة مدة ساعة ، ثم أضف (١ جم) من المسحوق أحمر الكارمن ، ثم رشح المحلول باستخدام ورق الترشيح ، واحفظه في وعاء ملون يستخدم هذا المحلول في تلوين الجدر السليولوزية باللون الوردي
صبغة الايوسين	أيوسين ١ جم كحول إيثيلين ٧٠٪. ٩٠ مل يذاب الأيوسين جيدا في الماء المقطر ثم يحفظ في قنينة معتمة (ب)أيوسين مائي : المواد المستخدمة : أيوسين ١ جم ماء مقطر. ١٠٠ مل	يذاب الأيوسين جيدا في الماء ثم يحفظ في قنينة معتمة .





اسم الصبغة	المواد	طريقة التحضير
أيوسين كحولي	أيوسين ١ جم كحول إيثيلين ٧٠٪..٩٩ مل يذاب الأيوسين جيداً في الماء المقطر ثم يحفظ في قنينة معتمة (ب)أيوسين مائي : المواد المستخدمة : أيوسين ١ جم ماء مقطر. ١٠٠ مل	يذاب الأيوسين جيداً في الماء ثم يحفظ في قنينة معتمة .
صبغة الهيماتوكسيلين HAEMATOXYIN STAIN أ - هيمما توكسيلين	كحول إيثيلي مطلق ٥ مل. شب البوتاسيوم.. ١٠ مل ماء مقطر. ١٠٠ مل. حمض خليك ثلجي. (بضع قطرات) أكسيد الزئبق... ٢٥, ٠ جم بلورات هيماتوكسيلين. ٥, ٠ جم	١. أذب بلورات الهيمما توكسيلين في الكحول الإيثيلي بواسطة الغلي؛ ليكون محلول (١). ٢. أذب شب البوتاسيوم في الماء المقطر بواسطة الغلي.....(محلول ٢). ٣. أخلط المحلولين (٢, ١) معاً، وضع الخليط على اللهب مدة دقيقة واحدة. ٤. ارفع الخليط عن اللهب وأضف إليه الجليسرين وحمض الخليك الثلجي. ٥. رشح المحلول الناتج وخرنه في قنينة معتمة مدة (٦ - ٨) أسابيع قبل استخدامه. ٦. أضف (٥, ٠ جم.) من أيودات الصوديوم للمحلول إذا كنت ترغب في استخدامه فوراً.





## ثانياً : محاليل مستخدمة في تجارب الأحياء

### - الكواشف

هي مواد نستخدم لكشف الوسط الذي يتم فيه التعامل مع العينة أو أي سائل بحيث يتم تغيير الوسط سواء تعبير كيميائي أو فيزيائي ، ومن هذه الكواشف:

اسم الكواشف	المواد	طريقة التحضير
محلول لوجل محلول مركز	يوديد البوتاسيوم ١جم بلورات يود ٢جم ماء مقطر ١٢مل	يذاب يوديد البوتاسيوم أولاً ويحفظ في زجاجات مهتمة بنية اللون.
محلول لوجل حسب صبغة جرام	يوديد البوتاسيوم ٢٠جم يود نقي ١٢.٧جم ماء مقطر ٣٠سم مكعب ثم يكمل المحلول بماء مقطر بدورق معياري لحجم لتر	الاستخدام : - ككاشف - لوجود النشا في الطعام وأوراق النباتات - كصبغة - خاصة للأسواط والأهداب والأنوية
محلول لوجل حسب صبغة وايجرات	يوديد البوتاسيوم ٢جم بلورات يود ١جم ماء مقطر ١٠٠مل	
محلول أيودين - يوديد البوتاسيوم	يوديد البوتاسيوم ٣جم ماء مقطر ٢٥مل يود صلب 0.6	أذب ٣جم من يوديد البوتاسيوم في ٢٥مل ماء مقطر، أضيف 0.6 من اليود الصلب وحرك حتى الذوبان ثم كمل المحلول إلى ٢٠٠ مل ماء مقطر ويخزن في زجاجات معتمة
صبغة اليود	يود صلب ٧٠جم - يوديد البوتاسيوم ٥٠ جم - ماء مقطر ٥٠ جم كحول ٩٥٪ إلى لتر	أذب ٧٠جم من اليود و ٥٠جم من يوديد البوتاسيوم في ٥٠مل ماء مقطر ثم خفف ذلك إلى لتر بإضافة ٩٥ كحول٪.





اسم الكواشف	المواد	طريقة التحضير
		<p><b>الاستخدام :</b></p> <p>صبغ كلا من: بيوض الطفيليات طور الحوصلة صبغ بيوض الديدان التي لا تصبغ بصفراء كبدية مثبت صبغة جرام ككاشف في بيئة آجار النشا.</p>
محلول بندكت	كربونات الصوديوم كتبلر ٢٠٠ جم أو ١٠٠٠ جم من كربونات الصوديوم لا مائي) - سترات الصوديوم ١٧٣ جم - ماء مقطر ١٠٠٠ مل - كبريتات نحاس متبلر] 17.3	أذب الكربونات والسترات في ٧٠٠ مل ماء ثم سخن تسخيناً خفيفاً لزيادة سرعة الذوبان ثم أذب كبريتات النحاس في ١٠٠ مل ماء ثم صبه ببطء في المحلول الأول ، حرك المحلول باستمرار ودعه يبرد ثم أضف ماء مقطر لتصل للترماء واحد من المحلول. • الكشف عن السكريات البسيطة في الأطعمة والدم والبول
محلول فهلنج (أ) و (ب)	تركيب فهلنج (أ): كبريتات نحاس ٣٤,٦٥ جم ماء مقطر ٥٠٠ مل تركيب فهلنج (ب): هيدروكسيد البوتاسيوم ١٢٥ جم ترترات بوتاسيوم صوديوم ٧٣ جم ماء مقطر ٥٠٠ مل	طريقة التحضير فهلنج (أ): أذب كبريتات النحاس في ٥٠٠ مل في ٥٠٠ مل ماء مقطر طريقة التحضير فهلنج (ب): أذب هيدروكسيد البوتاسيوم وترترات بوتاسيوم صوديوم في ٥٠٠ مل ماء مقطر يحفظ كل محلول بزجاجة منفصلة مغطاة بغطاء فلين الكشف عن السكريات البسيطة نضيف كميات متساوية من المحلول (أ) و (ب) للمادة المراد الكشف عنها في أنبوبة اختبار ثم نسخن فيتكون راسب ثقيل أصفر اللون أو محمر (أكسيد النحاسوز) عند وجود السكريات البسيطة





اسم الكواشف	المواد	طريقة التحضير
كاشف بيورية	كبريتات النحاس ٣% ٢٥ مل كبريتات نحاس (محلول) ١% ٢٥ مل هيدروكسيد بوتاسيوم ١٠% في لتر ماء هيدروكسيد صوديوم محلول ٤٠%	إضافة ٢٥ مل من محلول ٢% كبريتات النحاس في لتر من ١٠% هيدروكسيد بوتاسيوم تضاف نقاط من محلول كبريتات النحاس ١% مع التحريك لمحلول ٤٠% هيدروكسيد الصوديوم حتى يتحول المحلول لأزرق غامق ثم يغمس فيه ورق ترشيح ثم يجفف ويقطع شرائح الكشف عن البروتينات
محلول بندكت	كربونات الصوديوم كتبلر ٢٠٠ جم أو ١٠٠٠ جم من كربونات الصوديوم لا مائي - سترات الصوديوم ١٧٣ جم - ماء مقطر ١٠٠٠ مل - كبريتات نحاس متبلر [17.3	أذب الكربونات والسترات في ٧٠٠ مل ماء ثم سخن تسخيناً خفيفاً لزيادة سرعة الذوبان ثم أذب كبريتات النحاس في ١٠٠ مل ماء ثم صبه ببطء في المحلول الأول ، حرك المحلول باستمرار ودعه يبرد ثم أضف ماء مقطر لتصل للترماء واحد من المحلول. الاستخدام : الكشف عن السكريات البسيطة في الأطعمة والدم والبول

### ثانياً: محاليل التمييز:

تستعمل هذه المحاليل عند إجراء الصبغ التراجمي بحيث تزال الصبغة الزائدة في الأنسجة الحيوانية والنباتية.

اسم المحلول	المواد	طريقة التحضير
الكحول الحامضي	المواد المستخدمة كحول إثيلي ٧٠% ١٠٠ مل حمض هيدروكلوريك مركز ٠.٥ مل	
زيت القرنفل - كحول - زایلين	زيت قرنفل ٥٠ مل. كحول ايثيلي مطلق ٢٥ مل. زایلين. ٢٥ مل .	تخلط جميع المواد ببعضها في زجاجة مغلقة. يستخدم لإزالة الصبغة الزائدة في الأنسجة النباتية.





### المثبتات ومقسيات الأنسجة:

هي مواد تحضر في المختبر على هيئة سائلة، وتعمل على حفظ العينة كما هي، بحيث تمنع تعفنها أو تلفها .  
ومن أهم المواد ما يلي:

اسم المحلول	المواد	طريقة التحضير
محلول يوان	حمض بكريك ٠ محلول مشبع ( ٥ مل + فورملين ٤٠٪ ٢٠ مل + حمض خليك ثلجي ٥ مل	خلط جميع المواد وتحفظ في زجاجة
محلول زنكر	كلوريد زئبق (محلول مشبع) ٥ مل + بيكربونات بوتاسيوم ٢.٥ مل كبريتات صوديوم ١ مل + ماء مقطر ١٠٠ مل .	تخلط جميع المواد وتستهمل كمثبت للأنسجة ومادة حافظة للكائنات البحرية الصغيرة
محلول الفورملين	فورمالين ١٠٪ + ماء مقطر ١٠ مل	خلط المواد ويحفظ في زجاجة . لحفظ وتثبيت الأنسجة.
مثبت كلينبرج	حمض كبريتك محلو ٢٪ + حمض بكريك	يضاف حمض كبريتك ٢٠٪ لمحلول حمض البكريك حتى يتشبع خاص بأجنة الكتاكيت والكائنات البحرية





### ثالثا: المحاليل الحافظة:

اسم المحلول	المواد	طريقة التحضير
محلول كارل	حمض خليك ثلجي ٥ مل - حمض بكريك مشبع اجم إلى ٧٥ مل ماء مقطر - فورملين ٤٠% / ٦٠ مل - كحول ٩٥% / ١٧٠ مل - حمض خليك ثلجي آخر ٢٠ مل	خلط جميع المواد ملاحظة هامة: لحظة الاستخدام يضاف حمض الخليك الثلجي الآخر ٢٠ مل ويضاف كمية قليلة من الجلسرين لحفظ الحشرات قاسية دون تكسر
محلول حافظ الطحالب وحيدة الخلية والأشن والفطر الممتلىء	ماء مقطر ٧٢ مل - جلسرين ٢٠ مل فورمالدهيد ٤٠% ٥ مل حمض خليك ثلجي ٣ مل	تخلط جميع المواد ببعضها في زجاجة مغلقة
محلول حافظ لنباتات الخضراء	ماء مقطر ٩٠ مل - جلسرين ٢٠.٥ مل - فورمالدهيد ٤٠% ٥ مل - كلوريد نحاسيك ١٠ اجم - حمض خليك ثلجي ٢.٥ مل نترات أمونيوم ١.٥ اجم	خلط جميع المواد ميزة هامة: محلول يمنع إزالة الكورفيل
محلول هولنفرتر	ماء مقطر ١٠٠ مل - كلوريد الصوديوم ٠.٣٥ جم - كلوريد لكالسيوم ٠.٠١ جم - كلوريد بوتاسيوم ٠.٠٠٥ جم - بيكربونات صوديوم ٠.٠٢ جم	تخلط جميع المواد ببعضها في زجاجة مغلقة ميزة هامة: حافظ خاص لأجنة البرمائيات





## ثالثا: زراعة البكتيريا

المنابت هي الأوساط التي تحتوي على بيئة مناسبة من الممكن أن تعيش الكائنات الحية الدقيقة فيها بحيث تنمو وتتكاثر، وتكمن أهمية هذه المنابت في التالي:

- المحافظة على مزارع البكتيريا ونموها وتكاثرها.
- إمكانية دراسة تأثير الكائنات الدقيقة على إحدى المواد الغذائية المغذية لهذه المزارع.
- تعمل على توفير الظروف الملائمة للكائنات الحية الدقيقة لتكون ناتج معين. مثل تأثير المضادات أو دراسة الشكل وعملية التكاثر.





### تحضير منبت طبيعي من قطع البطاطس



١ - أغسل أطباق بتري الزجاجية وجففها جيدا بوضعها في فرن المجفف (Oven). أما أطباق بتري البلاستيك تستعمل مرة واحدة فقط

٢ - تقشر البطاطس ثم تقطع إلى قطع دائرية سمكها ٦ - ٨ ملم وتغمس الماء جيدا.

٣ - انقل الشرائح بملقط معقم لأطباق بتري

٤ - أغط الأطباق بأغطيتها ولفها بالقصدير وضعها في جهاز (Autoclave) في درجة حرارة تتراوح بين ١٠٠ - ١٢٠ درجة مئوية لمدة ساعة حسب تحمل البكتريا لدرجة الحرارة.

### تحضير منبت الأجار



تعقيم المزيج والأدوات المستخدمة في الزراعة كالتالي:

- غلف الدورق وأطباق بتري والأدوات اللازمة لعملية الزراعة بورق قصدير كلا على حدة.  
- ضع كمية كافية من الماء لا تقل عن ٦٠٠ مل في جهاز الموعدة..

- ضع الدورق وأطباق بتري والأدوات في سلة الجهاز ثم ضع السلة داخل الجهاز.  
- أغلق الجهاز وصله بالتيار الكهربائي أو ضعه على مصدر حراري أتركه لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتصاعد منه البخار.

- اترك الجهاز بعد ذلك فترة من الزمن ليبرد ثم أخرج المحتويات منه..  
- ضع أطباق بتري على سطح مستو وأسكب فيها كمية مناسبة من المزيج مباشرة.

بعد إخراجها من الموعدة. مستخدما ماصة معقمة بطريقة السحب بالانتفاخ المطاطي لا بالفم ويتم ذلك برفع غطاء طبق بتري قليلا إلى الأعلى وسكب المزيج في الطبق ثم إعادة إغلاقه مباشرة وأتركه جانبا يبرد ويتجمد في حرارة ٤٠ درجة مئوية





## ثالثا:التقنية المجهرية



التقنية المجهرية أو أعداد التحضيرات الميكروسكوبية تتطلب طرقا أو مهارات معينة ، كما يدخل فيها الذوق الجمالي والدقة والتميز ، وكذلك حُسن التنفيذ ، والمعرفة الكاملة والإجادة التامة للأسس العلمية الخاصة بها .

## أنواع التحضيرات البيولوجية






## التخدير والتثبيت



- ١ - **التخدير**: هي عملية حقن الحيوان بمادة معينة ، ويراعى زمن التخدير ، لا يسبب أي تغيير في تركيب وأنسجة الحيوان .
- ٢ - **التثبيت**: هي عملية الحفاظ على النسيج من التلف.


## إعداد وتحضير القوالب الشمعية



## الصبغ الحيوي



هي مواد تستخدم بطرق متعددة لتلوين الأنسجة الجسمية حتى يسهل فحصها بالميكروسكوب.  
**أنوعها:**





التحضير اليدوي  
بالميكروتوم النباتي  
(عملي)



١ - تثبيت العينة على  
الميكروتوم بإحكام ( جذر - ساق - ورقة ).

٢ - افقطع العينة بالشفرة  
الخاصة على حوض به ماء

٣ - ألتقط القطاعات  
النباتية بفرشاة ثم أنقلها  
للشريحة

٤ - ضع قطر جلسرين ثم  
قطرة ماء مقطر ثم أغلها ..

ضع الشريحة تحت المجهر  
وشاهد أجزاء القطاع  
بوضوح





## رابعا: تحضير الشرائح المجهرية

يحتاج معلم الاحياء في كثير من الأحيان إلى بعض الكائنات الحية أو جزء منها ، لدراسة التراكيب الداخلية أ و الخارجية منها ، والتعرف على صفاتها وخصائصها ما يضطره إلى البحث عنها ، لذا لابد أن يلجأ إلى تحضير شرائح مجهرية ، ليستخدمها في هذه الحالات.

وإذا أراد المعلم أن يعلم المتعلمين كيفية تحضير هذه الشرائح ، فإنه يختار العينة المناسبة من البيئة المحلية ، ويحضر الشريحة اللازمة إذا كان تحضيرها لا يتعدى وقت الحصة الصفية ، وفي مثل هذه الحالات تكون الشريحة مؤقتة . مثل شريحة خلايا البصل أو قطاع في ساق أو جذر نبات ذي فلق وذو فلقتين أو قطاع في ورقة نبات .....الخ

أما إذا كانت العينة نادرة ومن الصعب الحصول عليها مرة ثانية ، فيفضل تحضير الشريحة بشكل يبقياها لفترة أطول ، وتسمى في هذه الحالة شرائح دائمة تحفظ في صندوق الشرائح المجهرية المحضرة في المختبر لاستخدامها وقت الحاجة .

وسنعرض طرق تحضير الشرائح المجهرية الدائمة والمؤقتة .

**أولاً: طرق تحضير الشرائح المجهرية المؤقتة**

**خلية مؤقتة نباتية( خلايا البصل).**

**المواد والأدوات المطلوبة :**

بصل - ملقط - شرائح زجاجية - أغطية شرائح زجاجية - ورق نشاف - قطارة - إبرة تشريح - محلول اليود أو صبغة الميثيل الأزرق.

**طريقة العمل:**

• شريحة بصل مؤقتة	• أو صبغة الميثيل الأزرق إلى حافة غطاء الشريحة	• احرص على أن لا يحبس الغطاء أي فقاعة هواء بينه وبين الشريحة.	• أمسك غطاء الشريحة من حافته و لتلامس الحافة الثالثة قطرة الماء و الشريحة ثم أنزله تدريجياً باستخدام إبرة تشريح حتى يصل الغطاء إلى سطح الشريحة	• استخلص باستخدام الملقط قطعة صغيرة من الغشاء الرقيق المبطن للسطح الداخلي من البصلة وضعة فوق قطرة الماء في وسط الشريحة و أفرشه بشكل جيد.	• أقطع البصلة طولياً إلى أربعة أقسام.
٦	٥	٤	٣	٢	١





## مسحة من الدم البشري



### الأدوات والمواد المستخدمة:

مجهر مركب - شرائح وأغطية - أدوات تشريح - صبغة اليود - مسحة طبية - قطن - ماء مقطر - إبرة وخز - كحول - لوز جروح - دم إنسان - حمض خليك صبغة رأيت أو لشما ن..

### خطوات العمل :

1. • نظف إصبع الإبهام بواسطة المسحة الطبية أو قطن مبلل بالكحول  
• أنقب الإبهام بإبرة الوخز ثم تخلص من القطرة الأولى ثم ضع قطرة الدم الثانية على طرف شريحة نظيفة.
2. • استخلص باستخدام الملقط قطعة صغيرة من الغشاء الرقيق المبطن للسطح الداخلي من البصلة وضعة فوق قطرة الماء في وسط الشريحة و أفرشة بشكل جيد.
3. • بعد الحصول على الدم نظف الإبهام بالكحول أو المسحة لطبية مرة أخرى وضع لوزة على الجرح .
4. • ثبت الشريحة بإحدى يديك واستعمل اليد الأخرى لوضع الشريحة الثانية أمام قطرة الدم مباشرة
5. • اسحب الشريحة العلوية الى الخلف حتى تلامس قطرة الدم
6. • اترك الدم ينساب على الحافة السفلية للشريحة العلوية
7. • ادفع الشريحة العلوية الى الامام بحركة هادئة الى ان تنتهي عينة الدم قبل بلوغها نهاية الشريحة السفلية
8. • دع الشريحة تجف في الهواء
9. • اصبغ الشريحة بصبغة رأيت أو صبغة لشما ن أو يود أو أي صبغة أخرى لفترة دقيقتين تقريبا .
10. • أغسل الشريحة بالماء المقطر أكثر من مرة
11. • ضع الشريحة تحت المجهر المركب لفحصها
12. • ملاحظة خلايا الدم البيضاء بسهولة أكبر أضف قطرة من حمض الخليك عند طرف غطاء الشريحة





خلية حيوانية ( الخلايا الحرشفية  
الطلائية المبطننة للفم )



الأدوات والمواد المستخدمة:

مجهر مركب - شرائح وأغطية - قضيب زجاجي - صبغة أزرق الميثيلين - قطارة - ماء - مقطر - فازلين - نكاشات أسنان.

خطوات العمل: -





## عينة ماء مستقم راكد



جهاز الطرد المركزي اليدوي او الكهربائي - انابيب اختبار صغيرة عدد (٢) قياس ٥مل ، ١٠مل -قطارة - شرائح زجاجية - اغطية شرائح - عينة ماء راكد.

### طريقة العمل :

١ - ضع عينة من الماء الراكد في الأنبوبة الاولى ، وضع في الأنبوبة الأخرى الكمية نفسها من ماء نقي .

٢ - ضع الأنبوبتين متقابلتين في جهاز الطرد المركزي ، واغلق الجهاز بغطائه الخاص ، وحرك قرص السرعة بسرعة (١٠٠٠ دورة /دقيقة ) وأضبط قرص الزمن على (٥) دقائق، وصل الجهاز بالتيار الكهربائي، أو قم بتدوير المدور اليدوي إن كان يدويا لمدة ١٠ دقائق تقريباً.

اخرج الأنبوبتين من داخل الجهاز ، وخذ الأنبوبة المحتوية على العينة واسكب السائل الموجود فيها على ان يبقى الراسب في قعرها ( أسفلها ) .

بذلك تكون الشريحة جاهزة للفحص تحت المجهر ، ويمكن أن تلاحظ وتشاهد كائنات حية مختلفة في العينة

- امسك غطاء الشريحة من الحافتين الجانبيتين ، واجعل الحافة الثالثة تلامس العينة والشريحة ، ثم انزله تدريجياً حتى يصل إلى سطح الشريحة ، واحرص على عدم تكون فقاعات هوائية بين الشريحة والغطاء

- خذ عينة من الراسب في قعر الأنبوبة بواسطة القطارة وضعها في وسط شريحة زجاجية نظيفة.





## طرق تحضير الشرائح المجهرية الدائمة



**الشرائح الدائمة** هي الشرائح التي تحضر لتستخدم أكثر من مرة، وتحفظ مدة طويلة من الزمن، وغالباً ما تحضر هذه الشرائح لعينات نادرة يكون من الصعب الحصول عليها في أي وقت، فتحفظ في المختبر إلى حين الحاجة إليه.

**الإعداد لعمل القطاعات في العينة .:**

- قتل الحيوان والحصول على العينة وتتم عملية القتل بعده طرق ( الذبح ، التخنيع ... ) .

• - غسل العينة بعد إتمام عملية التثبيت ويجب التخلص من آثار المثبت المتبقية في العينة كما يلي: - تغسل العينات المثبتة في مثبت بوان بالكحول ٧٠٪ حتى يزول اللون الأصفر.

- تغسل العينات المثبتة في زنكر بالكحول ٩٦٪ مشبع باليود ومدة الغسيل تتراوح من ٥ - ٨ ساعات .

- العينات المثبتة في مثبت روسمان تغسل بالكحول ٩٦٪ . - العينات المثبتة في الفورمالين تغسل بماء الصنبور الجاري لمدة ٢٤ ساعة .

- تحفظ العينة في ٧٠٪ كحول ايثيلي

- **نزع الماء من العينة :** الماء لا يمتزج مع شمع البرافين لذلك يجب التخلص من الماء الموجود في النسيج الخلوي حتى تسهل عملية نفاذ البرافين المصهور إلى داخل الأنسجة وتتم عملية نزع الماء بتمرير العينة على سلسلة متدرجة الإرتفاع في التركيز من محاليل الكحول الايثيلي وتتراوح المدة اللازمة لترك العينة في كل خطوة من خطوات نزع الماء في محاليل الكحول المختلفة التركيز من ٣٠ دقيقة إلى ثلاث ساعات كحد أقصى .

ويفضل أن تمرر العينة في مراحلها الأخيرة من خطوات نزع الماء على محلولين منفصلين من الكحول المطلق ومدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات في كل مرة وذلك لزيادة التأكيد من تمام نزع الماء من العينة .





**ترويق العينة :** الكحول لا يمتزج مع شمع البرافين لذا يعتبر محللول الزيلول من أنسب المحاليل المروقة لسهولة امتزاجه مع البرافين والكحول وهناك مواد يمكن استخدامها كمروقات مثل التولوين والبنزين والكلوروفورم ولكنها سريعة التطاير.

**تخليل العينة :** المقصود من تخليل العينة هو تشبع العينة بالبرافين وتتم العملية بتمرير العينة على مزيج متساو من الزيلول والبرافين ثم تنقل العينة في شمع البرافين المنصهر داخل الفرن وتكرر هذه العملية لعدة مرات ( من مرتين إلى خمس مرات ) كل مرة لمدة نصف ساعة.

**طمر العينة :** يستخدم في العينات الصلبة شمع البرافين الصلب والذي تتراوح درجة انصهاره بين ٥٦ و ٥٨ درجة مئوية أما العينات اللينة فيستخدم لها شمع البرافين الرخو والذي تتراوح درجة انصهاره فيما بين ٥٠ و ٥٢ درجة مئوية ويستخدم لعملية الطمر صندوق مفتوح الجهتين ( علبة كبريت فارغة ) ويفضل أن تدهن حواف القالب أو الصندوق الداخلية بمادة الجلسرين حتى لا يلتصق شمع البرافين بحوافة






## التشريح



**علم التشريح** : هو العلم الذي يبحث في تركيب جسم الكائن الحي ، ويقسم الى :

- ١ - علم الشكل الخارجي: ويختص بدراسة الشكل الخارجي لعضو ما في جسم الكائن الحي باستخدام العين المجردة
- ٢ - علم التشريح المجهري: ويختص بالدراسة المجهرية التفصيلية لعضو ما في جسم الكائن الحي

### قواعد عامة في التشريح :



### الأدوات والمواد اللازمة في عملية التشريح:

- ١ - الحيوان المراد تشريحه، / ٢ - كلوروفورم، / ٣ - قطن .
- ٤ - طقم التشريح (مشارط ، مقصات ، ملاقط ، إبر تشريح ، مسامير صغيرة ، دبابيس ، قطارة ، منفاخ التشريح).
- ٥ - حوض التشريح: ويوضع فيه خليط من الشمع المنصهر وبعض الفحم النباتي.







٦ - لوح التشريح: وهو قطعة مستطيلة من الخشب

الاجراءات التي تتم قبل البدء بعملية التشريح :


لتشريح ضفدعة مثلاً اتبع ما يلي :




ضع الضفدعة على ظهرها ثم ثبت الاطراف باستخدام الدبابيس




خدر الضفدعة بواسطة وخز دماغها بإبرة ، أو وضعها في إناء محكم الغلق به مادة مخدرة أو أضرب رأسها بحافة المنضدة




حضر طبق التشريح وضع في أرضيته طبقة من شمع البرافين




نظف الضفدعة وحوض التشريح بالماء ثم اغمرها غمراً جيداً في الماء




اقطع الجلد في المنطقة البطنية على امتداد الخط المنصف طولياً حتى الإرتفاع الذقني ثم قطع الجلد طولي بمحاذاة كل طرف من اطرافه الاربعة ، واسحبها الى الخارج ثم ثبته بالدبابيس




أرفع الجلد الواقع بين الفخذين بالملقط ، وأعمل فتحة صغيرة فيه بواسطة المقص أو المشرط ، ستلاحظ خروج سائل شفاف من تحت الجلد هو سائل اللمف




اقطع الجزء الايمن من جدار البطن باتجاه السهم (٢) ثم اقطع الجزء الأيسر من جدار البطن باتجاه السهم (٣) كما تشاهد في الشكل (٣) واحذر حتى لاتلحق ضرراً بالوريد البطني الأمامي الذي يتصل بجدار البطن



قص العضلة البطنية المستقيمة باتجاه السهم (١) كما يظهر في الشكل (٢) واحذر حتى لاتلحق أضرار بالأعضاء الداخلية وخاصة القلب .



اكشف الجلد فستشاهد عضلات الضفدعة واضحة أمامك وهي مغطاة بغشاء رقيق يعرف بالصفق اكشف الجلد فستشاهد عضلات الضفدعة واضحة أمامك وهي مغطاة بغشاء رقيق يعرف بالصفق .



تعرف على الأحشاء الآتية في الضفادع ، وتبين أنها تتصل ببعضها البعض بأغشية تسمى المساريقا شكل (٤).






## تشريح سمكة

الأدوات والمواد المستخدمة :

سمكة - حوض تشريح - أدوات تشريح

خطوات التشريح :



١ - ضع السمكة على أحد جانبيها في حوض التشريح .

٢ - أقطع بالمقص جدار الجسم من أمام فتحة الشرج بالاتجاه إلى أعلى إلى أن تصل إلى الخط الجانبي .

٣ - أستمري في القطع إلى مقدمة الجسم وبمحاذاة الخط الجانبي إلى أن تصل إلى خلف غطاء الخياشيم .

٤ - أقطع بالمقص إلى أسفل بموازية غطاء الخياشيم حتى تصل إلى الخط البطني الوسطي .

٥ - استمري في القطع في الناحية البطنية من المقدمة إلى أن تصل إلى النقطة التي بدأت منها .

٦ - أنزع هذا الجزء من العضلات كذلك غطاء الخياشيم .

٧ - أغسل السمكة بالماء .





## -تشریح حمامة

الأدوات والمواد المستخدمة:

حمامة حيه - لوح تشریح - أدوات تشریح مجهر تشریحی - كلوروفورم - قطن



### خطوات التشریح :

- ١ - خدر الحمامة بالكلوروفورم وضعها على ظهرها على لوح التشریح .
- ٢ - شد الأجنحة والأرجل على لوح التشریح وثبتها جيداً .
- ٣ - اقطع من فتحة المذرق بشكل طولي بالمقص حتى القص .
- ٤ - اقطع بالمقص جانبياً وثبت القطع الباقية على لوح التشریح بالمسامير .
- ٥ - اقطع بالمقص في جانبي القص عند اتصاله بالضلوع مع الحذر على الأعضاء





## التحنيط



## تحضير العينات



كثير من الحيوانات الرخوية واللافقاريات والحيوانات الصغيرة والأجنة والديدان الطفيلية وغير الطفيلية والنباتات ، يكون من الصعب والنادر الحصول عليها حية عند اللزوم في المختبر ، لذلك يتم اللجوء إلى طريقة الحفظ الرطب للعينات التي تم جمعها ، حيث يمكن دراسة العينة وإعادتها إلى آنية الحفظ ، ويقصد بالحفظ أن تحفظ العينة طرية ورطبة ومحتفظة بكامل أجزائها في داخل أوعية تحوي محاليل حافظة .

كيفية حفظ العينات الحيوانية في المحاليل :

<p>لكي تحفظ العينات بالشكل المطلوب لابد أولاً من قتلها أو تخديرها بإتباع الخطوات التالية :</p> <p>❖ <b>اللافقاريات (الرخويات) :</b> تخدر العينة في الوسط الذي توجد فيه أو تعيش فيه كما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- أضف قطرات من الميثانول.</li><li>- أضف بعض قطرات من محلول ملح كبريتات المغنيسيوم (الملح الإنجليزي) أو قطرات من محلول ملح إبسوم ( EPSON ). ثم قم بوضعها في وعاء مغلق مملوء بماء بارد تم غليه.</li></ul> <p>❖ البرمائيات والزواحف: تقتل بوضعها في الثلجة في درجات التجمد أو في الفريزر الخاص بالثلجة .</p> <p>❖ الفقاريات الأخرى: تقتل بواسطة الكلورفورم باستخدام (ناقوس زجاجي) .</p> <p>❖ الحشرات : توضع في وعاء زجاجي محكم الغلق ، ويوضع فيه قطنة مبللة بمادة خلات الإيثيل ( ETHYLE ACETARTE ) .</p>	<p><b>طرق تخدير وقتل العينات الحيوانية</b></p>
<p>بعد القيام بتخدير وقتل العينات تبدأ مرحلة حفظها ، ولتنفيذ ذلك قم بالخطوات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- بواسطة إبرة حادة قم بعمل وخزات أو فتحات في جسم العينة حتى يتخللها محلول الحفظ مع الحرص على ألا تتأثر الأجزاء الداخلية و ألا تحدث تشوهات في الشكل الخارجي .</li><li>- ثبت العينة بالشكل المناسب كما لو كانت العينة في وضعها الطبيعي في بيئتها أو بالشكل الذي تراه مناسباً باستخدام الخشب او الشرائح الزجاجية .</li><li>- أضف المادة الحافظة إلى أن تغمر العينة كلياً</li><li>- ضع بطاقة على الإناء الذي حفظت فيه العينة مع مراعاة تثبيت البطاقة جيداً حتى لا تزول أو تسقط من جدار الوعاء وأكتب على البطاقة اسم العينة والبيئة التي جمعت أو المكان وتاريخ تحضير هذه العينة واسم من قام بتحضيرها.</li></ul>	<p><b>طرق حفظ العينات الحيوانية</b></p>





<p>نستخدم كلتا الطريقتين: ( طريقة الحفظ الرطب وطريقة الحفظ الجاف «التحنيط»)</p> <p>الحفظ الرطب يستخدم لحفظ الأسماك الصغيرة فبعد صيدها وللتأكد من موتها توضع في الفورمالين (5%) الحفظ الجاف يستخدم للأسماك الكبيرة والتي يزيد طولها عن ٢٥ سم باتباع الخطوات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- احقن السمكة بمحلول الفورمالين تركيز (١٠%)</li><li>- ضع السمكة على لوح خشبي وقم بفرد زعانفها، وثبتها على اللوح بواسطة الدبابيس.</li><li>- اترك السمكة لعدة أيام إلى أن تأخذ الزعانف شكلها الطبيعي وكأنها تسبح في الماء.</li><li>- انقل السمكة بعد ذلك إلى وعاء معدني وأعرضها بالشكل المناسب ، ويضاف إليها محلول الفورمالين بتركيز (5%) شريطة أن تغمر العينة لمنع تعفنها .</li><li>- ثبت بطاقة على الوعاء مكتوباً عليها تاريخ التحضير، واسم العينة، والبيئة أو المكان الذي جلبت منه تستخدم هذه الطريقة مع الحيوانات الصغيرة الحجم والمتوسطة،</li></ul>	<p><b>حفظ الأسماك</b></p>
<p>محلول هيدروكسيد البوتاسيوم بتركيز (٠,٥ - ٢%) مع خمسة لترات من الماء المقطر ، ويكون التركيز بحسب حجم العينة من الأكثر إلى الأقل .</p> <p>محلول مشبع من اليوزارين أحمر في كحول مطلق ١٠٠ مل .</p>	<p><b>كيف تحتفظ بعينات كاملة بهيكلها العظمي ملوناً وأنسجة شفافة ؟</b></p> <p><b>المواد المستخدمة</b></p>





## الطريقة

تعتمد على صبغ الهيكل العظمي مع الاحتفاظ بالأنسجة والأعضاء شفافة بحسب الخطوات التالية :

- ١ - أحدث شقاً في بطن الحيوان لإزالة الاحشاء إذا كان هناك ضرورة لذلك ، ولكن بحذر شديد حتى لا تتمزق أجزاء من الأعضاء الداخلية أو العضلات .
- ٢ - ثبت الحيوان في كحول ٧٠٪ من يوم إلى ثلاثة أيام بحسب الحجم .
- ٣ - انقل العينة إلى الاسيتون (وذلك لإزالة الدهون)
- ٤ - انقل العينة إلى محلول هيدروكسيد البوتاسيوم بحسب التركيز المناسب لحجم العينة واتركها حتى تظهر سلاميات الأطراف : لان الجلد في هذه المنطقة أقل سمكا وتظهر قبل بقية المناطق .

- ٥ - انقل العينة إلى محلول جاهز من هيدروكسيد البوتاسيوم وبنفس التركيز ، ثم اضع قطرات من محلول اليزارين أحمر حتى يصبح لون المحلول احمر باهتاً ، عندئذ سيتلون الهيكل العظمي باللون الأحمر بعد ٢٤ ساعة تقريباً .
- ٦ - انقل العينة إلى محلول هيدروكسيد البوتاسيوم جديد بنفس التركيز ، لفترة ساعة كاملة .
- ٧ - انقل العينة إلى مزيج مكون من الجلسرين وهيدروكسيد الكالسيوم بنسبة ٩:١ جزء واحد من الجلسرين ٢+٩ أجزاء من الجلسرين لبضعة أيام .
- ٨ - انقل العينة إلى مزيج مكون من الجلسرين وهيدروكسيد البوتاسيوم بنسبة ١:١ لبضعة أيام .
- ٩ - انقل العينة إلى محلول جلسرين بتركيز ٧٠٪ مائي لبضعة أيام .
- ١٠ - انقل العينة إلى محلول جلسرين بتركيز ٨٠٪ مائي لبضعة أيام .
- ١١ - انقل العينة إلى جلسرين نقي، وغير الجلسرين بعد عدة أيام ، بعد ذلك خزن العينة في جلسرين نقي جديد ، وتكون الأنسجة في هذه الحالة شفافة تماماً ، ويظهر الهيكل العظمي مصبوغاً وواضحاً باللون الأحمر .





## طرق الحفظ




طرق حفظ النباتات	الحفظ الرطب	الحفظ الجاف
	<p>التجفيف</p>	
	<p>وضع النباتات الصغيرة في محلول من الكحول بتركيز (٩٠٪) أو الفورمالين (٥٪ - ٤٪) .</p> <p>يكون بضغط النبات فقط مجزأً أو كاملاً، متضمناً الجذر والساق والورقة ( نباتات صغيرة ) .</p> <p><b>الأدوات والمواد المطلوبة:</b></p> <p>النبته ( العينة ) أداة حفر - محلول كلوريد الزئبقيك - لوح خشب بمقاس مناسب - حبل - ورق جرائد ضعيفة - شريط لاصق او غراء - قطعتان من الكرتون - وعاء بلاستيكي .</p> <p><b>خطوات العمل:</b></p> <p>١ - اجمع بعض النباتات الصغيرة ، واستعن بأداة حفر صغيرة ، مثل الملعقة او السكين لتحفر حول الجذور .</p>	
		<p>٢ - اغمر النبات قبل ضغطه (كبسه) في وعاء فيه محلول سام ، كمحلول كلوريد الزئبقيك ، لضمان عدم تلفه بعد ذلك .</p> <p>٣ - ضع أحد اللوحين على طاولة المختبر ، وضع عليه قطعه من الكرتون المقوى ، ثم أفرد النبتة بعناية شديدة .</p> <p>٤ - ضع بضع صفحات من الصحف فوق النبتة ثم لوح الخشب الاخر ، وبغاية اضعف اللوحين واربطهما معاً بالحبل ثم ضع فوقهما أجساماً ثقيلة مسطحة .</p> <p>٥ - اتركها مدة أسبوع إلى أن تجف كلياً ، ويستحسن تغير أوراق الصحف المبتلة يومياً .</p> <p>٦ - ارفع النبتة بعناية بعد أن تجف ، وضعها على ورق مقوى ، وثبتها باستخدام شريط لاصق أو مادة لاصقة شفافة في أماكن الجذور والسيقان والفروع .</p> <p>٧ - اكتب تحت كل نبتة اسمها ، وتاريخ جمعها واسم من جمعها وبيئتها ، ثم ثبتها داخل صندوق بأوجه زجاجية لحمايتها من التلف .</p> <p>ملحوظة : يمكن الاستفادة من أغلفة أشرطة الكاسيت لحفظ النباتات الصغيرة مناسبة . يمكن إدخالها في الغلاف بعد تثبيتها على قطعة كرتون مقوى ، ثم وضعها داخل الغلاف بمادة لاصقة والصق حواف الغلاف لحمايتها من الرطوبة والتلف .</p>





## طرق حفظ الحشرات

- جمع الحشرات وقتلها وضعها داخل أنبوبة أو زجاجة لوضع مادة سامة مثل : ( ETHYLE ACETATE ) أو البوتاسيوم او قطعة قطن مبللة بمادة الكلورفورم أو الإيثر . وتحفظ الحشرات بالتحميل على دبائيس او بالتصبير .



تحميل الحشرات

على دبائيس

- بعد قتل الحشرة تحمل على دبوس غير قابل للصدأ يتناسب وحجم الحشرة ، من حيث السمك والطول ونوع الحشرة أيضاً .


- يتم وضع الدبوس في معظم الحشرات في الحلقة الصدرية الثانية ، لأنها تشكل منطقة الاتزان فيها . شكل (١) .

وبالنسبة للحشرات التي لا تظهر فيها الحلقة الصدرية الثانية ، فيمكن غرس الدبوس في الغمد الأيمن قرب قاعدة الحشرة . شكل (٢) .

أما الحشرات الصغيرة: كالذباب وسوس الحبوب والنمل وغيرها ، فيمكن تثبيتها بمادة لاصقة شفافة (كصمغ قوي يجف بسرعة )

فوق قطعة من الكرتون

المقوى على شكل مثلث ، مثل تثبيت القطعة الحاملة للحشرة بالدبوس .



تجفيف الحشرات

- بعد قتل الحشرة وتحميلها تأتي مرحلة تجفيفها لمنع تعفنها ، ويتم ذلك بحفظ الحشرة فوق أداة صلب الحشرات (المصبرة) ، وهي قطعة

خشبية على شكل بروز مثبت عليها قطعة من الفلين وفوقها قطعتين من البوليسترين ( الفلين الأبيض) بينهما مسافة تختلف باختلاف بطن

الحشرة . وغالباً ما تكون أحد القطع ثابتة والأخرى متحركة يمكن تحريكها بما يتناسب وحجم الحشرة .

بعد تحميل الحشرة على دبوس ، يغرس طرف هذا الدبوس في قاع الميزاب (المسافة بين القطعتين) . شكل (٤)





### ارشاد

**ملاحظة:** لمنع النمل من الوصول الى الحشرة المصبرة واتلافها ، يستحسن وضع الحشرة المصبرة على حامل مرتفع في حوض به ماء . وتترك فترة من الوقت في هذا الوضع ثم ترفع برفق وتحفظ في المكان مناسب في المجموعة الحشرية

بعد أن تثبت قصاصة من الورق في أسفل الدبوس الذي يحمل الحشرة ، تكتب عليها الاسم العلمي للحشرة ، اسم المكان التي جمعت فيه وتاريخ الجمع واسم الشخص الذي جمعها.

### الأدوات والمواد المستخدمة في عملية التحنيط :

- طقم أدوات التشريح ، حوض التشريح ، لوح التشريح ، محقن طبي ، اسلاك معدنية قوية ، قطاعة ، خيوط قوية ، ابرة خياطة ، اسلاك معدنية رفيعة ، قطن ، كلوروفورم ، فورمالدهيد ، ملح طعام ، مسحوق بوراكس ، خرز ، مطرقة ، حبات نفتالين ، قطعة قماش .

### الحنيط الجاف





## تحنيط الطيور



تحنيط الطيور

بعد قتل الطائر وقبل البدء بعملية التحنيط ينبغي إتباع الإرشادات التالية:

- أ - أمسك الطائر من رجليه ودبس جناحيه .
- ب - حافظ على بقاء الريش نظيفاً قدر المستطاع، فإذا اتسخ فنظفه مباشرة بالماء وبغاية فائقة.
- ج - كن حذراً عند استعمال مادة الكلوروفورم ومادة الفورمالدهيد ، فهي مواد ضارة . ولهذا ينبغي تجنب استنشاق أبخرتها وملامستها للجلد. ولتجنب أضرارهما استخدم الكمام والقفازات المطاطية .
- د - امنع تسرب السوائل الداخلية للخارج، وذلك بوضع قطعة من القماش في فم الطائر.

### خطوات العمل :

١. خدر الطائر المراد تحنيطه باستخدام قطنة مبللة بالكلوروفورم .
  ٢. ضع الطائر على لوح التشريح على أن تكون الجهة البطنية إلى أعلى .
  ٣. باعد بين الريش في المنطقة الصدرية واعمل بسكين حادة أو مشرط شقاً من منتصف الصدر إلى بداية البطن.
  ٤. أفضل الجلد بحذر عن عضلات الجسم بواسطة أصابع اليد والملاقط والمشارط مع استخدام مسحوق البوراكس أو ملح الطعام أثناء الفصل وذلك برشه بين الجلد واللحم للمساعدة على فصل الجلد والتخلص من بقايا الدهن و اللحم .
  ٥. إدفع الرجل إلى الداخل لتظهر الركبة ثم أقطعها باستخدام القطاعة ثم أقطع الذيل عند نقطة اتصاله بالجسم بحيث يبقى متصل بالجلد .
  ٦. تابع عملية فصل الجلد باتجاه الناحية الصدرية وعند وصوله إلى مؤخرة الجناح اقطعه من الجسم .
  ٧. افصل الجلد عن الرقبة بدفعها إلى الداخل واسحبها حتى تصل إلى مكان العمود الفقري بالجمجمة ثم قص الرقبة .
  ٨. نظف الجمجمة من محتواها من خلال فتحة اتصال الجمجمة بفقرات العمود الفقري مستخدماً إبرة التشريح والملقط .
  ٩. انزع العينين بالملقط وقص اللسان وأزل العضلات والدهون من الأرجل والجناحين.
  ١٠. استخدم مسحوق البوراكس لإزالة وتجفيف بقايا الدهن أو اللحم عن الجلد وفي مكان العينين وداخل الجمجمة .
  ١١. بعد الانتهاء من عملية سلخ الجلد إبدأ بعملية تحضير كتلة من القطن بالطريقة الآتية :
- أ - حضر كتلة من القطن بحيث يملأ تجويف بطن الطائر ومنطقة الرقبة واضغطه بشكل جيد باستخدام خيوط مناسبة . شكل

(١)





ب - احضر سلكاً بطول جسم الطائر (سلك معلاق ملابس) وأدخله في الجسم الصناعي ثم أدخل أحد طرفيه في الجمجمة والطرف الآخر في الذيل .

ج - أصنع كتله من القطن لكل رجل بحيث يملأ منطقة الفخذ ثم أدخل سلك فيها (في كل كتله) وأدخل كل سلك في رجل بحيث يظهر بين أصابع القدم وثبته بشكل جيد في السلك الأوسط . شكل ( ٢ ) .

د - أصنع جسماً من القطن لكل جناح بحيث يملأ تجويف الجناح ثم أدخل فيه سلكاً وأدخله في الجناح حتى يصل إلى مقدمة ما تبقى من عظم وثبت الطرف الآخر بالسلك الأوسط . شكل ( ٣ ) .


هـ - املأ ما تبقى من تجويف الجسم بالقطن حتى يأخذ الطير شكله وحجمه الطبيعي مع ضرورة وضع حبات من النفتالين في جوفه لمنع الرطوبة والتعفن .

و - أحقن ما تبقى من اللحم في جسم الطائر - وخصوصاً الأجنحة والأرجل - بالفورمالين للحفاظ عليها من التعفن .

ز - خيط الشق بشكل جيد بحيث لا تظهر آثار الخياطة . شكل ( ٤ ) .

ح - ضع حبات من الخرز بالحجم المناسب مكان العينين .

ط - ثبت الطائر على لوح من الخشب بالشكل الطبيعي له بواسطة الأسلاك الموجودة في الأرجل وضعه في مكان بعيد عن الرطوبة والحشرات واكتب بمقايمة







## نموذج الخلاصة والتقارير الشهري للعمل المخبري

م	اسم المعلمة	المادة	الصف والشعبة	عدد التجارب المطلوب إجراءها حسب الخطة	عدد التجارب التي أجريت فعليا (من سجل تنفيذ التجارب العملية)	النسبة المئوية للتجارب المنفذة	التجارب غير المنفذة	اسباب عدم التفعيل	ملاحظات





## المراجع



- ١ - د/ أحمد الدندني / دليل السلامة والإسعافات الأولية في المختبرات المدرسية ، ١٤٣١هـ.
- ٢ - إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، وآخرون . (١٤١٧هـ) كراس العملي الكيمياء للصف الثاني عشر . مكتب التربية لدول الخليج العربي .
- ٣ - خليل ، حسام . (٢٠٠٩م) . موسوعة الكيمياء الشاملة ج١ . دار أسامة للنشر والتوزيع .عمان .الأردن .
- ٤ - سعيد بن عبدالله وآخرون/ دليل الأجهزة والأدوات التعليمية في المختبرات المدرسية / وزارة التعليم / ١٤٢٧هـ
- ٥ - شاهين ، جميل عمان .(٢٠٠٦م) دليل العمل في مختبر الكيمياء . عالم الثقافة للنشر والتوزيع . عمان .الأردن.
- ٦ - العويس ، أحمد عبد العزيز ،وعبد العزيز الزامل .(١٤١٥هـ) الكيمياء العامة العملية . دار الخريجي للنشر . والتوزيع . الرياض .

- ١ - دليل المختبرات المدرسية / اليمن ( نسخة الكترونية ) .
- ٢ - الدعيجي عبدالله وآخرون ، أساسيات تحضير العينات النباتية. / جامعة الملك سعود.
- ٣ - باعشن نبيهة وآخرون / مقدمة علم الحياة العملي/ الطبعة الثالثة ١٤٢٨هـ .

المواقع :

-موقع المختبرات الإلكترونية

-المدرسة العربية <http://www.schoolarabia.net/>

حقائب تدريب :

- أمين عائشة محمد / مهارة القياس في مختبر الفيزياء ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ

