








قواعد الأمن والسلامة في المعامل الكيميائية

Always		Never	
<p>Wear your lab coat</p> <p>لبس البالطو</p>		<p>Don't work alone</p> <p>عدم اجراء التجارب بمفردك وعدم تواجد المشرفة</p>	
<p>Wear your glasses and wear shoes that protect your feet</p> <p>لبس نظارات الأمان والقفازات والأحذية المريحة والواقية للقدمين</p>		<p>Don't Bring food to the lab or eat inside the lab</p> <p>عدم ادخال وتناول الأطعمة والمشروبات داخل المعمل</p>	
<p>Put your hair up</p> <p>ربط الشعر</p>		<p>Don't Use your phone inside the lab</p> <p>عدم استخدام الجوال داخل المعمل</p>	
<p>Clean your place and wash your hands before leaving</p> <p>تنظيف المكان وغسل الأيدي قبل مغادرة المعمل</p>		<p>عدم لبس العدسات اللاصقة اثناء اجراء التجارب في المعمل</p>	

بعض الأدوات المستخدمة في معامل الكيمياء


الإستخدام	الشكل	الأدوات
يستخدم في خلط وتقليب وتسخين المواد الكيميائية ويستخدم للحجوم التقليدية غير الدقيقة		Beaker الكأس
يستخدم في عمليات المعايرة		Conical flasks الدورق المخروطي
يتوفر بعدة مقاسات مختلفة ، ويستخدم للحجوم التقليدية غير الدقيقة		Graduated Cylinder المخبار المدرج
تتوفر بعدة اشكال قياسية وحجمية والميكرو تستخدم لسحب المواد الكيميائية بدقة حسب الحجم المطلوب		Pipettes الماصة
تتوفر في عدة مقاسات وتستخدم في عمليات المعايرة واطافة المواد بدقة عن طريق التحكم بمفتاح الفتح والغلق الموجود باسفل السحاحة		Buret السحاحة
يستخدم الميزان لوزن المواد الكيميائية حيث يتم وضع المادة المراد وزنها على ورقة ترشيح او في كأس على الميزان ، وتوزن الورقة أو الكأس قبل وضع العينة ويمكن معرفة وزن المادة عن طريق طرح وزن الورقة او الكأس وهي فارغة من وزن الورقة او الكأس مع العينة .		Balance الميزان
يستخدم في تحضير المحاليل القياسية بحجم وتركيز معلومين ويكون السطح المقعر فوق العلامة		Volumetric flask دورق حجمي قياسي
مملوء بالزئبق مادة خطيرة يجب الحذر منها ويستخدم لقياس درجة الحرارة		Thermometer مقياس الحرارة
يوضع بها الماء المقطر ويستخدم لغسل الأدوات		قارورة الغسيل
للحماية من انسكاب السوائل		القمع

الطريقة الصحيحة لقراءة السحاحة

عند قراءة التدريجات في السحاحة يجب أن تكون عين الناظر في مستوى سطح السائل وذلك لتجنب خطأ اختلاف القراءة .

القراءة الصحيحة تتم:

بأن يكون أسفل تقعر السائل ملامساً أعلى خط التدريجة التي تريد قياسها كما في الصورة المقابلة في حالة المحاليل الشفافة
ويجب أن توضع السحاحة عمودياً عند القراءة حيث يوضع الحامل على سطح مستوي ثابت،
وتوضع ورقة بيضاء وراء التدريج لدقة القراءة




ملاحظات هامة :

- 1- تدرج السحاحة يكون عادة $50 \text{ ml} = 50 \text{ cm}^3$ وعند التعبئة أو القراءة لابد ان يكون السطح المقعر عند العلامة .
- 2- عند القراءة نقرأ الجزء الفارغ وليس الممتلئ .
- 3- عند تعبئة السحاحة لابد التأكد من أن الجزء السفلي خالي من الفقاعات .
- 4- بعد غسل الماصة وللتخلص من الجزء المتبقي في اسفل الماصة نقوم بضرب الماصة مرتين ببطء في قعر الكأس حتى نتأكد من نزول الجزء المتبقي في الماصة وتكون جاهزة للاستخدام .
- 5- غسل الأدوات يكون على ثلاث مراحل :
 - 1- غسلها بالماء والصابون
 - 2- غسلها بالماء المقطر
 - 3- غسلها بمحلول التجربة .

تعريفات

عدد مولات المذاب في لتر من المحلول وحدتها M او mol/L	Molarity M المولارية
عدد جرامات المذاب في لتر من المحلول وحدتها g/l	C قوة المحلول
عدد المكافئات الجرامية المذابة في لتر من المحلول وحدتها eq/L	Normality N العيارية

الحسابات



الوزن المكافئ	القوة	العيارية	المولارية
eq.wt= Mwt/ z	C= M×Mwt حيث Mwt هو الوزن الجزيئي C= N×eq.wt حيث eq.wt الوزن المكافئ	N= z× M حيث z عدد الوحدات المستبدلة	$\left(\frac{M \times V}{n}\right)_A = \left(\frac{M \times V}{n}\right)_B$

طريقة حساب z (عدد الوحدات المستبدلة)

في الأحماض الوحدة المستبدلة ذرة الهيدروجين (H) وفي القواعد عدد الوحدات المستبدلة (OH)

العدد	الوحدة المستبدلة	المركب
١	الهيدروجين (H)	HCl المركب حمض
٢	الهيدروجين (H)	H ₂ SO ₄ المركب حمض
٣	الهيدروجين (H)	H ₃ PO ₄ المركب حمض
١	الهيدروكسيد (OH)	NaOH المركب قاعدة
٢	الهيدروكسيد (OH)	Ca(OH) ₂ المركب قاعدة
١	الهيدروكسيد (OH)	NH ₄ OH المركب قاعدة
١	الهيدروجين (H)	CH ₃ COOH المركب حمض
٢	Na ₂ بمثابة OH	Na ₂ CO ₃ المركب قاعدة