

## المعمل الثاني التجربة الأولى

تعيين تركيز هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بواسطة معايرتها بمحلول حمض الهيدروكلوريك (HCl)

### مبدأ الطريقة :

المعايرة : ايجاد تركيز المادة المجهولة

هيدروكسيد الصوديوم مادة مجهولة التركيز اما حمض الهيدروكلوريك معلوم التركيز ولذلك يمكن تعيين تركيز هيدروكسيد الصوديوم عن طريق معايرته بكمية مكافئة بمحلول (HCl) معلوم الحجم والتركيز واستخدام دليل مناسب للحصول على نقطة التكافؤ أو النهاية .



### المعادلة



ايضاح	الأدوات والمحاليل المستخدمة في المعايرة
	كأسين - ورق مخروطي - ماصة - سحاحة قمع صغير
معلوم التركيز	محلول HCl
مجهول التركيز	محلول NaOH
حمض عضوي ضعيف يعمل في الوسط القاعدي ويعمل في مدى pH من 8.3-10 ويكون زهري في الوسط القاعدي و عديم اللون في الوسط الحمضي	دليل ph.ph الفينول فيثالين
قاعدة عضوية ضعيفة تعمل في الوسط الحمضي وتعمل في مدى pH من 3.1-4.4 ويكون اصفر في الوسط القاعدي وبرتقالي في الوسط الحمضي	دليل M.O

### خطوات العمل :

- ١- انقل بالماصة ( 10ml ) من محلول الحمض الى الدورق المخروطي .
- ٢- ضع بضع قطرات من الدليل ph.ph ويكون اللون عديم اللون
- ٣- أضف القاعدة من السحاحة تدريجيا حتى الوصول الى نقطة التكافؤ ثم الحصول على اللون الزهري الفاتح وعندها نصل الى نقطة النهاية .



- ٤- كرر التجربة والقراءة مرتين .
- ٥- عمل الحسابات متوسط الحجم والمولارية والعيارية والقوة والوزن الجزيئي والوزن المكافئي للمادة المجهولة

### ملاحظات :

- ١- نأخذ اول قراءة في السحاحة يظهر عندها اللون ولايختفي مع مراعاة ان يكون اللون فاتح .
- ٢- نقوم باجراء التجربة مرتين والفرق بين القراءتين في الحجم تكون 0.2 فقط وليس أكثر لتفادي الخطأ في ايجاد التركيز.

الحسابات

متوسط الحجم	الحجم	القراءة النهائية	القراءة الابتدائية

تعينة الجدول بعد حساب متوسط الحجم

الوزن المكافئ	القوة	العيارية	المولارية
$eq.wt = Mwt / z$	$C = M \times Mwt$ حيث $Mwt$ هو الوزن الجزيئي $C = N \times eq.wt$ حيث $eq.wt$ الوزن المكافئ	$N = z \times M$ حيث $z$ عدد الوحدات المستبدلة	$\left( \frac{M \times V}{n} \right) A = \left( \frac{M \times V}{n} \right) B$